

Gebruuchsanweisung

deconex® PROZYME ALKA

Mildalkalisch-/enzymatischer Instrumentenreiniger

Für die Instrumentenaufbereitung in Reinigungs-
und Desinfektionsgeräten (RDG)



Anwendungsbereich

deconex® PROZYME ALKA ist ein materialschonender Spezialreiniger auf der Basis einer ausgeklügelten Kombination von Enzymen und Tensiden für die maschinelle Aufbereitung von thermostabilen wie auch thermolabilen Instrumenten und Utensilien wie beispielsweise chirurgische und mikrochirurgische Instrumente, MIC-Instrumente, starre und flexibler Endoskope, Anästhesie- und Beatmungsutensilien, Stationsutensilien, zahnärztliche Instrumente, Aluminiumcontainer und andere Medizinprodukte.

Eigenschaften

Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung und Formulierung entfernt deconex® PROZYME ALKA effizient verschiedenste organische Verschmutzungen wie Blut, Geweberückstände, Schleim und Biofilme von medizinischen Instrumenten aus den verschiedensten Materialien. Zusätzlich zu seiner grossen Reinigungskraft und der breiten Einsetzbarkeit zeichnet sich deconex® PROZYME ALKA durch verschiedene weitere Eigenschaften aus:

- sehr gute Materialverträglichkeit
- Biofilmaktivität
- schaumarm
- hartwasserverträglich
- keine Neutralisation notwendig
- EDTA-frei
- NTA-frei
- frei von Duftstoffen
- frei von Farbstoffen
- biologisch abbaubar

Anwendung und Dosierung

Die optimale Dosierung hängt im Wesentlichen von der Wasserhärte und der Art der Verschmutzung ab. Obwohl deconex® PROZYME ALKA hartwasserverträglich ist, wird zur Erzielung eines optimalen Reinigungsergebnisses grundsätzlich die Verwendung von vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) oder Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) empfohlen. Eine Dosierung von 1-5 mL/L ist dann ausreichend. Bei der Verwendung von nicht behandeltem Wasser wird eine Dosierung bis max. 10 mL/L empfohlen. Idealerweise wird deconex® PROZYME ALKA bei einer Temperatur von 35 °C zudosiert. Die Reinigungsdauer auf einem Temperaturplateau von 50-60 °C beträgt typischerweise 5-10 Minuten. Eine nachträgliche Neutralisation ist nicht notwendig.

deconex® PROZYME ALKA

Dosierempfehlung

Dosierung	VE-/RO-Wasser ¹⁾	weiches bis mittel-hartes Wasser ¹⁾	hartes Wasser ²⁾	Temperatur
deconex® PROZYME ALKA	1-5 mL/L	5-7.5 mL/L	7.5-10 mL/L	50-60 °C

¹⁾ und normale Verschmutzung

²⁾ und starke oder hartnäckige Verschmutzung


Prozessempfehlung

Ein typischer RDG-Prozess für die Aufbereitung thermostabiler Instrumente im RDG ist nachfolgend aufgeführt:

Typischer RDG-Prozess (für thermostabile Instrumente)

1. Vorspülung: mit kaltem Stadtwasser, 3 min
2. Reinigung: mit VE- / RO-Wasser
Dosieren von deconex® PROZYME ALKA bei 35 °C
Reinigen bei 55 °C für 5-10 min
3. Zwischenspülung I: mit warmem (40-45 °C) Stadtwasser, 1 min
4. Zwischenspülung II: mit kaltem Stadtwasser, 1 min
5. Thermische Desinfektion: mit VE- / RO-Wasser,
z. B. 5 min bei 90 °C, ggf. Dosierung z. B. von deconex® 64 NEUTRADRY als Trocknungshilfe bei ~ 90 °C
6. Trocknung: 10-25 min

RDG-Prozessgrafik



Lagerung

Produkt bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C lagern.

Sicherheitshinweise

Hinweise zu Arbeitsschutz und fachgerechter Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt von deconex® PROZYME ALKA.

Vertreter:

Borer Chemie Deutschland GmbH

Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach

Vertrieb:

Robert-Bosch-Str. 1, 78234 Engen

Tel. +49 7733 3603530, Fax +49 7733 3603539

office@borerchemie.de, www.borerchemie.de

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel. +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

 **borer**
advanced cleaning solutions

Produktdatenblatt

deconex® PROZYME ALKA

Mildalkalisch-/enzymatischer Instrumentenreiniger

Für die Instrumentenaufbereitung in Reinigungs-
und Desinfektionsgeräten (RDG)



Inhaltsstoffe

Oberflächenaktive Stoffe
Enzyme (Proteasen)
Komplexbildner
Lösungsvermittler
Sequestriermittel
Konservierungsmittel

Materialverträglichkeit

deconex® PROZYME ALKA zeichnet sich durch eine sehr gute
Materialverträglichkeit aus.

Geeignet für:

Edelstahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Titan, Kupfer,
Messing, Zink, Zinn, verchromte Materialien, Kunststoffe, Ela-
stomere einschliesslich Polyurethan, Silikon, Teflon, Gummi,
Latex, Glas und keramische Werkstoffe. Es ist keine Materia-
lunverträglichkeit bekannt.

Für nicht genannte Materialien sind geeignete Verträglichkeits-
untersuchungen durchzuführen. Nehmen Sie ggf. mit Borer
Chemie AG Kontakt auf.

Konzentrat:

Für die Verträglichkeit mit Transport- und Peristaltikschläuchen
fragen Sie nach dem separaten Infoblatt.

CE-Kennzeichnung

deconex® PROZYME ALKA erfüllt die Anforderungen für Me-
dizinprodukte gemäss Medizinprodukte-Direktive 93/42/EWG.

deconex® PROZYME ALKA

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert	1 %ige Lösung in vollentsalztem (VE) Wasser	ca. 10.1
Dichte	Konzentrat	1.07 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klar, gelb

Verpackung

Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus rezyklierbarem Polyethylen.

Gebindegrößen

Gebindeart	Inhalt	Artikel-Nummer
Flasche	1 L	523805.00-F10W
Kanister tief	5 L	523805.00-KK5W
Kanister	10 L	523805.00-K10W
Kanister	25 L	523805.00-K25W
220 L-Fass	200 L	523805.00-B220
Drumtainer	200 L	523800.00-D220
IBC 1000 L	920 L	523805.00-IBC1

Zusätzliche Informationen

Lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung und das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Vertreter:

Borer Chemie Deutschland GmbH

Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach

Vertrieb:

Robert-Bosch-Str. 1, 78234 Engen

Tel. +49 7733 3603530, Fax +49 7733 3603539

office@borerchemie.de, www.borerchemie.de

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel. +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.