



DESIFOR-ONE PROTECT

Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art und zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten

Einsatzbereich

Geeignet für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden.
Nur für industrielle/gewerbliche Verwendungen.

Anwendung

Wasser in einem Eimer vorlegen, Pulver hineingeben und kurz umrühren. Beispielsweise 1 Beutel (20 g) auf 4 Liter Wasser = 0,5 % (5 g/l). Flächen feucht wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

Technische Informationen

Umkarton mit 4 Kartons à 50 Beutel Art.-Nr. 20501

Wirkstoffe

100 g enthalten: 45 g Pentakalium bis(peroxymonosulfat)bis(sulfat).

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05

BAuA Reg.-Nr.: N-70788



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
DGHM/VAH-Liste Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	0,5 % (5 g/l) – 60 Min.	niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae) gem. EN 14348	0,5 % (5 g/l) – 60 Min. 1,0 % (10 g/l) – 60 Min.	niedrige Belastung hohe Belastung
viruzid: Polio gem. DVV-/RKHeitlinie 12/2014	2,0 % (20 g/l) – 5 Min. 2,0 % (20 g/l) – 60 Min.	niedrige Belastung hohe Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 % (5 g/l) – 5 Min.	gem. DVV-/RKHeitlinie 12/2014
Norovirus (MNV) gem. EN 14476	0,5 % (5 g/l) – 5 Min. 0,5 % (5 g/l) – 30 Min.	niedrige Belastung hohe Belastung
Sporizid gegen C. difficile (Ribotyp 027)	1,0 % (10 g/l) – 2 Std.	Praxisnaher Flächenversuch in Anlehnung an EN 13697 niedrige Belastung (Gebel 2001; Gebel 2004)
RKI-gelistet zur Anwendung nach § 18 IfSG Wirkungsbereich AB	3,0 % (30 g/l) – 4 Std.	–

Produkteigenschaften

- Extrem breites Wirkungsspektrum
- Gute Materialverträglichkeit
- Geprüft nach den neusten Noro-Viren-Prüfmethoden
- Durch Sauerstoffbasis keine Raumluftbelastung

Hinweise

Vor Frost-, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zur Vermeidung von intensiven Gerüchen gut lüften. **Besondere Hinweise:** Standzeit der Gebrauchslösung: 1 Arbeitstag (bei 20 °C). Bei starker Verschmutzung vorzeitig wechseln

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0518

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE