Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean® DS A

Schnelldesinfektion











- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion auf wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc)
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen

und medizinischem Inventar, (Vorsicht bei alkoholempfindlichen

Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Ausführungen: MvClean DS A Schnelldesinfektion

,							
Artikelbeschreibung /Article Description	Duft / Aroma	PackInhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE	
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	1L	79615	4046153116201	10308644	12	
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	5L	79649	4046153118540	10843828	2	
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral /	10L	79616	4046153117017	10308650	1	

Einwirkzeiten:

Noro - Viren (geringe Belastung)	konz 1 Min.		
TBC (M. terrae)	konz 1 Min.		
BVDV /(HCV)- Inaktivierung	konz 30 Sek.		
Vaccinia	konz 30 Sek.		
Bakterizid, levurozid	konz 1 Min.		

<u>Zusammensetzung:</u> 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 8,0g 1-Propanol,

42g Ethanol

Qualitätssicherung: MPG, Richlinie 93/42/EWG / VAH / HACCP

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:

3 Jahre

Symbole:

















MaiMed GmbH Robert-Koch-Str. 1-7 29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-A-Schnelldesinfektion-20140902