

MASKEN-KOMPASS:

Das sind die Unterschiede

					
Maskentyp	CIVIL USE	Medizinischer Mundschutz / OP-Maske	FFP2	FFP3	FFP2/FFP3 mit Ventil
Schutz des Trägers (Eigenschutz)	✗	✓ teilweise	✓	✓	✓
Schutz des anderen (Fremdschutz)	✓ teilweise	✓	✓	✓	✗
Filterleistung	✗	≥ 98%	≥ 94% (engmaschiger und daher wirksam gegen noch kleinere Partikel)	≥ 99% (noch feiner als FFP2, virendicht)	≥ 94% / ≥ 99% filtert nur die eingeatmete Luft, nicht die Ausatemluft
Passform	✓ Maskenränder undicht	✓ ungefiltertes Ein- und Ausatmen an den undichten Maskenrändern	✓ dichter Sitz, Durchlass max. 11%	✓ dichter Sitz, Durchlass max. 5%	✓ dichter Sitz, Durchlass max. 11% / 5%
Atemwiderstand / Tragegefühl	✓	✓	✓ dichter Sitz, bei Atemproblemen Masken mit Ventil wählen	✓ dichter Sitz, bei Atemproblemen Masken mit Ventil wählen	✓ reduziert Atemwiderstand, erhöht Tragekomfort
Empfohlener Einsatzbereich	privater Gebrauch	medizinische Bereiche und überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, draußen oder in geschlossenen Räumen, Büros, Schulen	Altenheime, Krankenhäuser, überall, wo hohe Infektionsrisiken bestehen	Altenheime, Krankenhäuser, überall, wo hohe Infektionsrisiken bestehen	Altenheime, Krankenhäuser, überall, wo hohe Infektionsrisiken bestehen, filtert nur die eingeatmete Luft, nicht die Ausatemluft
Verpflichtende Angaben, Prüfanforderung	keine	auf der Verpackung: CE, EN 14683 Typ II oder Typ IIR, Medizinprodukt der Klasse I, Hersteller bzw. Marke	auf dem Produkt: CE, EN 149:2001+A1:2009, Schutzklasse FFP2, NR (not reusable) oder R (reusable), Hersteller bzw. Marke	auf dem Produkt: CE, EN 149:2001+A1:2009, Schutzklasse FFP3, NR (not reusable) oder R (reusable), Hersteller bzw. Marke	auf dem Produkt: CE, EN 149:2001+A1:2009, Schutzklasse FFP2 bzw. FFP3, NR (not reusable) oder R (reusable), Hersteller bzw. Marke
Gebrauchsanleitung notwendig	✗	✗	✓	✓	✓
Hinweise / Tipps	-	fester Sitz erhöht die Filterleistung und den Schutz, Ohrschlaufen mit Knoten verkürzen	keine unterschiedlichen Größen, nur Einheitsgrößen verfügbar Masken mit Ohrschlaufen sind produktionsbedingt günstiger als Kopfbänder Faltbar oder fester Cup: Wirkungsweise ist gleich, daher entscheidet der persönliche Tragekomfort		