



HARTMANN




200
JAHRE

Hartmann
1818-2018

Sortimentskatalog

Arztpraxis und
medizinischer Fachhandel



**200
JAHRE**

*Hartmann
1818-2018*

Sortimentskatalog

Arztpraxis und
medizinischer Fachhandel

Stand März 2018

HARTMANN: Leidenschaft für Gesundheit.



Über 10.700 Mitarbeiter in 35 Ländern weltweit und noch viel vor:
Das ist die PAUL HARTMANN AG in ihrem 200. Jahr des Bestehens.

HARTMANN unterstützt medizinisches Fachpersonal sowie private und professionelle Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit. Das Unternehmen fokussiert sich auch zukünftig darauf Produkte und Lösungen zu entwickeln, die die Qualität medizinischer Behandlungen nachhaltig verbessern und medizinischen Fachkräften einen echten Mehrwert bieten – nicht nur durch eine leichtere Anwendung, sondern auch durch einen positiven ökonomischen Effekt.

Hartmann
1818-2018

HARTMANN Gruppe feiert 200-jähriges Firmenjubiläum.

Am 1. März 1818 als Textilbetrieb in Heidenheim a. d. Brenz gegründet, ist die heutige PAUL HARTMANN AG der älteste deutsche Hersteller von Verbandstoffen und ein international führender Anbieter von Medizin- und Pflegeprodukten.

Mit dem ersten sterilen Wundverband gelang Paul Hartmann sen. zusammen mit dem schottischen Chirurgen Sir Joseph Lister und dem Arzt Victor von Bruns 1874 ein entscheidender Durchbruch in der Medizingeschichte. Diese Erfindung ermöglicht bis heute Millionen Menschen eine sichere Wundversorgung. Zugleich bildete sie den Grundstein des Unternehmens, dessen Portfolio ständig optimiert und vergrößert wurde.

Kompetenzschwerpunkte der PAUL HARTMANN AG sind heute Erzeugnisse für die Wundbehandlung, Inkontinenzversorgung sowie die Infektionsprophylaxe. Hinzu kommen Lösungen für die Kompressionstherapie, Immobilisation, Erste Hilfe sowie Selbstdiagnose.

In der 200-jährigen Firmengeschichte ist HARTMANN nie stehen-geblieben, sondern hat sich ständig fortentwickelt – zum Wohle von Patienten und Pflegekräften. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.

Informationen über die 200-jährige Geschichte der HARTMANN-Gruppe finden Sie hier www.hartmann.de/200Jahre

200
JAHRE



Unsere Vision? Das Gesundheitswesen verbessern. Weltweit.

Wir glauben daran, dass unsere drei zentralen Werte die Gesundheit zu unserem Antrieb werden lassen:

Leidenschaft, Partnerschaft und
Professionalität.

Unsere Leidenschaft? Den Menschen helfen.

Es ist unser Ziel, die Ideen und Vision unseres Gründers Paul Hartmann stetig weiter zu entwickeln. Auf dieser Basis entwickeln wir Ideen und schaffen immer wieder innovative Lösungen. Dabei steht die Leidenschaft für die Gesundheit der Menschen für uns und unsere Partner an erster Stelle. Und dafür ist uns kein Weg zu weit, kein Ziel zu hoch.

Wie wir sind? Offen, anspruchsvoll und dynamisch.

Partnerschaft – unser Know-how macht uns zum vertrauenswürdigen Partner.

Nur wer seine Zielgruppe genau kennt, versteht auch ihre Bedürfnisse. Wir sehen uns deshalb als offener, hilfsbereiter und beständiger Partner in allen Bereichen der Gesundheitsvorsorge. Mit unseren Erkenntnissen und unserem Fachwissen halten wir effektive und wirtschaftliche Lösungen bereit, welche die Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen.

Unser Leitprinzip? Persönlich, zuverlässig und beständig.

Professionalität – wie wir Menschen helfen? Aktiv und unmittelbar.

Wir denken und handeln in pragmatischer, vorausschauender und ganzheitlicher Weise. Unsere Ideen und Lösungen passen wir kontinuierlich den Herausforderungen und Anforderungen von morgen an. So unterstützt HARTMANN stets die erfolgreiche Umsetzung von Ideen und Lösungen, die die Qualität des täglichen Lebens nachhaltig verbessern.

Wie wir arbeiten? Strukturiert, ergebnisorientiert und geradlinig.

6 Inhaltsübersicht



Wundmanagement

Hydroaktive Wundauflagen

HydroClean®	14
HydroTac®	15
Hydrocoll®	16
Sorbalgon®	17
Hydrosorb®	18
Hydrosorb® Gel	19

Spezial-Wundauflagen

PermaFoam®	20
Syspur-derm®	21

Wundkontaktschicht

Atrauman® Silicone	22
Atrauman® Ag	23
Atrauman®	23
Grassolind®	24

Saugkompressen

Zetuvit® Plus	25
Zetuvit®	26

Post-OP-Verbände

Cosmopor® Advance	27
Cosmopor® Steril	28
Cosmopor® Strip	29
DermaPlast® Wundpflaster	30
Cosmopor® Waterproof	31
Hydrofilm® Plus	32
Hydrofilm®	33

Mull / Vlies

ES-Kompressen	34
Medicomp®	35
Medicomp® drain	36
Peha® Schlitzkompressen	36
Eycopad®	37
Fil-Zellin®	38
HARTMANN Verbandmull ZZ	38
Mullro®	39

Klebende Fixierung

Omnifix® elastic	40
Hydrofilm® roll	41
Hydrofilm® I.V.	42
Cosmopor® I.V.	43
Omnistrip®	44
Omni Spulenpflaster	45
Omnitape®	46

Nicht klebende Fixierung

Peha-haft®	47
Peha-haft® Color	48
Peha-crepp®	49
Peha®-Mullbinden	50
Peha-last®	51
Peha®-Lastotel®	52
Stülpa®	53
Stülpa®-fix	54
Lastogrip®	55
Coverflex®	56
Verba®	57

Tupfer

Pur-Zellin®	58
Soft-Zellin®	58
Pagasling®	59
Telaprep®	60

Tamponaden

HARTMANN Tamponadebinden	61
Tampoglass®	61
Samu-med®	62

Watte

HARTMANN Verbandwatte	63
HARTMANN Watte	63

Zellstoff

Pehazell®	64
-----------	----

Kompressionsbinden

PütterPro 2	65
Pütter-Verband®*	66
PütterFlex	67
Pütter-haft	68
Lastodur®	69

Universalbinden

Idealast®-haft	70
Idealast®-haft Color	71
HARTMANN Idealbinden	72
Idealast®	73
Idealflex®	74
Idealflex® universal	75

Zinkleimbinden

Varolast® Plus	76
----------------	----

Polsterbinden

Rolta® soft	77
-------------	----



Erste Hilfe und Diagnostik

Selbstmedikation

DermaPlast® MEDICAL	84
DermaPlast® ACTIVE	86

Wundpflaster

DermaPlast® EFFECT Hydrogelpflaster	88
DermaPlast® Wundpflaster	90
DermaPlast® ProtectSpray®	91

Erste-Hilfe-Sets

DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets	92
------------------------------	----

Selbsttests

Veroval® Gluten-Intoleranz	93
Veroval® Allergie-Erkennung	94
Veroval® Harnwegsentzündung	95
Veroval® Eisenmangel	96
Veroval® Helfen Antibiotika?	97
Veroval® Schwangerschaft	98
Veroval® Zeugungsfähigkeit	99
Veroval® Chlamydien	100
Veroval® Vaginale Infektionsvorsorge	101
Veroval® Cholesterin	102
Veroval® Magen-Vorsorge	103
Veroval® Darm-Vorsorge	104
Veroval® Alkohol	105
Veroval® Drogen	106

EKG- und Blutdruckmessgerät

Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät	107
--------------------------------------	-----

Blutdruckmessgeräte

Veroval® Oberarm-Blutdruck-messgerät	108
Veroval® Netzadapter	109
Veroval® Handgelenk-Blutdruck-messgerät	110
Veroval® Waage	111
Veroval® Aktivitätsarmband	112
Tensoval® duo control	113
Tensoval® duo control Zubehör	114
Tensoval® Netzadapter	115
Tensoval® comfort classic	116
Tensoval® mobil classic	117

Fieberthermometer

Thermoval® baby	118
Thermoval® duo scan	119
Thermoval® kids flex	120
Thermoval® kids	120
Thermoval® rapid	121
Thermoval® standard	121

**Inkontinenzmanagement
Patientenpflege**Inkontinenzeinlagen

MoliMed® Premium	126
MoliMed® Comfort	127
MoliMed® for men	128
MoliNea® plus D Saugkissen	129
MoliNea® pads	129

Inkontinenzvorlagen

MoliCare® Premium Form	130
MoliCare® Form	131
MoliCare® Premium Form extra plus MEN	132

Fixierhöschen

MoliCare® Fixpants	133
--------------------	-----

Inkontinenz-Slips

MoliCare® Premium Elastic	134
MoliCare® Premium Slip	136
MoliCare® Slip	138
MoliCare® Slip maxi	139

Inkontinenz Pull Ups

MoliMed® Premium pants active	140
MoliMed® Premium pants for men	141
MoliCare® Premium Mobile	142

Inkontinenzunterlagen

MoliNea® Flocken-Krankenunterlagen	143
MoliNea® Lagen-Krankenunterlagen	144
Molinea® textile	145

Patienten- und Personalhygiene

Vala®Clean	146
Vala®Fit	147
Vala®Comfort	148
Vala®Protect	149
Peha®fresh	150
SicSac®	150

Untersuchungshandschuhe

Peha-soft® powderfree	151
Peha-soft® nitrile guard powderfree	152
Peha-soft® nitrile sterile powderfree	153
Peha-soft® nitrile fino powderfree	154
Peha-soft® nitrile white powderfree	155
Peha-soft® nitrile powderfree	156
Peha-soft® syntex powderfree	157
Peha-soft® vinyl powderfree	158
Peha-foj®	159

Pflegesets

MediSet® PEG/SBK	160
Peha® Katheter-Sets	161
Peha® Fadenzieh-Set	162

Zubehör Behandlungspflege

Pagavit®	163
HARTMANN Holzmundspatel	163
Wattestäbchen	164
Peha® Abwurfbeutel	165
Peha® Fadenmesser	165

Medizinische Hautpflege

MoliCare® Skin Reinigung	166
MoliCare® Skin Pflege	168
MoliCare® Skin Schutz	170

**OP-Bedarf**OP-Abdeckungen

Foliodrape® Protect Abdecktücher	176
Foliodrape® Protect Lochtücher	177

OP-Bekleidung

Foliodress® S	178
Foliodress® Cap Comfort Universal	179
Foliodress® Mask Comfort	180
Foliodress® Eye Protect	181

OP-Handschuhe

Peha®-micron latex	182
Peha®-profile latex	183
Peha-taft® latex	184
Peha®-underglove latex	185
Peha®-isoprene latexfree	186
Peha®-neon latexfree	187
Peha®-underglove latexfree	188

**Desinfektion und
Hygiene**Hände

Sterillium®	194
Sterillium® classic pure	195
Sterillium® med	196
Sterillium® Virugard	197
Sterillium® Tissue	198
Baktolan® protect	199
Baktolan® protect+ pure	200
Baktolan® lotion	201
Baktolan® lotion pure	202
Baktolan® balm	203
Baktolan® balm pure	204
Baktolin® sensitive	205
Baktolin® pure	206

Haut

Cutasept® F	207
Cutasept® G	208
Stellisept® med	209
Stellisept® med foam	210
Stellisept® med gloves	211
Cutasept® feet	212
Baktolan® vital	213

Fläche

Bacillol® AF	214
Bacillol® 30 Foam	215
Bacillol® Tissues	216
Bacillol® Wipes	217
Bacillol® AF Tissues	218
Bacillol® 30 Tissues	219
Mikrobac® Tissues	220
Mikrobac® Virucidal Tissues	221
Kohrsolin® FF Tissues	222
Kohrsolin® extra Tissues	223
Dismozon® plus	224
Mikrobac® forte	225
Kohrsolin® FF	226
Kohrsolin® extra	227
BODE X-Wipes	228
X-Wipes Safety Pack	229
Dismofix® G	230

Instrumente

Bodedex® forte	231
Bodedex® zyme	232
Bomix® plus	233
Korsolex® plus	234
Korsolex® med AF	235
Korsolex® extra	236
Korsolex® basic	237
Korsolex® FF	238
Korsolex® Endo-Cleaner	239
Korsolex® Endo-Disinfectant	240

Geräte und Zubehör

BODE Eurospender 3000	241
BODE Eurospender Vario	242
BODE Eurospender 1 plus	243
BODE X-Wipes Wandhalter	244
Dosier- und Applikationshilfen	245
Desinfektionswannen	246
BODE Dip Slides Combi	247

Was wäre, wenn weniger Verbandmittel für eine schnellere Wundheilung sorgen würden?

Bei HARTMANN fühlen wir uns verpflichtet, das Wissen, das wir in den vergangenen 200 Jahren erworben haben, für Innovationen und bessere Ergebnisse in den Bereichen Wundmanagement, Wundheilung und Kompressionstherapie einzusetzen. Aus lediglich „abdeckenden und aufsaugenden“ Wundauflagen haben wir ein Therapiekonzept mit zwei wirksamen Präparaten entwickelt, das aktiv und ganzheitlich die Wundheilung von der Wundreinigung bis zum Wundverschluss fördert. Dabei war es unser Anspruch, Wundbehandlung für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Gesundheitsökonomien und Patienten hoch wirksam und trotzdem einfach und wirtschaftlich zu gestalten.





*Was wäre, wenn...
wir einen Großteil der
Wunden mit nur zwei
Präparaten behandeln
könnten?*

HydroTherapy – Das Therapiekonzept für die Wundbehandlung in der Arztpraxis.

Durch den Einsatz von nur zwei Präparaten HydroClean® und HydroTac® lässt sich mit der HydroTherapy eine Vielzahl von Wunden wirksam und einfach behandeln.

Die Therapie startet unter Anwendung von HydroClean® in der Reinigungsphase und wird ab Mitte der Granulation bis zur vollständigen Epithelisierung mit HydroTac® fortgesetzt.

Der einzigartige Saug-Spül-Mechanismus von HydroClean® und die innovative AquaClear Technologie von HydroTac® sorgen für ein perfektes Zusammenspiel in der HydroTherapy.

HydroClean®

Schritt 1: **Wundreinigung**

HydroTac®

Schritt 2: **Wundheilung**





Wound
Management

Kompressionstherapie mit Pütter – Bindenmaterial für alle Fälle.

Die Kompression des Beines ist in der Therapie phlebologischer Erkrankungen unverzichtbar. Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Kompressionstherapie sind dabei eine korrekte Diagnose, gute Materialkenntnisse sowie Erfahrung im Anlegen von Verbänden.

Pütter für eine effektive Kompression – die gesamte Pütter-Familie.

Legen Sie Pütter für eine starke Kompression an.

Pütterbinden sind der etablierte Standard der Kompressionstherapie und stehen für eine sehr starke Kompression bei wirtschaftlichem Einsatz. Das kräftige Gewebe erreicht mit seiner Kompression auch die tiefen, subfaszialen Venenbereiche und ist dank guter Hautverträglichkeit auch für Patienten mit sensibler Haut geeignet.



PütterFlex für mehr Bewegung.

PütterFlex ist die Binde, die sich anatomisch optimal an das Bein anpasst und für mehr Beweglichkeit im Fußgelenk sorgt. Das dünne, bi-elastische Material lässt sich nicht nur einfacher anlegen, sondern erleichtert auch das Tragen von Schuhen. PütterFlex steht für mehr Akzeptanz und mehr Mobilität bei gleichbleibend starker Kompression und Wirksamkeit.



PütterPro 2 – das effiziente und einfache 2-Komponenten-Kompressionssystem.

PütterPro 2 ist ein kurzzügiges 2-Komponenten-Kompressionssystem, das die Kompressionstherapie ganz einfach macht. PütterPro 2 besteht aus einer einseitig kohäsiven und kurzzügigen Polster- sowie einer beidseitig kohäsiven und langzügigen Kompressionsbinde, die jeweils ohne Schere von Hand abzureißen sind. In nur wenigen Schritten bilden beide Binden übereinander angelegt einen angenehmen und gut sitzenden Kompressionsverband, der bis zu 7 Tage hält.



HydroClean®

Einzigartig

Nur von
HARTMANN

HydroClean®

Für eine aktive Wundreinigung durch den einzigartigen Saug-Spül-Mechanismus; bis zu 3 Tagen effektive Wirkung; einfache flexible Anwendung auch unter Kompression; Silikonstreifen verhindern das Verkleben mit der Wunde; wirksames autolytisches Débridement.

HydroClean® cavity HydroClean® mini

Für eine Wundreinigung bis zu 3 Tagen; eignet sich zum Tampoonieren tiefer Wunden; die Konstruktion von HydroClean cavity ermöglicht den Austausch rundum.



HydroClean mit dem einzigartigen Saug-Spül-Mechanismus für wirksames Reinigen, Absorbieren und Débridieren.

Charakteristik

Superabsorbierendes, mit Ringerlösung aktiviertes Präparat, das bis zu 3 Tagen ein feuchtes Wundmilieu schafft, Nekrosen und Beläge löst, im Austausch Wundexsudat aufnimmt und so die Wundreinigung beschleunigt; der SAP-Kern reguliert die Metallo-Proteasen-Aktivität und fördert so die Heilung von chronischen Wunden mit stagnierendem Heilungsprozess, der Aufbau von Granulationsgewebe wird gefördert; die hydrophobe Hülle wirkt Verkleben entgegen; ohne Wundirritation zu entfernen; zum Austamponieren tiefer Wunden stehen die cavity-Aufmachungen zur Verfügung.

Anwendung

Zur interaktiven Wundreinigung und Unterstützung der Wundkonditionierung sowie zum Gewebeaufbau, z. B. bei chronischen Wunden unterschiedlichster Genese, wie diabetische Gangrän, Dekubitalulkus oder Ulcus cruris oder bei schlecht heilenden Wunden mit starker Exsudation, bei klinisch manifest infizierten Wunden; auch unter Kompression anwendbar; speziell zum Austamponieren tiefer Wunden sind die cavity-Aufmachungen indiziert.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HydroClean® steril, einzeln eingesiegelt	Ø 4 cm	609 220	00127404	10 Stück	6
	4 x 8 cm	609 222	11692975	10 Stück	6
	Ø 5,5 cm	609 224	00127410	10 Stück	6
	7,5x7,5 cm	609 226	00127433	10 Stück	6
	10x10 cm	609 228	00127456	10 Stück	6
HydroClean® mini steril, einzeln eingesiegelt	Ø 3 cm	609 001	12440721	10 Stück	6
HydroClean® cavity steril, einzeln eingesiegelt	Ø 4 cm	609 002	00127462	10 Stück	6
	4 x 8 cm	609 004	11693182	10 Stück	6
	7,5x7,5 cm	609 008	00127491	10 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTherapy
In zwei Schritten.



HydroClean®
Von der Wundreinigung.....

HydroTac®

Der hydroaktive Schaumstoffverband, mit AquaClear Technologie für beschleunigte Wundheilung



Charakteristik

Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie; der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen; bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung eines optimalen Wundmilieus. Die AquaClear Technologie reichert Wachstumsfaktoren an der Geloberfläche an und beschleunigt so den epithelialen Wundverschluss. Die Wundauflage ist weich und geschmeidig, verfügt über eine gute

Polsterwirkung und kann schmerzarm entfernt werden; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur Wundbehandlung von gering bis mäßig exsudierenden Wunden ab Mitte der Granulationsphase bis hin zum kompletten Wundverschluss, z. B. bei Ulcus cruris, diabetischem Fußsyndrom und Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a sowie zur Behandlung von Spalthautentnahmestellen nach vorausgegangenem adäquater Blutstillung; auch unter Kompression anwendbar.



HydroTac®

Der leichte Selbsthafteffekt erleichtert die Handhabung durch eine Vorfixierung auf der Haut, für eine dauerhafte Fixierung sollten geeignete Produkte verwendet werden, wie z. B. hypoallergene Fixierpflaster oder -binden.



HydroTac® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist HydroTac comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



HydroTac® sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich, mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie für sicheren Halt.



HydroTac® concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellenbogen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
HydroTac®, steril, einzeln eingeschiegelt	Ø 6 cm	685 849	03451128	10 Stück	4
	10x10 cm	685 832	03451312	10 Stück	4
	10x20 cm	685 841	11584961	10 Stück	4
	20x20 cm	685 842	11584978	10 Stück	3
HydroTac® comfort, steril, einzeln eingeschiegelt	8x8 cm (IM 3,5x3,5 cm)	685 810	03452636	10 Stück	6
	12,5x12,5 cm (IM 7,5x7,5 cm)	685 815	03452688	10 Stück	6
	15x20 cm (IM 9x14 cm)	685 821	11691786	10 Stück	6
	20x20 cm (IM 14x14 cm)	685 812	11584984	10 Stück	4
HydroTac® sacral, steril, einzeln eingeschiegelt	18x18 cm (IM 13x10,6 cm)	685 827	11691800	10 Stück	6
HydroTac® concave, steril, einzeln eingeschiegelt	18x18,5 cm	685 825	11691823	10 Stück	6

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTac®
.....bis zur Epithelisierung



HydroTherapy
In zwei Schritten.

Hydrocoll®



Hydrocoll®

In fünf verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.



Hydrocoll® concave

Zur Behandlung an Ferse und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine Tasche formen und kann so körpergerecht anmodelliert werden.



Hydrocoll® sacral

Der spezifische Zuschnitt wird zur Behandlung von Dekubitalulzerationen im Sakralbereich eingesetzt.



Hydrocoll® thin

Der dünnere Hydrokolloid-Verband mit geringerer Saugkapazität findet bevorzugt in der Epithelisierungsphase Anwendung.



Der schnell saugende Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Saugender, selbsthaftender Hydrokolloid-Verband mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht; bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile ein feuchtes Wundmilieu, wobei das Gel so lange saugfähig ist, bis die Hydrokolloide gesättigt sind; fördert Granulation und Epithelisierung; ohne Wundirritation zu entfernen; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark exsudierender Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau, z. B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus; bei Verbrennungen 2. Grades; Hydrocoll sacral wird bei Dekubitalulzerationen im Sakralbereich, Hydrocoll concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Hydrocoll®, steril, einzeln eingeschiegelt	5x5 cm	900 740	01690633	10 Stück	20
	7,5x7,5 cm	900 742	01690656	10 Stück	20
	10x10 cm	900 746	04419865	10 Stück	20
	15x15 cm	900 748	04419871	5 Stück	16
	20x20 cm	900 749	07547658	5 Stück	16
Hydrocoll® concave, steril, einzeln eingeschiegelt	8x12 cm	900 756	01690745	10 Stück	20
Hydrocoll® sacral, steril, einzeln eingeschiegelt	12x18 cm	900 755	07547664	5 Stück	16
Hydrocoll® thin, steril, einzeln eingeschiegelt	7,5x7,5 cm	900 757	01690751	10 Stück	20
	10x10 cm	900 758	07547670	10 Stück	20
	15x15 cm	900 760	07547687	5 Stück	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Sorbalgon®

Die Calciumalginat-Kompresse mit ausgezeichneter Tamponierbarkeit

Charakteristik

Tamponierbare, wirkstofffreie Kompressen und Tamponadestreifen aus Calciumalginat-Fasern, die sich im Austausch mit den Natriumsalzen von Blut und Exsudat in ein hydrophiles, nicht verklebendes Gel umwandeln und die Wunde ausfüllen; dadurch ergeben sich ein enger Wundkontakt und ein für die Heilung günstiges Mikroklima; Keime werden während der Umwandlung in der Gelstruktur eingeschlossen.




Anwendung

Grundsätzlich zur Versorgung aller äußerlichen Wunden, insbesondere aber bei blutenden und exsudierenden Wunden, weil hier die Gelbildung wundheilungsfördernd zum Tragen kommt, so z. B. bei Ulcus cruris venosum, Dekubitus, Abszessen, Furunkeln, Verbrennungen sowie bei schwierig zu versorgenden Wunden in der Unfall- und Tumorchirurgie; für tiefe Wunden und Fistelgänge steht Sorbalgon T zur Verfügung.



Sorbalgon®

Kompressen in drei verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Einsatz.



Sorbalgon® T


Tamponadestreifen, 30 cm lang, speziell für englumige Fistelgänge und Stichkanäle.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Sorbalgon®, steril, einzeln eingeschiegelt	5x5 cm	999 598	03318955	10 Stück	8
	10x10 cm	999 595	03318949	10 Stück	7
	10x20 cm	999 589	00884915	5 Stück	13
Sorbalgon® T, Tamponadestreifen, steril, einzeln eingeschiegelt	1 g / 30 cm	999 590	00884909	3 Stück	16
	2 g / 30 cm	999 592	07355574	5 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrosorb®



Hydrosorb®

Der Gel-Verband verfügt über einen gewissen Selbsthaft-effekt, für eine dauerhafte Fixierung empfiehlt sich jedoch zusätzlich eine Befestigung mit hypoallergenen Fixierpflastern oder Fixierbinden.



Hydrosorb® comfort

Zur sicheren, keim-dichten Fixierung ist Hydrosorb comfort mit einem umlaufenden, hypo-allergenen Kleberand ausgestattet.



Der transparente, hydrozelluläre Gel-Verband für die feuchte Wund-behandlung

Charakteristik

Saugfähiger, hydrozellulärer Gel-Verband mit semi-permeabler, keimdichter Deckschicht; transparent; sorgt durch hohen Wasseranteil von ca. 60 % sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu; fördert Granulation und Epithelisierung; gute Polsterwirkung; auch mit Fixierrand erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung, insbesondere zur Versorgung klinisch nicht infizierter Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase, bei Ulcus cruris oder Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a sowie zur Förderung der Reepithelisierung von Spalthautentnahmestellen nach vorausgegangener adäquater Blutstillung; durch die beschreibbare Abziehfolie lässt sich hervorragend die Wundgröße dokumentieren.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrosorb®, steril, einzeln eingesiegelt	5x7,5 cm	900 853	04426629	5 Stück	6
	10x10 cm	900 854	04426635	5 Stück	6
	20x20 cm	900 855	04426641	3 Stück	5
Hydrosorb® comfort, steril, einzeln eingesiegelt	4,5x6,5 cm (IM 2,5x3,8 cm)	900 702	00256509	5 Stück	12
	7,5x10 cm (IM 4x6,8 cm)	900 706	07721197	5 Stück	6
	12,5x12,5 cm (IM 8x8 cm)	900 723	07721205	5 Stück	6

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrosorb® Gel

Das klare, viskose Gel aus der Spritze für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Klares und viskoses Gel mit elektrolytischer Zusammensetzung, das sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu sorgt; weicht trockenes, nekrotisches Gewebe auf und erleichtert das Ablösen, nimmt Beläge und Wundexsudat von gering exsudierenden Wunden auf; ohne Wundirritation mit steriler Spüllösung aus der Wunde zu entfernen; in Spritzen mit gegenläufiger Skala zur exakten Bestimmung und Dokumentation des Wundvolumens und der Menge des noch verfügbaren Gels; einzeln in Schutzhülle eingeschiegelt.



Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit geringer Exsudation, z. B. bei Ulzera, Dekubitalgeschwüren sowie Verbrennungen bis Grad 2b; unterstützt durch Aufweichung und Hydrierung von Nekrosen das endogene Débridement und die Beseitigung nekrotischen und avitalen Gewebes; das Gel 5 mm dick auf die Wunde aufbringen und mit geeignetem Sekundärverband abdecken.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Hydrosorb® Gel, steril, Spritzen einzeln in Schutzhülle	8 g	900 843	04084784	5 Spritzen	10
	15 g	900 844	03694836	10 Spritzen	10

* Versand-Einheiten in Packungen

PermaFoam®



PermaFoam®

In verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.



PermaFoam® comfort

Zur sicheren, keim-dichten Fixierung ist PermaFoam comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



PermaFoam® sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich; mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand für sicheren Halt.



PermaFoam® concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand lässt sich problemlos anlegen und haftet sicher.



PermaFoam® cavity

Zur Behandlung von tiefen Wunden; das dünne, weiche Material mit spezieller Lochstruktur erlaubt vielfältige Faltungsmöglichkeiten zur individuellen Anpassung an die Wunde und gewährleistet einen guten Sekretabfluss.



PermaFoam® tracheostomy

Zur Versorgung von Eintrittsstellen wie Tracheostomiekannülen und Sondenapplikationen; mit Y-Schnitt.



Der hydrophile Schaumstoffverband mit besonderer Porenstruktur

Charakteristik

Schaumstoffverband mit wasserdampfdurchlässiger Polyurethan-Deckschicht; die hydrophile, grobporeige Schaumstoffstruktur sorgt durch eine verstärkte Kapillarwirkung für einen schnellen Transport von Wundexsudat und gewährleistet ein ausgeglichenes feuchtes Wundmilieu. Keime und Zelltrümmer werden sicher eingeschlossen und bleiben auch unter Kompression gebunden; weich und geschmeidig, mit guter Polsterwirkung; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur Behandlung klinisch nicht infizierter, stark bis mäßig exsudierender Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase; insbesondere bei chronischen Problemwunden wie z. B. Ulcus cruris oder Dekubitus; besonders geeignet zur Behandlung venöser Ulzera in Kombination mit einer Kompressionsbehandlung; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a; für tiefere Wunden oder schwierig zu versorgende Problemzonen werden die jeweils spezifischen Zuschnitte eingesetzt.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
PermaFoam®, steril, einzeln eingeseigelt	Ø 6 cm	409 427	03446216	10 Stück	6
	10x10 cm	409 401	04094328	10 Stück	6
	10x20 cm	409 403	04094357	5 Stück	6
	15x15 cm	409 405	04094334	5 Stück	6
	20x20 cm	409 406	04094363	3 Stück	6
PermaFoam® comfort, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm (IM 3,5x3,5 cm)	409 428	03446222	10 Stück	6
	11x11 cm (IM 6x6 cm)	409 408	04094392	10 Stück	6
	10x20 cm (IM 5x14 cm)	409 410	04094423	5 Stück	6
	15x15 cm (IM 10x10 cm)	409 412	04094400	5 Stück	6
	20x20 cm (IM 14x14 cm)	409 413	04094446	3 Stück	6
PermaFoam® sacral, steril, einzeln eingeseigelt	18x18 cm (IM 11x9,5 cm)	409 422	03446038	3 Stück	6
	22x22 cm (IM 14,5x12,5 cm)	409 423	03446044	3 Stück	6
PermaFoam® concave, steril, einzeln eingeseigelt	16,5x18 cm (IM 10,5x12 cm)	409 424	03446050	3 Stück	6
PermaFoam® cavity, steril, einzeln eingeseigelt	10x10 cm	409 425	03446067	3 Stück	12
PermaFoam® tracheostomy, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm	409 426	03446104	10 Stück	6

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Syspur-derm®

Die Weichschaumkompressen zur Wundkonditionierung

Charakteristik

Therapeutisch wirksame Weichschaumkompressen aus zweischichtigem Polyurethan-Schaumstoff; die offenporige, auf der Wundfläche haftende Unterseite dient als Matrix für die Gewebsneubildung – durch Einsprossen der Zellen wird die Granulation angeregt und gefördert; die verdichtete, feinporige Deckschicht wirkt als Barriere gegen Sekundärinfektionen.



Anwendung


Zur Konditionierung von Wunden und Ulzerationen, insbesondere bei stagnierender Granulation; zur temporären Deckung großflächiger Hautdefekte und offener Frakturen; zur Vorbereitung von Hauttransplantationen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Syspur-derm®, steril, einzeln eingeschiegelt	7,5x10 cm	999 585	02177808	10 Stück	10
	10x20 cm	999 588	02177814	10 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman® Silicone



Das Silikon-Wunddistanzgitter für atraumatischen Verbandwechsel

Charakteristik

Wundkontaktschicht aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikongel (basierend auf Polydimethylsiloxan) beidseitig beschichtet ist; haftet sanft und sicher auf trockenen, nicht aber auf feuchten Oberflächen; sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, leicht zuschneidbar; kein Verkleben mit der Wunde.

Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen, leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden aller Art; als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und auf Stellen mit empfindlicher Haut; insbesondere in Verbindung mit dem Vivano Unterdruckwundtherapiesystem anwendbar.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Atrauman® Silicone, steril, einzeln eingesiegelt	5x7 cm	499 568	11666067	10 Stück	10
	7,5x10 cm	499 562	11666096	10 Stück	4
	10x20 cm	499 564	11666104	10 Stück	8
	20x30 cm	499 565	10554308	5 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen


Atrauman® Ag

Die silberhaltige Salbenkompressen mit antibakteriellen Eigenschaften

Charakteristik

Silberhaltige Salbenkompressen aus hydrophobem Gittertüll aus Polyamid, dessen Fasern mit elementarem Silber ummantelt sind, die im direkten Kontakt mikrobiologisch gegen gramnegative sowie -positive Bakterien wirken; imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse ohne Zusätze von Vaseline oder anderen Paraffinen; sekretdurchlässig, besonders

weich und gut drapierfähig, kein Verkleben mit der Wunde; 7 Tage mikrobiologisch wirksam. Die Salbenmasse enthält: Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride, Macroglol 2000.



Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen Wunden sowie zum ergänzenden Einsatz bei der Behandlung von keimbelasteten oder infizierten Wunden und zur Infektionsprophylaxe.

Ab sofort erhältlich über die DiG Healthcare:

Telefon: 0800-5889146

Telefax: 0800-5889147

E-Mail:

DiG-Bestellungen@DiG-Healthcare.de

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman® Ag, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 571	02813842	10 Stück	12
	10x10 cm	499 573	02813807	10 Stück	12
	10x20 cm	499 575	02813150	10 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman®

Die Salbenkompressen mit dem hydrophoben Polyesterüll

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem, engmaschigem Polyesterüll mit glatter Oberflächenstruktur, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, deren pflanzliche Fettsäuren aktiv den Lipidstoffwechsel unterstützen und damit den Heilungsprozess fördern; ohne Zusätze von Vaseline oder anderen Paraffinen;

sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, kein Verkleben mit der Wunde. Die Salbenmasse enthält: Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride.



Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden aller Art; eignet sich insbesondere, um das Verkleben von Wundbett und Sekundärverband zu vermeiden als auch zum Geschmeidighalten von Wundrändern und der Umgebungshaut; besonders indiziert in der Dermatologie sowie bei haut- und medikamentenempfindlichen Patienten anwendbar.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman®, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 510	04889826	10 Stück	20
	5x5 cm	499 550	04889832	50 Stück	10
	7,5x10 cm	499 513	03829302	10 Stück	10
	7,5x10 cm	499 553	04889849	50 Stück	10
	10x20 cm	499 536	03829331	30 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Grassolind®



Die Salbenkompresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus weitmaschigem, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, die durch ihren reichhaltigen Auftrag auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen wird; leicht zuschneidbar.

Die Salbenmasse enthält:
weißes Vaseline, Diglycerinester von Mono- und Dicarbonsäuren, synthetisches Wachs.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundbehandlung, insbesondere zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, z. B. für großflächige Schürf- oder Risswunden sowie Verbrennungen oder Verbrühungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen, Phimoseoperationen usw.; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren der Spalthauttransplantate; ideal auch in der Dermatologie sowie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Grassolind®, steril, einzeln eingeschiegelt	5x5 cm	499 310	03245618	10 Stück	20
	5x5 cm	499 350	03245647	50 Stück	10
	7,5x10 cm	499 313	03245624	10 Stück	12
	7,5x10 cm	499 353	03245653	50 Stück	10
	10x10 cm	499 314	03245630	10 Stück	12
	10x10 cm	499 354	03245699	50 Stück	4
	10x20 cm	499 336	03245676	30 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit® Plus

Die in Europa am häufigsten verwendete Superabsorber-Saugkomresse mit höchster Saugleistung für stark exsudierende Wunden



Charakteristik

Besonders saugfähige, wundfreundliche Saugkompressen mit einem speziellen Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken und hoch speicherfähigem Superabsorber; besonders weiche Wundkontaktschicht, die eine schnelle Aufnahme von Exsudat ermöglicht und nicht mit der Wunde verklebt; wasserabweisendes, luftdurchlässiges Spezialvlies auf der wundabgewandten Seite als Kontaminationsschutz, das zur Vermeidung von Applikationsfehlern grün eingefärbt ist; weich und luftdurchlässig, leicht zu drapieren, mit hoher Polsterwirkung.

Anwendung

Zur Versorgung sehr stark exsudierender Wunden in allen medizinischen Bereichen; insbesondere z. B. bei chirurgischen Wunden, lymphatisch bedingten Wunden, Ulcus cruris, exulzierenden Tumoren; auch geeignet als Wundverband unter Kompressionsverbänden.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Zetuvit® Plus, steril, einzeln eingeschweißt	10x10 cm	413 710	02536259	10 Stück	6
	10x20 cm	413 711	02536265	10 Stück	6
	15x20 cm	413 712	11554730	10 Stück	6
	20x25 cm	413 713	02536644	10 Stück	6
	20x40 cm	413 715	11874914	10 Stück	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit®



Die hochsaugfähige Komresse mit der seidenweichen Vliesumhüllung

Charakteristik

Wundfreundliche Saugkompressen aus vier aufeinander abgestimmten Materialschichten: seidenweiche Umhüllung aus nicht verklebendem Zweischicht-Vlies, Saugkörper aus weichen Zellstoffflocken, Tissuelage zur Sekretverteilung und feuchtigkeitsabweisende Lage aus Polypropylenvlies auf der Rückseite der Komresse als Kontaminationsschutz; eine Farbmarkierung kennzeichnet die Rückseite, um Applikationsfehler zu vermeiden.

Anwendung

Zur Versorgung mäßig bis stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen; zum Abpolstern von Wunden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Zetuvit®, steril, einzeln eingeschleut	10x10 cm	413 708	02724334	25 Stück	9
	10x20 cm	413 709	02724340	25 Stück	9
	13,5x25 cm	413 705	02724357	10 Stück	10
	20x20 cm	413 703	02724363	15 Stück	7
	20x40 cm	413 704	03242689	5 Stück	12
Zetuvit®, unsteril	10x10 cm	413 801	01905507	30 Stück	12
	10x20 cm	413 802	01905513	30 Stück	12
	13,5x25 cm	413 805	01905536	30 Stück	6
	20x20 cm	413 803	01981661	30 Stück	8
	20x40 cm	413 804	03242695	30 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Advance

Der super-gepolsterte,
schützende und
hochabsorbierende
Wundverband

Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier® Technologie; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet das Exsudat in die Absorptionsschicht und wird dort dauerhaft gespeichert, um Rücknässung zu vermeiden; sehr gute Saugkapazität und hoch speicherfähig, mit zusätzlichem Polstereffekt; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kleber.



Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit sensibler Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® Advance, steril, einzeln eingesiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 018	03546490	10 Stück	20
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 010	03546509	25 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	901 011	03546515	25 Stück	24
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 013	03546538	25 Stück	18
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	901 014	03546544	25 Stück	12
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	901 015	03546550	25 Stück	10
	25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	901 016	03546478	10 Stück	8
	35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	901 017	03546484	10 Stück	8

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Steril



Der komfortable, weiche und atmungsaktive Wundverband gegen Verkleben

Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatelverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit besonders sensibler Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® Steril, »Apothekenauf- machung« einzeln eingesiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 700	10324761	5 Stück	10
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	900 701	10324784	5 Stück	20
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	900 707	10324809	5 Stück	10
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	900 703	10324815	5 Stück	20
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	900 709	10324821	5 Stück	20
Cosmopor® Steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 833	04960553	10 Stück	20
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 800	04302005	50 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	900 802	04302011	25 Stück	27
	15x6 cm (IM 11x2,5 cm)	900 804	04302028	25 Stück	18
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	900 806	04302034	25 Stück	22
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	900 808	04302040	25 Stück	14
	20x8 cm (IM 16x3,8 cm)	900 810	04302057	25 Stück	12
	10x10 cm (IM 5,5x5,5 cm)	900 820	10102150	25 Stück	8
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	900 812	04302063	25 Stück	12
	25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	900 814	04302086	25 Stück	8
	35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	900 816	04302092	25 Stück	8
	15x15 cm (IM 10x10 cm)	900 823	10102167	25 Stück	8

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen



Cosmopor® Strip

Das Wundpflaster mit dem besonders offenkporigen Vliesstoff

Charakteristik

Hypoallergenes Wundpflaster aus weichem, elastischem und besonders luftdurchlässigem Vliesstoff, mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifen-auftrag; die Abdeckung des weichen, hochsaugfähigen Wundkissens mit einer micro-perforierten Lage aus Polyethylen verhindert ein Verkleben mit der Wunde.



Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® Strip, 10 Abschnitte zu 10 cm	4 cm	900 960	02784448	1 m	78
	6 cm	900 961	02784454	1 m	78
	8 cm	900 962	02784483	1 m	78
Cosmopor® Strip, Rollen in Spenderkartons	4 cm	900 963	02784508	5 m	32
	6 cm	900 964	02784520	5 m	24
	8 cm	900 965	02784537	5 m	16

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® Wundpflaster



DermaPlast® sensitive injection

Injektionspflaster aus weichem, hochelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; zur Versorgung der Einstichstelle nach Injektionen bei Patienten mit besonders sensibler Haut.



DermaPlast® textile elastic

Aus querelastischem, textilem Gewebe, wasserabweisend imprägniert; insbesondere zur Versorgung an Gelenken und konischen Körperteilen bei empfindlicher Haut.



DermaPlast® universal

Pflasterstrips aus dehnbarer Polyethylen-Folie, wasserdicht und schmutzabweisend; bei empfindlicher Haut.



Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Charakteristik

Hypoallergene Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten zur Versorgung von Bagatellverletzungen; mit gut saugender Wundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv; hautfarben.

Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei empfindlicher Haut bzw. besonders sensibler Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

DermaPlast® classic

Aus textilem Gewebe, wasserabweisend imprägniert; bei empfindlicher Haut.



DermaPlast® sensitive

Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei sehr sensibler Haut.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
DermaPlast® classic, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 051	03645861	5 m	32
	6 cm	535 061	03645878	5 m	32
	8 cm	535 071	03645884	5 m	24
DermaPlast® textile elastic, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 251	03645890	5 m	32
	6 cm	535 261	03645909	5 m	32
	8 cm	535 271	03645915	5 m	24
DermaPlast® sensitive, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 351	03645921	5 m	32
	6 cm	535 361	03645938	5 m	32
	8 cm	535 371	03645944	5 m	24
DermaPlast® sensitive injection, Injektionspflaster	4x1,6 cm	535 381	03645950	250 Stück	60
DermaPlast® sensitive, Pflasterstrips	Ø 22 mm	535 382	03732703	200 Strips	36
DermaPlast® universal, Pflasterstrips	19x72 mm	535 151	03732689	100 Strips	36
	25x72 mm	535 152	03732695	100 Strips	36

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Waterproof

Der sterile, wasserdichte Wundverband zur Behandlung von kleinen Wunden



Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Wundverband aus wasserdichter und keimdichter Polyurethan-Folie und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen, hydrophoben Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; hautfreundlich und atmungsaktiv; mit hypoallergenem Kleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® Water- proof, steril, einzeln eingesiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 991	10317689	5 Stück	10
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 992	10317672	5 Stück	10

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® Plus



Der absorbierende, wasserdichte und transparente Wundverband mit Wundkissen

Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Wundverband mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie, deren Transparenz eine Beobachtung der Wundumgebung sowie die Sekretaufnahme des Wundkissens ermöglicht; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, als Schutz vor Sekundärinfektionen, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm® Plus, steril, einzeln eingesiegelt	5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	685 770	04605705	5 Stück	20
	5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	685 771	04605711	50 Stück	10
	9x10 cm (IM 4x6 cm)	685 772	04609005	5 Stück	20
	9x10 cm (IM 4x6 cm)	685 773	04609063	50 Stück	10
	9x15 cm (IM 4x11 cm)	685 774	04609092	5 Stück	20
	9x15 cm (IM 4x11 cm)	685 775	04609117	25 Stück	10
	10x12 cm (IM 5x8 cm)	685 776	04609293	25 Stück	10
	10x20 cm (IM 5x16 cm)	685 777	04609407	5 Stück	10
	10x20 cm (IM 5x16 cm)	685 778	04610310	25 Stück	10
	10x25 cm (IM 5x20 cm)	685 779	04609413	25 Stück	10
	10x30 cm (IM 5x25 cm)	685 780	04610445	25 Stück	10

IM = Innenmaß


* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm®

Der diskrete und
wasserdichte
Transparentverband

Charakteristik

Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.



Anwendung

Als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden sowie bei Katheter- und Kanülenfixierungen; ideal zur Abdeckung von gelbildenden Calciumalginat-Kompressen, wie z. B. Sorbalgon.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm®, steril, einzeln eingesiegelt	6x7 cm	685 755	04601274	10 Stück	20
	6x7 cm	685 756	04601280	100 Stück	10
	10x12,5 cm	685 757	04601297	10 Stück	20
	10x12,5 cm	685 758	04601311	100 Stück	10
	10x15 cm	685 759	04601328	10 Stück	10
	10x15 cm	685 760	04601765	50 Stück	10
	15x20 cm	685 761	04602457	10 Stück	10
	15x20 cm	685 762	04602693	50 Stück	10
	10x25 cm	685 763	04602776	25 Stück	10
	12x25 cm	685 764	04602782	25 Stück	10
	20x30 cm	685 765	06326323	10 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

ES-Kompressen



Die klassischen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten

Charakteristik

Aus Verbandmull EN 14079, 17fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
ES-Kompressen, steril, in Folienbeuteln, eingesiegelt zu 2 Stück, 8fach	5x5 cm	401 621	01407100	5x2 Stück	360
	7,5x7,5 cm	401 623	01407117	5x2 Stück	240
	10x10 cm	401 625	01407123	5x2 Stück	160
	10x20 cm	401 645	01407146	5x2 Stück	100
ES-Kompressen, steril, in Falt- schachteln, eingesiegelt zu 2 Stück, 8fach	5x5 cm	401 721	01407057	25x2 Stück	60
	7,5x7,5 cm	401 723	01407063	25x2 Stück	36
	10x10 cm	401 725	01407086	25x2 Stück	24
	10x20 cm	401 745	01407092	25x2 Stück	15
ES-Kompressen, steril, in Falt- schachteln, eingesiegelt zu 5 Stück, 12fach	5x5 cm	475 500	06453760	20x5 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 503	06453932	20x5 Stück	10
	10x10 cm	475 506	06454110	20x5 Stück	10
	10x20 cm	475 509	06454239	20x5 Stück	10
ES-Kompressen, steril, in Falt- schachteln, eingesiegelt zu 10 Stück, 12fach	5x5 cm	475 501	06453783	10x10 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 504	06453984	10x10 Stück	10
	10x10 cm	475 507	06454127	10x10 Stück	10
ES-Kompressen, steril, in Falt- schachteln, eingesiegelt zu 20 Stück, 12fach	5x5 cm	475 502	06453872	5x20 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 505	06454096	5x20 Stück	10
	10x10 cm	475 508	06454133	5x20 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisier- baren Papierbeuteln, 8fach	5x5 cm	401 821	01447157	100 Stück	35
	7,5x7,5 cm	401 823	01447192	100 Stück	10
	10x10 cm	401 825	01447223	100 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisier- baren Papierbeuteln, 12fach	5x5 cm	401 831	01447163	100 Stück	30
	7,5x7,5 cm	401 833	01447200	100 Stück	10
	10x10 cm	401 835	01447246	100 Stück	10
	10x12,5 cm	401 836	01808974	100 Stück	10
	10x20 cm	401 837	01808997	100 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisier- baren Papierbeuteln, 16fach	5x5 cm	401 841	01447186	100 Stück	30
	7,5x7,5 cm	401 843	01447217	100 Stück	10
	10x10 cm	401 845	01447252	100 Stück	10
	10x12,5 cm	401 846	01808980	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen



Medicomp®

Die Vliesstoffkompressen mit der Mullstruktur

Charakteristik

Vliesstoffkompressen in Mullstruktur aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern; frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern; sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.



Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.



Medicomp®

4fach gelegt, steril und unsteril erhältlich.

Medicomp® extra

6fach gelegt, extra saugstark, steril und unsteril erhältlich.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Medicomp®, steril, eingesiegelt zu 2 Stück, 4fach	5x5 cm	421 721	04783789	25x2 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 723	04783795	25x2 Stück	12
	10x10 cm	421 725	04783803	25x2 Stück	8
	10x20 cm	421 727	04783826	25x2 Stück	8
Medicomp®, unsteril, 4fach	5x5 cm	421 821	04783832	100 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 823	04783849	100 Stück	12
	10x10 cm	421 825	04783855	100 Stück	12
	10x20 cm	421 827	04783861	100 Stück	6
Medicomp® extra, steril, eingesiegelt zu 2 Stück, 6fach	5x5 cm	421 731	04783878	25x2 Stück	24
	10x10 cm	421 735	04783890	25x2 Stück	8
	10x20 cm	421 737	04783909	25x2 Stück	6
Medicomp® extra, unsteril, 6fach	5x5 cm	421 831	04783915	100 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 833	04783921	100 Stück	12
	10x10 cm	421 835	04783938	100 Stück	12
	10x20 cm	421 837	04783944	100 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Medicomp® drain



Die Vliesstoffkomresse mit dem Y-Schnitt

Charakteristik

Schlitzkompressen aus Vliesstoff in Mullstruktur aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern; 6fach gelegt, mit Y-Schnitt; frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern; sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig.

Anwendung

Speziell zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen sowie als Schutz bei Kanülen- und Sondenapplikationen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Medicomp® drain, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	421 533	04783950	25x2 Stück	12
	10x10 cm	421 535	04783967	25x2 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Schlitzkompressen



Die Kompressen aus Verbandmull mit dem Y-Schnitt.

Charakteristik

Aus Verbandmull EN 14079, 17fädig, 12fach, mit Y-Schnitt; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig.

Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha® Schlitz- kompressen, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	401 503	02725032	25x2 Stück	10
	10x10 cm	401 505	02343744	20x2 Stück	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Eycopad®

Die Augenkompresse mit der guten Polsterwirkung

Charakteristik

Augenkompressen aus Watte mit Mullumhüllung aus reiner Baumwolle; besonders weich und saugfähig; verfügen über eine lang anhaltende, gute Polsterwirkung.



Anwendung

Für Augenverbände; zur Versorgung nässender oder trockener Wunden, zur Abdeckung bzw. als polsternder Schutz.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Eycopad®, steril, einzeln eingeschelt	56x70 mm	415 540	02733304	25 Stück	12
	70x85 mm	417 540	02733310	25 Stück	12
Eycopad®, unsteril	56x70 mm	415 620	02733327	5 Stück	105
	56x70 mm	415 650	02733356	50 Stück	15
	70x85 mm	417 620	02733333	5 Stück	60
	70x85 mm	417 650	02733362	50 Stück	15

* Versand-Einheiten in Packungen

Fil-Zellin®



Die wundfreundliche Universalkompressen für den besonders wirtschaftlichen Einsatz

Charakteristik

Universalkompressen mit wundfreundlicher Vliesstoff-Auflage und Saugkörper aus mehreren Lagen hochgebleichten Verbandzellstoffs; durch tiefliegende Steppnähte miteinander verbunden, kann deshalb in beliebige Formate geschnitten werden, ohne dass die Materialschichten ihren Zusammenhalt verlieren.

Anwendung

Universell einzusetzen für die wundfreundliche Versorgung trockener und sezernierender Wunden sowie als Trägermaterial für Salben- und Feuchtwundenverbände.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Fil-Zellin®, Rollen zu 10 m	10 cm	456 112	00383544	10 m	24
	15 cm	456 113	00383550	10 m	16
	30 cm	456 114	00383567	10 m	8

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Verbandmull ZZ



Der bewährte Verbandmull zum Selbstanfertigen von Verbandstücken

Charakteristik

Verbandmull EN 14079, 20fädig; erhältlich in Zickzack-Lagen auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.

Anwendung

Zum Anfertigen individueller Verbandstücke; als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
HARTMANN Verbandmull, in Zickzack-Lagen, 8fach auf 10 cm Breite gelegt		206 402	01083703	1 m	50
		206 403	01083726	2 m	30
		206 405	01083732	5 m	15
		206 406	01083749	10 m	8
		206 407	01902302	40 m	4
HARTMANN Verbandmull, Stücke zu 40 m, auf 1 m gelegt	80 cm breit	206 017	06618801	200 m	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Mullro®

Der klassische Verband-
mull in praktischer
Rollenform

Charakteristik

Gerollter Verbandmull EN 14079,
20fädig, 80 cm breit, 8fach auf
10 cm Breite gelegt.



Anwendung

Als universelle Wundauflage,
z. B. bei der Erstversorgung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Mullro®, in Entnahmekartons	209 403	02700902	2 m	30
	209 405	02700919	5 m	12
	209 406	02700925	10 m	12
Mullro®, Großpackung	209 409	02708186	2x20 m	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnifix® elastic



Das hautfreundliche Fixiervlies für eine komfortable, vollflächige Verbandfixierung

Charakteristik

Hypoallergenes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kleber; besonders weich und anschmiegsam; in Querrichtung dehnbar; extrem luft- und wasserdampfdurchlässig; keine Mazeration, sicher haftend; strahlensterilisierbar, strahlen-indifferent.

Anwendung

Zur vollflächigen Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.




Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Omnifix® elastic, 2 m lang, in Faltschachteln	10 cm	900 601	04377374	1 Rolle	64
Omnifix® elastic, 10 m lang, in Faltschachteln	2,5 cm	900 606	01316515	2 Rollen	60
	5 cm	900 602	00255579	1 Rolle	63
	10 cm	900 603	00255585	1 Rolle	36
	15 cm	900 604	00255616	1 Rolle	20
	20 cm	900 605	00255622	1 Rolle	16
	30 cm	900 607	01316509	1 Rolle	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® roll

Der wasserdichte
Folienverband zur
transparenten Fixierung
von Wundauflagen



Charakteristik

Wasserdichter Folienverband aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber; durch die Applikationsfolie einfach abzurollen und exakt zuzuschneiden; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen.

Anwendung

Zur vollflächigen, wasserdichten Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen, insbesondere wenn eine Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkissens erwünscht ist oder zur wasserdichten Verbandabdeckung z. B. beim Duschen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Hydrofilm® roll, 2 m lang, in Faltschachteln	10 cm	685 791	03536356	1 Rolle	24
Hydrofilm® roll, 10 m lang, in Faltschachteln	5 cm	685 790	03535925	1 Rolle	24
	10 cm	685 792	03536563	1 Rolle	32
	15 cm	685 793	03537522	1 Rolle	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® I.V.




Hydrofilm® I.V. control

Selbsthaftender Kanülenfixierverband mit transparentem, großzügigem Sichtfenster aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie und stabilisierendem Vliesrahmen. Besonders sichere Fixierung durch starke Klebekraft und hohe Stabilität durch die Vliesverstärkung.



Hydrofilm® I.V.

Selbsthaftender, transparenter Kanülenfixierverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie.



Sichere Kanülenfixierung und optimale Kontrolle der Punktionsstelle

Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Kanülenfixierverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie, deren Transparenz eine Kontrolle der Einstichstelle jederzeit ohne Verbandwechsel ermöglicht; schützt die Einstichstelle vor Wasser, Schmutz und Bakterien; hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber; auch erhältlich in einer mit Vlies verstärkten Variante.

Anwendung

Zur sterilen Versorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle, mit der Möglichkeit einer visuellen Kontrolle ohne Verbandwechsel.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm® I.V. control, steril, einzeln eingeschelt	9x7 cm	685 741	03545964	50 Stück	12
Hydrofilm® I.V., steril, einzeln eingeschelt	9x7 cm	685 740	03546001	50 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® I.V.

Der zuverlässige
Kanülenfixierverband
mit hohem Patienten-
komfort

Charakteristik

Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.



Anwendung

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® I.V., steril, 8x6 cm einzeln eingeschelt	900 805	01798968	50 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnistrip®



Der Wundnahtstreifen aus Vliesstoff mit ausgezeichneter Haftkraft

Charakteristik

Hypoallergene Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff mit Polyacrylat-Kleber, mit abgerundeten Ecken, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent; temperatur- und alterungsbeständig.

Anwendung

Zum atraumatischen Verschluss kleiner Wunden und chirurgischer Inzisionen bei primär heilenden Wunden; auch zur Zugentlastung der Wundränder und Stabilisierung frischer Narben. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Omnistrip®, steril, eingesiegelt zu 5 Stück	540 681	00761638	250 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingesiegelt zu 6 Stück	540 682	00761644	300 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingesiegelt zu 3 Stück	540 683	00761650	150 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingesiegelt zu 10 Stück	540 684	00761667	500 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingesiegelt zu 6 Stück	540 685	00761673	300 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingesiegelt zu 4 Stück	540 686	00761696	200 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Omni Spulenpflaster

Für jede Indikation das richtige Pflaster

Charakteristik

Hypoallergene Fixierpflaster aus verschiedenen Trägermaterialien; luft- und wasserdampfdurchlässig, sicher haftend, leicht reißbar, problemlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperatur- und alterungsbeständig.

Anwendung

Für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden,



Kanülen, Kathetern oder Messinstrumenten bei Patienten mit empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Omniplast®

Aus hautfarbenem textilem Gewebe mit synthetischem Kleber als Streifenauftrag; besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend imprägniert, mit Zickzack-Rand.



Omnisilk®

Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kleber als Streifenauftrag; wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.



Omnivor®

Aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kleber als Streifenauftrag; wasserabstoßend imprägniert, durch die extrem hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit keine Mazeration der Haut; besonders hautfreundlich.



Omnifilm®

Aus poröser, transparenter Folie mit Polyacrylat-Kleber; schmutzabweisend; in Längs- und Querrichtung leicht reißbar; insbesondere geeignet zur transparenten Befestigung von Kanülen oder Schläuchen, um eine Kontrolle des Flüssigkeitsstandes zu ermöglichen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 440	11163308	1 Spule	300
		900 449	12380746	24 Spulen	18
	2,5 cm	900 441	11163314	1 Spule	240
		900 450	12380752	12 Spulen	12
	5 cm	900 451	12380769	6 Spulen	16
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 573	11163389	1 Spule	100
		900 452	12380775	24 Spulen	12
	2,5 cm	900 574	11163395	1 Spule	80
		900 453	12380781	12 Spulen	16
	5 cm	900 575	11163403	1 Spule	40
		900 454	12380798	6 Spulen	12
Omnisilk®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 430	11163538	1 Spule	300
	2,5 cm	900 431	11163544	1 Spule	240
	5 cm	900 432	11163550	1 Spule	120
Omnisilk®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 418	11163509	1 Spule	300
	2,5 cm	900 419	11163515	1 Spule	240
	5 cm	900 420	11163521	1 Spule	120
Omnivor®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 436	11163455	1 Spule	300
		900 542	12380806	24 Spulen	20
	2,5 cm	900 437	11163461	1 Spule	240
		900 543	12380812	12 Spulen	20
	5 cm	900 544	12380829	6 Spulen	20
Omnivor®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 424	11163426	1 Spule	300
	2,5 cm	900 425	11163432	1 Spule	240
	5 cm	900 426	11163449	1 Spule	120
Omnifilm®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 433	11163248	1 Spule	300
	2,5 cm	900 434	11163254	1 Spule	240
	5 cm	900 435	11163260	1 Spule	120
Omnifilm®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 620	12380700	24 Spulen	18
	2,5 cm	900 630	12380717	12 Spulen	12
	5 cm	900 680	12380723	6 Spulen	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnitape®



Das starke Tape für professionelle Verbände

Charakteristik

Stark klebendes Pflasterband aus 100 % Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber; außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern; starke Haftung auch auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden; durch gezackte Kanten mühelos von Hand abreißbar; ebenso gut reißfähig in Längsrichtung; weiß.

Anwendung

Für Funktionelle Verbände, z. B. zur Gelenkstabilisierung, insbesondere bei Bänderschädigungen; zur Stützung und Entlastung verletzter Muskeln; zur konservativen Behandlung von Luxationen usw.; zur Prophylaxe und zum Aufbautraining in der Sportmedizin.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Omnitape®, einzeln in Faltschachteln, 10 m lang, auf Kunststoffspulen	2 cm	500 058	04318182	1 Spule	96
	3,75 cm	500 059	04318199	1 Spule	96
	5 cm	500 060	04318207	1 Spule	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-haft®

Die kohäsive, elastische Fixierbinde mit luftdurchlässiger und hautfreundlicher Gewebestruktur



Charakteristik

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktueller Imprägnierung mit einem Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 85 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da acrylat- und chlorfrei.

43 % Viskose

37 % Baumwolle

20 % Polyamid

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Peha-haft®, Binden, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	2,5 cm	932 452	03544893	8 Binden	12
Peha-haft®, Binden, gedehnt 4 m lang, einzeln in Falt-schachteln	4 cm	932 441	03544433	1 Binde	140
	6 cm	932 442	03544462	1 Binde	140
	8 cm	932 443	03544479	1 Binde	140
	10 cm	932 444	03544485	1 Binde	140
	12 cm	932 445	03544491	1 Binde	140
Peha-haft®, Rollen, gedehnt 20 m lang, einzeln in Falt-schachteln	4 cm	932 446	03544203	1 Rolle	24
	6 cm	932 447	03544226	1 Rolle	24
	8 cm	932 448	03544232	1 Rolle	24
	10 cm	932 449	03544338	1 Rolle	24
	12 cm	932 450	03544373	1 Rolle	24
Peha-haft®, Rollen, gedehnt 20 m lang, lose in Kartons	6 cm	932 476	12550378	8 Rollen	9
	8 cm	932 477	12550384	8 Rollen	6
	10 cm	932 478	12550390	8 Rollen	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-haft® Color



Die kohäsive, elastische Fixierbinde in zwei attraktiven Farben

Charakteristik

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und Imprägnierung mit einem Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 100 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da acrylat- und chlorfrei; in zwei Farben erhältlich.

40 % Baumwolle

31 % Viskose

29 % Polyamid

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.; als attraktiver Schutz von Verbänden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-haft® Color, blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 500	11124892	1 Binde	20
	6 cm	932 501	11124923	1 Binde	20
	8 cm	932 502	11124946	1 Binde	20
Peha-haft® Color, blau, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	932 473	08886523	1 Rolle	24
	8 cm	932 474	08886546	1 Rolle	24
	10 cm	932 475	08886552	1 Rolle	24
Peha-haft® Color, rot, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	932 460	08886492	1 Rolle	24
	8 cm	932 461	08886500	1 Rolle	24
	10 cm	932 462	08886517	1 Rolle	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-crepp®

Die superelastische
Fixierbinde mit hohem
Naturfaseranteil

Charakteristik

Superelastische Fixierbinden mit hohem Anteil an Naturfasern; gekräuselte Webstruktur; Dehnbarkeit ca. 160 %; ohne Umschlag Touren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; durch die offene Gewebestruktur besonders leicht und luftdurchlässig; sterilisierbar (Dampf A 134°C).

41 % Baumwolle

29 % Viskose

30 % Polyamid



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sehr gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	303 210	03664545	1 Binde	160
	6 cm	303 211	03664551	1 Binde	200
	8 cm	303 212	03664568	1 Binde	200
	10 cm	303 213	03664574	1 Binde	120
	12 cm	303 214	03664580	1 Binde	80
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	303 310	03664597	20 Binden	8
	6 cm	303 311	03664605	20 Binden	10
	8 cm	303 312	03664611	20 Binden	10
	10 cm	303 313	03664628	20 Binden	6
	12 cm	303 314	03664634	20 Binden	4
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, compact verpackt	6 cm	303 351	03993556	100 Binden	8
	8 cm	303 352	03993562	100 Binden	6
	10 cm	303 353	03993579	100 Binden	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-Mullbinden



Die traditionelle und universelle Fixierbinde

Charakteristik

Mullbinden aus unelastischem Bindengewebe, mit gewebten Kanten, 4 m lang.

60 % Viskose
40 % Baumwolle

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, z. B. von Wundauflagen oder Polstermaterial; auch geeignet als Trägergewebe für Zinkleimverbände sowie als Notverbände im Rahmen der Ersten Hilfe.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-Mullbinden, 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	304 040	10069180	1 Binde	640
	6 cm	304 041	10069197	1 Binde	360
	8 cm	304 042	10069205	1 Binde	320
	10 cm	304 043	10069211	1 Binde	200
	12 cm	304 044	10069228	1 Binde	240
Peha®-Mullbinden, 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	304 050	10069234	20 Binden	32
	6 cm	304 051	10069240	20 Binden	18
	8 cm	304 052	10069257	20 Binden	16
	10 cm	304 053	10069263	20 Binden	10
	12 cm	304 054	10069286	20 Binden	12
	15 cm	304 055	10069292	20 Binden	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-last®

Die elastische
Fixierbinde aus reiner,
weicher Baumwolle

Charakteristik

Elastische Mullbinden aus reiner Baumwolle; durch stark überdrehte Kettfäden ca. 65 % dehnbar; ohne Umschlag Touren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sterilisiert auch als direkte Wundauflage, z. B. in der Handchirurgie.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-last®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	931 521	02060207	1 Binde	160
	6 cm	931 523	00781196	1 Binde	200
	8 cm	931 524	00781204	1 Binde	200
	10 cm	931 525	00781210	1 Binde	120
Peha-last®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 548	02060213	20 Binden	8
	6 cm	931 543	01902779	20 Binden	13
	8 cm	931 544	01902785	20 Binden	10
	10 cm	931 545	01902791	20 Binden	8
	12 cm	931 546	01902816	20 Binden	7

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-Lastotel®



Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe

Charakteristik

Hochelastische Fixierbinden, Kettfäden aus gekräuselttem Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen hydrophilen Fasern; Dehnbarkeit ca. 140 %; ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

58 % Polyamid

42 % Viskose

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; durch das strapazierfähige Gewebe sehr gut geeignet zum Umwickeln von Schienen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	310 100	10069300	1 Binde	160
	6 cm	310 101	10069317	1 Binde	200
	8 cm	310 102	10069323	1 Binde	200
	10 cm	310 103	10069346	1 Binde	120
	12 cm	310 104	10069352	1 Binde	80
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	310 110	10069369	20 Binden	8
	6 cm	310 111	10069375	20 Binden	10
	8 cm	310 112	10069464	20 Binden	10
	10 cm	310 113	10069470	20 Binden	6
	12 cm	310 114	10069487	20 Binden	4
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, compact verpackt	6 cm	310 121	10074086	100 Binden	8
	8 cm	310 122	10074241	100 Binden	6
	10 cm	310 123	10074258	100 Binden	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Stülpa®

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz

Charakteristik

Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.

70 % Viskose

30 % Baumwolle



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattepolstern.



Größentabelle

- Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
- Gr. 1 = Fingerverbände
- Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
- Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
- Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
- Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
- Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände

Stülpa® Fertigverbände

Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.

Stülpa® Rollen

In neun verschiedenen Schlauchbreiten auf Rollen zu 15 m bzw. 6 m für einen bedarfsgerechten Einsatz.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Stülpa®-Fertigverbände, einzeln verpackt	Gr. 1	427 211	00982919	1 Stück	240
	Gr. 3	427 213	00982983	1 Stück	240
	Gr. 4	427 214	00983043	1 Stück	240
Stülpa®-Fertigverbände, lose in Kartons	Gr. 1	427 261	00982925	50 Stück	12
	Gr. 3	427 253	00983014	10 Stück	33
	Gr. 4	427 254	00983072	10 Stück	24
Stülpa®-Rollen, 15 m lang	Gr. 0 R, 1,5 cm breit	427 110	00982894	1 Rolle	20
	Gr. 1 R, 2,5 cm breit	427 111	00982948	1 Rolle	24
	Gr. 2 R, 6 cm breit	427 112	00982960	1 Rolle	32
	Gr. 3 R, 8 cm breit	427 113	00983037	1 Rolle	28
	Gr. 4 R, 10 cm breit	427 114	00983095	1 Rolle	14
	Gr. 5 R, 12 cm breit	427 115	00983103	1 Rolle	12
Stülpa®-Rollen, 6 m lang	Gr. 6 R, 15 cm breit	427 146	01310412	1 Rolle	10
	Gr. 7 R, 21 cm breit	427 147	00983126	1 Rolle	16
	Gr. 8 R, 24 cm breit	427 148	00983132	1 Rolle	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stülpa®-fix



Größentabelle

Erwachsene

- Größe 1 Finger
- Größe 2 Mehrere Finger
- Größe 3 Hände und Arme
- Größe 4 Beine und Füße
- Größe 5 Kopf
- Größe 6 Torso
- Größe 7 Großer Torso

Kinder

- Größe 1 Finger und Hände
- Größe 2 Hände, Arme, Beine und Füße
- Größe 3 Kopf
- Größe 4 Torso

Der hochelastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil

Charakteristik

Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil; ohne komplizierte Verbandstechniken schnell und einfach anzulegen; sichere und dauerhafte Fixierung; lässt sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, ohne weiter einzureißen oder auszufransen; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

- 68 % Baumwolle
- 24 % Polyamid
- 8 % Elasthan

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art und Größe; zum Fixieren von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Stülpa®-fix, gedehnt 25 m lang	Gr. 1	932 541	02175399	1 Rolle	16
	Gr. 2	932 542	02175407	1 Rolle	10
	Gr. 3	932 543	02175413	1 Rolle	8
	Gr. 4	932 544	02175436	1 Rolle	5
	Gr. 5	932 545	02175442	1 Rolle	4
	Gr. 6	932 546	03404850	1 Rolle	3
	Gr. 7	932 547	01609708	1 Rolle	3

* Versand-Einheiten in Packungen

Lastogrip®

Die dauerelastische Schlauchbandage zum Stützen und Fixieren

Charakteristik

Dauerelastische Schlauchbandage mit gleichmäßiger, mittelkräftiger Kompression, ohne Hilfsmittel schnell und einfach anzulegen; faltenloser, straffer Sitz; kann beliebig oft entfernt und wieder angelegt werden; hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); weiß und hautfarben.

82 % Baumwolle
10 % Elastodien
8 % Polyamid



Anwendung

Für stärker komprimierende Fixierverbände, z. B. in der Thorax- und Abdominalchirurgie, für Verbände nach Mamma-OP, bei großflächigen Schürfwunden zur Verhinderung von Wundrand-ödem bzw. zur Wundentlastung; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates; als stützender Wärmeverband bei Arthrosen usw.



Größentabelle

Gr. A = Kinderhand- und Kinderarmverbände
Gr. B = kleine Hand-, Arm- und Fußverbände
Gr. C = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
Gr. D = große Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
Gr. E = Beinverbände, große Arm- und kleine Oberschenkelverbände
Gr. F = Bein- und Oberschenkelverbände
Gr. G = große Oberschenkelverbände
Gr. J = kleine Rumpfverbände
Gr. K = mittelgroße Rumpfverbände
Gr. L = große Rumpfverbände
Gr. M = sehr große Rumpfverbände

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Lastogrip®, Rollen zu 10 m, weiß	Gr. A, 4,2 cm breit	932 170	03765594	1 Rolle	11
	Gr. B, 6,25 cm breit	932 171	03765602	1 Rolle	8
	Gr. C, 6,75 cm breit	932 172	03765619	1 Rolle	7
	Gr. D, 7,5 cm breit	932 173	03765625	1 Rolle	7
	Gr. E, 8,75 cm breit	932 174	03765631	1 Rolle	6
	Gr. F, 10 cm breit	932 175	03765648	1 Rolle	5
	Gr. G, 12 cm breit	932 176	03765654	1 Rolle	4
	Gr. J, 17,5 cm breit	932 177	03765660	1 Rolle	3
	Gr. K, 21,5 cm breit	932 178	03765677	1 Rolle	4
	Gr. L, 32,5 cm breit	932 179	03765683	1 Rolle	3
	Gr. M, 37,5 cm breit	932 180	03765708	1 Rolle	2
Lastogrip®, Rollen zu 10 m, hautfarben	Gr. B, 6,25 cm breit	932 191	03765720	1 Rolle	8
	Gr. C, 6,75 cm breit	932 192	03765737	1 Rolle	7
	Gr. D, 7,5 cm breit	932 193	03765743	1 Rolle	7
	Gr. E, 8,75 cm breit	932 194	03765766	1 Rolle	6
	Gr. F, 10 cm breit	932 195	03765772	1 Rolle	5
	Gr. G, 12 cm breit	932 196	03765789	1 Rolle	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Coverflex®



Größentabelle

- Gr. 1 Farbcode rot;
für Umfang 8-15 cm
bei Kinderarm, -fuß
- Gr. 2 Farbcode grün;
für Umfang 10-25 cm
bei Kinderbein, Arm
- Gr. 3 Farbcode blau;
für Umfang 20-45 cm
bei Kinderkopf, Arm,
Unterschenkel
- Gr. 4 Farbcode gelb;
für Umfang 35-65 cm
bei Kinderkopf, -rumpf,
Kopf, Bein
- Gr. 5 Farbcode beige;
für Umfang 50-120 cm
bei Rumpf

Der ideale Schlauchverband zur Fett-Feucht-Therapie

Charakteristik

Dauerelastischer, hautfreundlicher Schlauchverband aus dichtem, seidenartigem Material, mit eingearbeiteten Elastanfäden für einen sicheren Sitz, ohne Hilfsmittel schnell und einfach anzulegen; kein Durchsickern von Salben, was Wäsche und Kleidung schützt; eingewebter Farbstreifen als Größenkennzeichnung.

91 % Viskose
5 % Polyamid
4 % Elastan

Anwendung

Als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems, als Trockenverband in der chronischen Phase zur Abdeckung von Salben und Cremes auf empfindlicher, ekzematöser Haut; als Unter- oder Überzug bei Zinkleim- und Gipsverbänden; zur sicheren Fixierung von Wundauflagen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Coverflex®, Rollen zu 10 m	Gr. 1, 3,5 cm breit	932 570	02417075	1 Rolle	36
	Gr. 2, 5 cm breit	932 571	02417218	1 Rolle	24
	Gr. 3, 7,5 cm breit	932 572	02417224	1 Rolle	18
	Gr. 4, 10,75 cm breit	932 573	02417253	1 Rolle	18
	Gr. 5, 17,5 cm breit	932 574	02417276	1 Rolle	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Verba®

Der postoperative Stützverband mit flächenhafter Druckverteilung

Charakteristik

Postoperativer Stützverband, 25 cm breit, mit Klettverschluss; Längselastizität und Querstabilität gewährleisten eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die Atmung wird nicht behindert; sicherer Sitz ohne Wulst- und Faltenbildung; einfaches Anlegen und durch Klettverschluss leichtes Auswechseln der Wundauflagen; Farbstreifen als Größenkennzeichnung; hautverträglich, luftdurchlässig und kochfest.



Anwendung

Zur postoperativen Versorgung nach Thorax- und Abdomenoperationen, zur Entlastung der Wunden, zur Verhinderung von Narbenbrüchen und zur Frühmobilisation des Patienten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Verba®, 65-75 cm Körperumfang	Gr. 1	932 531	01981690	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 75-85 cm Körperumfang	Gr. 2	932 532	01981709	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 85-95 cm Körperumfang	Gr. 3	932 533	01981715	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 95-105 cm Körperumfang	Gr. 4	932 534	01981721	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 105-115 cm Körperumfang	Gr. 5	932 535	01981738	05.11.01.0034	1 Stück	15

* Versand-Einheiten in Packungen

Pur-Zellin®



Pur-Zellin®-Box

Entnahmebehälter für Pur-Zellin-Rollen; schützt die Rollen vor Verschmutzung und sichert eine einfache und schnelle Entnahme.

Pur-Zellin®

500 Tupfer zu 4x5 cm gebrauchsfertig vorgestanzt auf der Rolle, steril und unsteril erhältlich.



Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle

Charakteristik

Zellstofftupfer von der Rolle, gebrauchsfertig vorgestanzt; aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach den Anforderungen des Deutschen Arzneibuches; steril und unsteril erhältlich; für eine praktische und hygienische Entnahme steht die Pur-Zellin-Box zur Verfügung.

Anwendung

Zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen, zur lokalen Desinfektion vor kleineren chirurgischen Eingriffen sowie für viele Arbeiten im Labor.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pur-Zellin®, steril, Rolle zu 500 Stück	4x5 cm	143 253	03548112	1 Rolle	16
Pur-Zellin®, unsteril, Rolle zu 500 Stück	4x5 cm	143 213	03548129	1 Rolle	16
Pur-Zellin®-Box	leer	996 857	01479306	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Soft-Zellin®



Der besonders weiche Alkoholtupfer zur Hautreinigung

Charakteristik

Alkoholtupfer aus weichem, besonders flexiblem Vliesstoff, gebrauchsfertig getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol (70 % V/V); ca. 60x30 mm, gefaltet auf 30x30 mm, einzeln in praktischer Siegelverpackung.

Anwendung

Zur Hautreinigung vor subkutanen Injektionen und kapillarer Blutentnahme.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Soft-Zellin®, einzeln eingesiegelt	60x30 mm	999 979	06453501	100 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Pagasling®

Der saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull

Charakteristik

Schlinggazetupfer aus Verbandmull EN 14079, 20fädig; der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen; mit hohem Absorptionsvermögen.



Anwendung

Zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Pagasling®, steril	Gr. 3, pflaumengroß	481 274	11113397	20x4 Stück	8
	Gr. 3, pflaumengroß	481 284	11113405	20x5 Stück	8
	Gr. 3, pflaumengroß	481 414	11113411	18x20 Stück	3
	Gr. 4, eigroß	481 409	11113428	18x10 Stück	3
	Gr. 5, extragroß	481 400	11113434	18x10 Stück	3
Pagasling®, unsteril	Gr. 1, haselnussgroß	481 292	03509282	1000 Stück	6
	Gr. 2, walnussgroß	481 293	03509299	1000 Stück	6
	Gr. 3, pflaumengroß	481 294	03509307	2x500 Stück	1
	Gr. 4, eigroß	481 299	03509313	4x250 Stück	1
	Gr. 5, extragroß	400 131	03509336	4x250 Stück	1
	Gr. 6, faustgroß	481 295	03509342	4x125 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Telaprep®



Der fest gedrehte Präpariertupfer mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden

Charakteristik

Präpariertupfer aus Verbandmull EN 14079, 24fädig, mit eingewebtem Telatrast® Röntgenkontrastfaden; fest gedreht aus nur einem Mullstück; unsteril in sterilisierbaren Papierbeuteln.

Anwendung

Zum Freipräparieren.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Telaprep®, unsteril	Gr. 1, klein	489 290	02724446	1000 Stück	6
	Gr. 2, mittel	489 291	02724423	1000 Stück	6
	Gr. 3, groß	489 293	02724417	1000 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Tamponadebinden

Die Tamponade aus reiner Baumwolle

Charakteristik

Aus reiner Baumwolle, mit gewebten Kanten; in verschiedenen Breiten zu 5 m Länge, steril in Dosen sowie unsteril erhältlich.

Anwendung

Zum Tamponieren natürlicher Körperhöhlen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Tamponadebinden, steril, 5 m lang, einzeln in Dosen	1 cm	370 800	01002981	1 Binde	36
	2 cm	370 801	01002998	1 Binde	36
HARTMANN Tamponadebinden, unsteril, 5 m lang	1 cm	370 610	01902472	10 Binden	50
	2 cm	370 611	01902489	10 Binden	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Tampograss®

Die Salbentamponade für gewebeschonendes Tamponieren

Charakteristik

Salbentamponaden aus einer mit indifferenter Salbenmasse imprägnierten Tamponadebinde; weich und geschmeidig; weitgehend minimiertes Verklebungsrisiko, lassen sich deshalb ohne Irritation der Wundflächen entfernen.



Anwendung

Zur Tamponade nach Gefäßverödungen in der Nase, bei starkem Nasenbluten, nach Verletzungen der Nase, nach Nasenseptum-



korrekturen, nach in der Abheilungsphase befindlichen akuten und chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen, bei Nebenhöhlenentzündungen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Tampograss®, steril, einzeln in Dosen, 5 m lang	2 cm	230 760	03567724	1 Dose	28
	4 cm	230 765	03567730	1 Dose	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Samu-med®



Der hochsaugfähige Wattetampon mit der sicheren Netzhülle

Charakteristik

Wattetampons aus hochwertiger Verbandwatte mit weicher Netzhülle und schnurförmiger Verlängerung des Netzhalles; schnelles Absorptionsvermögen und zuverlässige Speicherkapazität; lassen sich durch die zugkräftige Netzhülleverlängerung leicht und sicher aus der tamponierten Körperhöhle wieder entfernen.

Anwendung

Zur Tamponade bei Eingriffen im gynäkologischen Bereich.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Samu-med®, steril	2 g, 30 mm Ø	444 102	01124158	10 Stück	16
	4 g, 38 mm Ø	440 244	01902176	100 Stück	1
Samu-med®, unsteril	6 g, 45 mm Ø	440 246	01902182	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Verbandwatte

Die Rollenwatte für Medizin und Hygiene

Charakteristik

Watte aus 50 % Baumwolle und 50 % Viskose; gutes Saugvermögen und hohe Speicherkapazität; Pressrollen, 40 cm breit, mit Papierzwischenlage; in Folienbeuteln.



Anwendung

Als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
HARTMANN Verbandwatte 40 cm breit	110 406	01085027	1000 g	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Watte

Die klassische Watte in Zickzack-Lagen

Charakteristik

Watte aus 100 % Baumwolle, durchgehend zickzack gelegt ohne Perforation; im praktischen, wiederverschließbaren Kordelzugbeutel.



Anwendung

Für viele Anwendungszwecke im häuslichen Bereich; als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
HARTMANN Watte 50 g	110 122	01084915	50 g	20
100 g	110 123	01084921	100 g	12
200 g	110 128	03478529	200 g	12
400 g	110 129	03478535	400 g	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Pehazell®



Der Verbandzellstoff mit dem hohen Absorptionsvermögen

Charakteristik

Verbandzellstoff und Zellstoff mit hohem Absorptionsvermögen; erhältlich in verschiedenen Formaten, auf Rollen sowie in Lagen.

Anwendung

Verbandzellstoff hochgebleicht als Saug- und Polstermaterial in der Krankenpflege. Zellstoff ungebleicht für Polster- und Reinigungszwecke in der Krankenpflege.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pehazell®, Verbandzellstoff hochgebleicht, Rollen	10 cm	914 443	01085688	100 g	20
	36 cm	272 715	01332767	500 g	10
	36 cm	272 714	01332750	1000 g	6
Pehazell®, Verbandzellstoff hochgebleicht, Lagen	28,5x37 cm	914 166	01085990	1000 g	6
	37x57 cm	273 015	01143747	5 kg	1
	37x57 cm	273 005	01902199	3x5 kg	1
Pehazell®, Zellstoff ungebleicht, Lagen	37x57 cm	914 023	01332773	3x5 kg	1

* Versand-Einheiten in Packungen

PütterPro 2

Das effiziente
2-Komponenten-
Kompressionssystem für
mehrtägige Tragedauer

Charakteristik

Kompressionssystem bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die im Zusammenspiel einen sicheren und rutschfesten, dünnen und trageangenehmen Verband ergeben; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; beide Binden sind latexfrei, atmungsaktiv und hautfreundlich sowie von Hand abreißbar.



Anwendung

Zur Behandlung der chronisch venösen Insuffizienz mit und ohne Ulcus cruris venosum sowie chronischer Ödeme und einen ABPI von 0,8-1,3; mit bis zu 7 Tagen Tragedauer.



Polsterbinde, weiß:

Polyester und Elastan, Dehnbarkeit ca. 80 %, gedehnt 6,5 m lang.

Kompressionsbinde, hautfarben:

Polypropylen und Elastan, Dehnbarkeit ca. 150 %, gedehnt 8,2 m lang.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
PütterPro 2, Doppelpackung mit Polster- und Kompressionsbinde	10 cm	931 685	11482930	2 Binden	12
PütterPro 2, Großpackung mit 6 Polster- und 6 Kompressionsbinden	10 cm	931 686	11661704	12 Binden	3

* Versand-Einheiten in Packungen

Pütter-Verband®*



Pütterbinde®*

Einzelbinden in verschiedenen Breiten für einen individuellen, bedarfsgerechten Einsatz.



Pütter-Verband®*

Indikationsbezogene Doppelpackung mit zwei Pütterbinden für die klassische gegenläufige Verbandtechnik bei der Kompressionstherapie venöser Beinleiden; erhältlich mit zwei 10 cm breiten Binden sowie einer 8 cm und 10 cm breiten Binde.



Die besonders kräftige Kurzzugbinde für die gegenläufige Verbandtechnik

Charakteristik

Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.

100 % Baumwolle
* eWZ Medice

Anwendung

Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pütter-Verband®, Doppelpackung, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, in Faltschachteln	10 cm	931 801	00844815	2 Binden	30
	8/10 cm	931 796	03535701	2 Binden	30
Pütterbinde®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 807	01525532	1 Binde	40
	8 cm	931 808	03469200	1 Binde	40
	10 cm	931 802	03469217	1 Binde	40
	12 cm	931 812	03469223	1 Binde	60
Pütterbinde®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 806	00805554	10 Binden	8
	8 cm	931 814	04940941	10 Binden	8
	10 cm	931 803	04940958	10 Binden	8
	12 cm	931 816	04940964	10 Binden	8

* Versand-Einheiten in Packungen

PütterFlex

Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression bei mehr Beweglichkeit



Charakteristik

Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinden, Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich, durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.

100 % Baumwolle

Anwendung

Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
PütterFlex, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	8 cm	931 828	03541251	1 Binde	40
	10 cm	931 829	03541268	1 Binde	40
PütterFlex, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	8 cm	931 832	03542380	10 Binden	8
	10 cm	931 833	03542397	10 Binden	8
PütterFlex Duo, Doppelpackung, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, in Faltschachteln	10 cm	931 826	03541239	2 Binden	30
	8/10 cm	931 825	06187011	2 Binden	30

* Versand-Einheiten in Packungen

Pütter-haft



Die kohäsive Kurzzugbinde mit sicherer Haftkraft

Charakteristik

Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 60 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben.

100 % Baumwolle, mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Für starke Kompression; bei chronischen venösen Stauungsödemen, abgeheilten Ulcera cruris, Thrombophlebitis, zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen und bei Phleboarthrosis des Knies; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pütter-haft, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 840	10109318	1 Binde	96
	8 cm	931 841	10109324	1 Binde	72
	10 cm	931 842	10109330	1 Binde	64
	12 cm	931 843	10109347	1 Binde	48
Pütter-haft, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	20 cm	931 845	10109353	1 Binde	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Lastodur®

Die dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände

Charakteristik

Dauerelastische Langzugbinden mit gut dosierbarer Kompression für anschniegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich, alterungsbeständig, waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben, mit Verbandklammern; in zwei Ausführungen für unterschiedliche Kompression erhältlich.



Anwendung

Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.



Lastodur® straff/strong

Für starke Kompression, Dehnbarkeit ca. 180 %.



85 % Baumwolle, 8 % Elasthan, 7 % Polyamid

Lastodur® weich/soft

Für leichtere Kompression, Dehnbarkeit ca. 170 %.



82 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 5 % Elasthan

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Lastodur® straff/strong, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 663	00614245	1 Binde	60
	8 cm	931 664	00614251	1 Binde	60
	10 cm	931 665	00614268	1 Binde	60
	12 cm	931 666	00614274	1 Binde	30
	20 cm	931 668	01332649	1 Binde	20
Lastodur® straff/strong, gedehnt 7 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 631	01852538	10 Binden	20
	8 cm	931 632	01852509	10 Binden	18
	10 cm	931 633	01852515	10 Binden	12
	12 cm	931 634	01852521	10 Binden	10
Lastodur® straff/strong, gedehnt 14 m lang, einzeln in Faltschachteln	10 cm	931 629	02459346	1 Binde	20
Lastodur® weich/soft, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 653	00614280	1 Binde	60
	8 cm	931 654	00614297	1 Binde	60
	10 cm	931 655	00614305	1 Binde	60
	12 cm	931 656	00614311	1 Binde	30
Lastodur® weich/soft, gedehnt 7 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 635	01852604	10 Binden	16
	8 cm	931 636	01852662	10 Binden	8
	10 cm	931 637	01852685	10 Binden	12
	12 cm	931 638	01852716	10 Binden	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®-haft



Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde mit sicherer Haftkraft

Charakteristik

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

93 % Baumwolle

5 % Polyamid

2 % Elasthan

mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Idealast®-haft, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 110	03517413	1 Binde	40
	8 cm	931 111	03517436	1 Binde	40
	10 cm	931 112	03517442	1 Binde	40
	12 cm	931 113	03517459	1 Binde	40
Idealast®-haft, gedehnt 10 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 114	03517465	1 Binde	20
	8 cm	931 115	03517471	1 Binde	20
	10 cm	931 116	03517488	1 Binde	20
	12 cm	931 117	03517494	1 Binde	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®-haft Color

Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde, die das Leben bunter macht



Charakteristik

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; in zwei Farben.

93 % Baumwolle
5 % Polyamid
2 % Elastan
mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen sowie als attraktiver Schutz von Verbänden aller Art.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Idealast®-haft Color, blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	931 090	10109376	1 Binde	70
	6 cm	931 091	10109382	1 Binde	48
	8 cm	931 092	10109399	1 Binde	27
	10 cm	931 093	10109407	1 Binde	30
Idealast®-haft Color, rot, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	931 095	10109413	1 Binde	70
	6 cm	931 096	10109436	1 Binde	48
	8 cm	931 097	10109442	1 Binde	27
	10 cm	931 098	10109459	1 Binde	30
Idealast®-haft Color, sortiert zu 5x blau, 5x rot; gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 100	10109465	10 Binden	15
	6 cm	931 101	10109494	10 Binden	12
	8 cm	931 102	10109471	10 Binden	9
	10 cm	931 103	10109488	10 Binden	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Idealbinden



Die textilelastische Idealbinde für den universellen Einsatz

Charakteristik

Klassische, textilelastische Idealbinden mit kurzem Zug, nach E DIN 61632-IB-S, schlingkantig, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); die Elastizität der Binden, die beim Tragen nachlässt, kann durch Waschen zurückgewonnen werden.

100 % Baumwolle

Anwendung

Universell einsetzbar; für feste Verbände mit guter Druck- und Massagewirkung; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Idealbinden, mit Verband- klammern, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt	6 cm	931 755	00516086	1 Binde	160
	8 cm	931 756	00516092	1 Binde	120
	10 cm	931 757	00516100	1 Binde	100
	12 cm	931 758	00516117	1 Binde	80
	15 cm	931 759	00516123	1 Binde	48
	20 cm	931 760	00516146	1 Binde	36
	30 cm	931 761	00516169	1 Binde	24
HARTMANN Idealbinden, ohne Verband- klammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 859	00234531	10 Binden	22
	6 cm	931 860	01574329	10 Binden	16
	8 cm	931 861	01574387	10 Binden	12
	10 cm	931 862	01574393	10 Binden	10
	12 cm	931 754	01574418	10 Binden	8
	15 cm	931 863	00234560	10 Binden	6
	20 cm	931 865	00234614	10 Binden	5
	30 cm	931 866	00234643	10 Binden	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®

Die dauerelastische Idealbinde, die nicht ausleiern

Charakteristik

Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer der Binden.

69 % Baumwolle

31 % Polyamid



Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Idealast®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt	6 cm	931 143	02152352	1 Binde	160
	8 cm	931 144	02152369	1 Binde	120
	10 cm	931 145	02152375	1 Binde	100
	12 cm	931 146	02152381	1 Binde	80
	15 cm	931 147	02152398	1 Binde	48
	20 cm	931 148	02152406	1 Binde	36
Idealast®, ohne Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 133	02720968	10 Binden	16
	8 cm	931 134	02720974	10 Binden	12
	10 cm	931 135	02720980	10 Binden	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealflex®



Die leichte Universalbinde mit guter Dauerelastizität

Charakteristik

Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

45 % Polyester
42 % Baumwolle
13 % Viskose

Anwendung

Universell einsetzbar; für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Idealflex®, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt, 10 Stück in Faltschachtel	6 cm	931 290	07142683	1 Binde	80
	8 cm	931 291	07142708	1 Binde	60
	10 cm	931 292	07142714	1 Binde	50
	12 cm	931 293	07142720	1 Binde	40
	15 cm	931 294	07142737	1 Binde	30
	20 cm	931 295	07142743	1 Binde	20
Idealflex®, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 283	03854263	10 Binden	8
	8 cm	931 284	03854286	10 Binden	6
	10 cm	931 285	03854292	10 Binden	5
	12 cm	931 286	03854300	10 Binden	4
	15 cm	931 287	03854317	10 Binden	3
	20 cm	931 288	03854323	10 Binden	2

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealflex® universal

Die leichte Universalbinde mit dem hohen Baumwollanteil

Charakteristik

Dauerelastische, leichte Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 85 %; besonders atmungsaktiv und hautfreundlich; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 40 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

66 % Baumwolle
33 % Polyamid
1 % Elasthan



Anwendung

Universell einsetzbar; für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Idealflex® universal, gedehnt 5 m lang, lose in Faltschachteln,	6 cm	931 271	06452654	10 Binden	28
	8 cm	931 272	06452677	10 Binden	18
	10 cm	931 273	06452708	10 Binden	21
	12 cm	931 274	06452714	10 Binden	23
	15 cm	931 275	06452720	10 Binden	18
	20 cm	931 276	06452743	10 Binden	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Varolast® Plus



Die extra feuchte Zinkleimbinde

Charakteristik

Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimauftrag; in Längsrichtung dehnbar, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren; gut hautverträglich.

Anwendung

Zur schnellen Entstauung und zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme; als komprimierender Dauerverband bei Phlebitiden der tiefen und oberflächlichen Venen, bei post-thrombotischen Zuständen, bei Ulcera cruris in nicht nässendem Stadium; als Stützverband in der Allgemein-Orthopädie und in der orthopädischen Nachsorge.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Varolast® Plus, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln in Faltschachteln	8 cm x 5 m	931 582	02667234	1 Binde	16
	10 cm x 7 m	931 583	02667257	1 Binde	20
	10 cm x 10 m	931 585	02667286	1 Binde	20
Varolast® Plus, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln verpackt	8 cm x 5 m	931 589	02667240	16 Binden	1
	10 cm x 7 m	931 587	02667263	20 Binden	1
	10 cm x 10 m	931 588	02667292	20 Binden	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Rolta® soft

Die Synthetik-Wattebinde für perfektes Polstern

Charakteristik

Synthetik-Wattebinden aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern; weich und hautfreundlich, luft- und sekretdurchlässig, temperatenausgleichend; faltenfreier Sitz durch rutschsichere Eigenhaftung, einfach anzulegen, von Hand abreißbar; sterilisierbar (Dampf A 121 °C), strahlenindifferent.



Anwendung

Als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden; zum Polstern von Schienen sowie als Einziehmaterial für Schlauchverbände; besonders für Patienten mit sehr empfindlicher Haut geeignet.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Rolta® soft, einzeln banderoliert, 3 m lang	6 cm	932 043	04456518	6 Binden	8
	6 cm	932 048	02757486	50 Binden	1
	10 cm	932 045	04456524	6 Binden	6
	10 cm	932 049	02757457	30 Binden	1
	15 cm	932 047	04456530	4 Binden	6
	15 cm	932 050	02757440	20 Binden	1
	25 cm	932 051	02757434	10 Binden	1


* Versand-Einheiten in Packungen

Professionelle Überwachung der Vitalwerte für zu Hause.

Bei HARTMANN wissen wir: Im Stress des Alltags schieben viele ihre Gesundheitsprobleme auf die lange Bank. Damit riskiert man, dass Symptome übersehen oder nicht ernst genug genommen werden.

Aus diesem Grund bieten wir für den Gebrauch zu Hause professionelle Diagnosegeräte sowie Selbst-Tests an und geben den Menschen so die einfache Möglichkeit, ihre Gesundheitswerte jederzeit zu überprüfen und zu kontrollieren. Weiterhin ermöglichen wir durch ein breites Sortiment an professionellen Wundversorgungsprodukten eine effektive Selbstversorgung anspruchsvoller und kleinerer Wunden nach modernstem medizinischem Stand.





Blutdruck | EKG | Gewicht
Aktivität | Selbst-Tests

Veroval®

Deutschlands breitesten Selbst-Diagnostik
Sortiment für den medizinischen Fachhandel.

Veroval®

Gesundheit ist wichtiger denn je.

- Wenn es um die eigene Gesundheit geht, übernehmen immer mehr Menschen selbst die Verantwortung.
- Bereits 7 von 10 Patienten in Deutschland googeln, z. B. zur Diagnosefindung, zu Hause ihre Symptome.*


Selbst-Diagnostik ist der Wachstumstreiber.

- Mit der Digitalisierung steigt die Nachfrage nach einer neuen, intelligent vernetzten Messgeräte-Generation.
- Immer mehr Leistungen werden von den Krankenkassen nicht mehr erstattet. Dadurch steigt der Selbstzahleranteil immer stärker an.

Veroval® von HARTMANN ist Ihr innovatives 360° Selbst-Diagnostik Sortiment.

- Breitestes Premium-Messgeräte Sortiment im medizinischen Fachhandel.
- Das mobile EKG- und Blutdruckmessgerät zur Schlaganfall-Prophylaxe bietet Spitzentechnologie.
- Alle Daten/Ergebnisse können mit der kostenlosen Veroval® medi.connect Software gespeichert, verbunden und mit dem Arzt geteilt werden.

5 neue Premium-Messgeräte + Software.



* Philips Gesundheitsstudie 2015

*Mit Dermaplast® MEDICAL
schließt HARTMANN
die Lücke im Bereich der
effektiven Selbstversorgung
anspruchsvoller Wunden.*



Vom Wundspezialisten HARTMANN:

Dermaplast® MEDICAL


Professionelle Wundversorgung für zu Hause.

Dermaplast® MEDICAL bietet ein breites Sortiment ursprünglich für den professionellen Bereich entwickelter Produkte.

Als einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Wundversorgungsprodukte für Klinik und Arztpraxis garantiert HARTMANN die Versorgung nahezu jeder Wunde auf dem modernsten medizinischen Stand.

Das innovative Indikations-Leitsystem von Dermaplast® MEDICAL

Umfangreiche Marktforschung hat bestätigt*: Indikative Produktbezeichnungen geben dem Verbraucher bestmögliche Sicherheit bei der Produktwahl.



* QUELLE: Bonsai Marktforschungsinstitut 2015, belegt

Dermaplast® MEDICAL



Anwendung

Zur gezielten Selbstversorgung von z. B. Brandwunden, Schnitt- und Platzwunden.

Zu einer optimalen Wundversorgung gehört auch die Hände-desinfektion. Dafür steht das wirksame Hände-Desinfektionsmittel Sterillium® zur Verfügung (Siehe Seite 194).



Das professionelle Wundversorgungs-Programm für zu Hause

Charakteristik

Professionelle Wundversorgungsprodukte für unterschiedlichste Wundarten sowie diverses Fixiermaterial wie Binden, Vlies- oder Folienverbände; eine sterile Wundreinigungslösung und puderfreie Einmalhandschuhe ergänzen das Programm.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden, Wundpflaster, steril, einzeln eingeschiegelt	7,2x5 cm	531 002	11613361	5 Stück	20
	10x8 cm	531 003	11613378	5 Stück	10
	15x9 cm	531 004	11613384	5 Stück	10
Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden, Wasserdichtes Wundpflaster, steril, einzeln eingeschiegelt	7,2x5 cm	531 006	11662052	5 Stück	30
	10x9 cm	531 007	11662069	5 Stück	22
Dermaplast® MEDICAL Schnitt- und Platzwunden, Wundnahtstreifen, steril, eingeschiegelt zu 6 Stück	6x38 mm	531 111	11662098	2x6 Stück	10
Dermaplast® MEDICAL Schürfwunden, Wundpflaster mit Lipokolloidlage, steril, einzeln eingeschiegelt	6x7 cm	531 008	11726705	3 Stück	12
	10x10 cm	531 009	11726711	3 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Brandwunden, Hydrogel-Pflaster, steril, einzeln eingeschiegelt	4,5x6,5 cm	531 112	11692610	3 Stück	12
	7,5x10 cm	531 113	11692627	3 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Sterile Mullkompressen, steril, eingeschiegelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	531 001	11605189	5x2 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Wasserdichter Fixierverband	10 cmx2 m	531 014	11613409	1 Stück	24
Dermaplast® MEDICAL Elastischer Fixierverband	10 cmx2 m	531 011	11613390	1 Stück	24
Dermaplast® MEDICAL Selbsthaftende Fixierbinde	6 cmx4 m	531 013	11606556	1 Stück	20
Dermaplast® MEDICAL Einmal-Handschuhe	Small	942 226	11527331	10 Stück	20
	Medium	942 227	11527348	10 Stück	20
	Large	942 228	11527354	10 Stück	20
Dermaplast® MEDICAL Wundreinigungslösung, steril	5 ml	531 015	11684131	30 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Dermaplast® MEDICAL

Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden

Steriles Wundpflaster aus atmungsaktivem Vliesstoff mit saugstarkem, zentralem Wundkissen.



Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden wasserdicht

Steriles Wundpflaster aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Folie mit zentralem Wundkissen; schützt vor Wasser und Schmutz, ermöglicht Baden oder Duschen.



Dermaplast® MEDICAL Schnitt- und Platzwunden

Selbstklebende Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff, steril; sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen.



Dermaplast® MEDICAL Schürfwunden

Steriles wasser-dichtes Wundpflaster mit saugfähigem, zentralem Wundkissen, das mit einer weichen Lipokolloidlage beschichtet ist. Hydrokolloidpartikel wandeln sich in Verbindung mit Wundsekret in ein Gel um und bewirken ein feuchtes Wundmilieu.



Dermaplast® MEDICAL Brandwunden

Kühlendes Hydrogel-Pflaster, lindert Schmerzen und beschleunigt den Heilungsprozess; steril, wasserdicht und atmungsaktiv, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber; kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.



Dermaplast® MEDICAL Sterile Mullkompressen

Saugfähige Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; als Tupfer und Komresse insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten Wunden geeignet.



Dermaplast® MEDICAL Wasserdichter Fixierverband

Selbstklebender atmungsaktiver Folienverband von der Rolle, schützt vor Schmutz und Keimen; zur vollflächigen, transparenten Fixierung von Wundauflagen; zum Baden und Duschen geeignet.



Dermaplast® MEDICAL Elastischer Fixierverband

Selbstklebender atmungsaktiver Vliesverband von der Rolle zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen; luft- und wasserdampfdurchlässig, besonders weich und anschmiegsam; auch für bewegliche Körperstellen geeignet.



Dermaplast® MEDICAL Selbstaftende Fixierbinde

Elastische Binde zur Fixierung von Wundauflagen, kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung, hautfreundlich und luftdurchlässig; durch Eigenhaftung keine zusätzliche Fixierung notwendig; auch für leichte Stützverbände geeignet; gedehnt 4 m lang.



Dermaplast® MEDICAL Einmal-Handschuhe

Puder- und latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, elastisch und reißfest, rechts und links zu tragen.



Dermaplast® MEDICAL Wundreinigungslösung

Sterile physiologische Kochsalzlösung zum vorsichtigen Säubern von Wunden; in gebrauchsfertigen und bedarfsgerechten Ampullen zu 5 ml.



DermaPlast® ACTIVE



Anwendung

Zur gezielten und einfachen Prävention von Verletzung sowie zur schnellen und effektiven Behandlung von Sportverletzungen oder -beschwerden.



Das umfangreiche Sport-Sortiment für zu Hause

Charakteristik

Umfangreiches Sport-Sortiment mit verschiedenen Gels/Cremes, Kompressen, Tapes und Stützbinden, die sich bereits vielfach im Athletik- und Therapiebereich bewährt haben.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® ACTIVE Cool Gel	100 ml	522 010	12902920	1 Stück	8
DermaPlast® ACTIVE Cool roll-on	50 ml	522 011	12902937	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Warm Cream	100 ml	522 030	12903109	1 Stück	8
DermaPlast® ACTIVE Ice Spray	200 ml	522 012	12902943	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Instant Ice groß	15x25 cm	522 021	12902966	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Instant Ice klein	15x17 cm	522 020	12902995	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold Pack groß	12x29 cm	522 023	12903003	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold Pack klein	13x14 cm	522 022	12903026	1 Stück	24
DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape blau	5 cmx5 m	522 040	12903032	1 Stück	80
DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape pink	5 cmx5 m	522 041	12903049	1 Stück	80
DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape beige	5 cmx5 m	522 042	12903055	1 Stück	80
DermaPlast® ACTIVE Sport Tape weiß	3,75 cmx7 m	522 050	12903084	1 Stück	96
DermaPlast® ACTIVE CoolFix Bandage	6 cmx4 m	522 013	12903090	1 Stück	234

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® ACTIVE

DermaPlast® ACTIVE Cool Gel

Kühlgel – zur Kühlung und Schmerzlinderung von Verletzungen.

Cool Gel wird eingesetzt:

- Zur Kühlung und Schmerzlinderung von betroffenen Stellen nach körperlicher Anstrengung
- Bei stumpfen Traumata wie Prellungen oder Zerrungen
- Zur Vorbeugung gegen Muskelkater
- Bei Überlastungsbeschwerden wie Verstauchungen und Sehnenentzündungen (z. B. Tennisarm)



DermaPlast® ACTIVE Ice Spray

Eisspray – zur Kühlung und schnellen Schmerzlinderung.

- Lindert durch Kühlung den Schmerz bei Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen



DermaPlast® ACTIVE Instant Ice groß/klein

Sofort-Kühlbeutel – zur Kühlung von Verletzungen und zur Schmerzlinderung.

Instant Ice ist ein selbst kühlender Sofort-Kühlbeutel und wird eingesetzt:

- Nach Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen und Schwellungen
- Bei Verbrennungen und Zahnschmerzen



DermaPlast® ACTIVE Cool roll-on

Kühlender Roll-on – zur Kühlung und Schmerzlinderung von Verletzungen.

Cool Roll-on wird eingesetzt:

- Zur Kühlung und Schmerzlinderung von betroffenen Stellen nach körperlicher Anstrengung
- Bei stumpfen Traumata wie Prellungen oder Zerrungen
- Zur Vorbeugung gegen Muskelkater
- Bei Überlastungsbeschwerden wie Verstauchungen und Sehnenentzündungen (z. B. Tennisarm)



DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold Pack groß/klein

Hot/Cold – zur Kälte- und Wärmetherapie von Verletzungen und zur Schmerzlinderung. Hot/Cold ist eine wiederverwendbare Gel-Kompresse und wird eingesetzt:

- Kältetherapie: Die Kaltanwendung ist lokal schmerzlindernd und wirkt abschwellend (z. B. bei akuten Entzündungen von Gelenken und Muskeln, Blutergüssen, Zahnschmerzen)
- Wärmetherapie: Die Warmanwendung ist lokal durchblutungsfördernd und wirkt spannungslösend (z. B. bei Muskelkater, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden)



DermaPlast® ACTIVE Warm Cream

Wärmende Creme – zur Entspannung nach körperlicher Belastung.

- Warm Cream ist eine intensive Wärmecreme ideal für Sportler
- Die Wärmecreme ist ein pflegendes, feuchtigkeitsspendendes Produkt zum Einreiben vor und nach körperlicher Belastung
- Das intensive und langanhaltende Wärmegefühl beruht auf einer speziell abgestimmten Formel aus pflanzlichen Extrakten und fördert die Entspannung



DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape blau/pink/beige

Kinesiologisches Tape – für Sport, Therapie und Freizeit.

Die Kinesiologischen Tapes werden eingesetzt:

- Für Gelenke und Bänder sowie für verletzte oder verspannte Muskeln ohne größere Bewegungseinschränkungen
- Die Tapes sind atmungsaktiv, luftdurchlässig und wasserdicht sowie latexfrei
- Detaillierte Anleitungen für das Taping sind in der Faltschachtel enthalten



DermaPlast® ACTIVE Sport Tape weiß

Sporttape – stabilisiert, fixiert und stützt.

Sporttape wird eingesetzt:

- Zur Stabilisierung, Fixierung und als Stützverband für Bereiche die beim Sport stark belastet werden, z. B. Sprunggelenke, Kniegelenke, Ellbogengelenke und Handgelenke
- Das Tape kann direkt auf die Haut aufgebracht werden, ist leicht abrollbar und anschmiegsam



DermaPlast® ACTIVE CoolFix Bandage

Selbstkühlende Stützbinde – zur Kühlung von Verletzungen.

Cool Fix ist eine selbstkühlende Stützbinde und wird eingesetzt:

- Zur Kühlung nach Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Schwellungen



DermaPlast® EFFECT Hydrogelpflaster



Die Wundpflaster, die für ein feuchtes Wundmilieu sorgen

Charakteristik

Hydrogel- und Hydrokolloid-Pflaster für ein feuchtes Wundmilieu; Wundsekret und Keime werden absorbiert, kein Verkleben mit der Wunde, wasserdicht, atmungsaktiv und hautfreundlich; ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung;
Hydrogel-Pflaster sind besonders geeignet bei kleinen oberflächlichen Verbrennungen und Verbrühungen. Hydrokolloid-Pflaster sind ideal bei Schürfwunden und kleineren Schnittwunden, bei Blasen und auch für Fieberbläschen an Lippen oder Nase, ebenso lassen sich Hühneraugen sehr gut behandeln. Für einen optimalen Behandlungserfolg werden hydrokolloide Pflaster so lange auf der Haut belassen, bis sie sich von selbst lösen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster, steril, einzeln eingesiegelt	4,5x6,5 cm	536 150	13414789	3 Stück	144
DermaPlast® EFFECT Kleine Blasen, in Plastikbox	1,9x5,5 cm	536 340	12654296	6 Stück	50
DermaPlast® EFFECT Blasen an der Ferse, in Plastikbox	4,5x7,6 cm	536 140	12654273	6 Stück	50
DermaPlast® EFFECT Große Blasen, in Plastikbox incl. Schere	4,5x7,5 cm	536 240	12654267	6 Stück	50
DermaPlast® EFFECT Hühneraugen, in Plastikbox	1,7x4 cm	536 540	12654304	7 Stück	50
DermaPlast® EFFECT Blasen und kleine Wunden, in Plastik- box incl. Schere	6,5x9 cm	536 640	12654250	3 Stück	50
DermaPlast® EFFECT Kleine Wunden, in Plastikbox	sortiert, 3 Größen	536 740	12654310	7 Stück	50
DermaPlast® EFFECT Fieberbläschen, in Plastikbox incl. Spiegel u. Pinzette	1,2x1,7 cm	536 840	12654327	16 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® EFFECT Hydrogelpflaster

DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster

Hydrogel-Pflaster, das sofort für ein aus-
gewogen feuchtes
Wundmilieu sorgt;
kühlend und dadurch
schmerzlindernd, mit guter
Polsterwirkung; die Transparenz
ermöglicht eine gute Wund-
kontrolle; sicherer Sitz durch
umlaufende, hypoallergene
Fixierfolie.



DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit
verstärktem Hydrokolloid-
Kissen, das austretende
Blasenflüssigkeit absorbiert
und dabei eine
polsternde Gelschicht
bildet; wirkt druckentlastend
und schmerzlindernd; die abgeflachten
hydrokolloiden Ränder lassen sich
leicht anmodellieren und schonen
die Haut; in verschiedenen Größen
für unterschiedlich große Blasen
erhältlich.



DermaPlast® EFFECT Hühneraugenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit
verstärktem 10 mm
rundem Hydrokolloid-
Kissen, das die verhornte
Haut aufweicht und so
die Entfernung des
Hühnerauges erleichtert; wirkt
druckentlastend und schmerz-
lindernd; die abgeflachten hydro-
kolloiden Ränder lassen sich
leicht anmodellieren und
schonen die Haut.



DermaPlast® EFFECT Blasen und kleine Wunden, zuschneidbar

Hydrokolloid-Pflaster,
das austretende Blasen-
flüssigkeit absorbiert
und dabei eine
polsternde Gelschicht
bildet; wirkt druckent-
lastend und schmerzlindernd; das
6,5x9 cm große Hydrokolloid-
Pflaster ist mit der beiliegenden
Schere auf die gewünschte Größe
und Form leicht zuschneidbar; in
praktischer, handlicher Plastikbox
inkl. kleiner Schere.



DermaPlast® EFFECT Kleine Wunden

Pflasterstrips mit Hydro-
kolloid-Kissen und
transparenter, wasser-
dichter Fixierfolie;
in drei verschiedenen
Zuschnitten, wobei sich
das Pflaster mit dezentralem
Wundkissen insbesondere als
Fingerverband eignet.



DermaPlast® EFFECT Fieberblasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster,
das sich durch seine
ergonomische Form
den Lippen anpasst und
die Bläschen nahezu
unsichtbar abdeckt; lindert
Juckreiz und Spannungsschmerz,
beugt Verkrustungen vor und
reduziert die Ansteckungsgefahr;
in praktischer, handlicher Plastik-
box inkl. Spiegel und Pinzette.



DermaPlast® Wundpflaster



Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Charakteristik

Hypoallergene Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten; mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv.

Anwendung

Zur sanften und schnellen Versorgung kleinerer Verletzungen bei empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

DermaPlast® Water-resistant

Aus dehnbarer Polyethylen-Folie, wasserdicht und schmutzabweisend.



DermaPlast® Soft

Aus weichem, anschmiegsamem Vliesstoff; für besonders empfindliche Haut geeignet.



DermaPlast® Protect Plus

Aus polsterndem Polyethylen-Schaum mit Microperforation; auch für druckempfindliche Körperstellen geeignet.



DermaPlast® Aqua

Aus transparenter Polyurethan-Folie, luftdurchlässig und dennoch wasserdicht.



DermaPlast® Kids

Kinderpflaster mit fröhlichen Tiermotiven, aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie, wasser- und schmutzabweisend.



DermaPlast® Comfort

Aus elastischem und flexiblem Material, wasserfest, schmutzabweisend und luftdurchlässig.



DermaPlast® Transparent

Aus transparentem, wasserfestem Material für eine dezente Wundversorgung.



DermaPlast® Classic

Aus strapazierfähigem Textilgewebe, wasserabweisend imprägniert.



DermaPlast® Flexible

Aus querelastischem Textilgewebe, flexibel und anschmiegsam; auch als Fingerpflaster in speziellen Zuschnitten für Fingerkuppen und Gelenke erhältlich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Classic 6x10 cm	535 040	12654072	10 Stück	200
DermaPlast® Flexible 6x10 cm	535 243	12654095	10 Stück	200
DermaPlast® Flexible 8x10 cm	535 244	12654103	10 Stück	200
DermaPlast® Flexible, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 240	12654089	20 Stück	200
DermaPlast® Flexible, Fingerpflaster sortiert, 4 Größen	535 245	12654126	16 Stück	200
DermaPlast® Water-resistant, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 143	12654221	20 Stück	200
DermaPlast® Water-resistant, Pflasterstrips sortiert, 5 Größen	535 140	12654209	40 Stück	200
DermaPlast® Soft 6x10 cm	535 341	12654149	10 Stück	200
DermaPlast® Soft, Pflasterstrips 19x72 mm	535 342	12654132	20 Stück	200
DermaPlast® Protect Plus 6x10 cm	535 441	12654184	10 Stück	160
DermaPlast® Protect Plus, Pflasterstrips 19x72 mm	535 442	12654155	20 Stück	200
DermaPlast® Aqua, Pflasterstrips sortiert, 3 Größen	535 540	12654190	20 Stück	200
DermaPlast® Kids, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 640	12654238	20 Stück	200
DermaPlast® Comfort, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 840	12654066	20 Stück	200
DermaPlast® Transparent, Pflasterstrips sortiert, 3 Größen	535 740	12654244	20 Stück	200

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® ProtectSpray⁺

Das transparente
Sprühpflaster mit dem
Plus eines UV-Schutzes

Charakteristik

Sprühpflaster für eine hauchdünne, transparente Wundabdeckung, schützt die Wunde vor Schmutz, Bakterien und Wasser und bietet zusätzlich einen Basisschutz vor UV Strahlung; schnell trocknend und geruchsarm, hautfreundlich und luftdurchlässig, löst sich von selbst ab; für ca. 70 Anwendungen.



Anwendung

Zur schnellen und bequemen Abdeckung von trockenen, oberflächlichen Schürf-, Kratz- und Schnittwunden. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® ProtectSpray ⁺ , Pumpspray	21,5 ml	536 440	12900996	1 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets



Die handlichen Begleiter bei allen Freizeitaktivitäten

Charakteristik

Erste-Hilfe-Taschen mit unterschiedlichem Sortiment an Erste-Hilfe-Material für Sport und Freizeit oder auf Reisen; aus strapazierfähigem Nylongewebe; durch Gürteltaschen mit Klettverschluss überall leicht zu befestigen; Vordertasche mit Reißverschluss; einzeln in Folie eingeschweißt.

DermaPlast® Erste-Hilfe-Set

Inhalt:

- 1 Schere
- 1 Verbandpäckchen, 80x100 mm
- 1 Fixierpflaster, 2,5 cm x 1 m
- 1 Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 1 Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 8 Wundpflaster, 10x6 cm
- 12 Pflasterstrips, 19x72 mm
- 2 Kompressen, 7,5x7,5 cm
- 1 Reinigungstuch
- 4 Erste-Hilfe-Handschuhe



DermaPlast® Medical Erste-Hilfe-Set travel

Inhalt:

- 1 Schere
- 1 Pinzette
- 1 Fixierpflaster, 1,25 cm x 5 m
- 1 Verbandpäckchen, 80x100 mm
- 1 Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 1 Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 8 Wundpflaster, 10x6 cm
- 8 Pflasterstrips in 2 Größen
- 2 Wundkompressen, 7,5x7,5 cm
- 1 Gelkompressen, 5x7,5 cm
- 2 Reinigungstücher
- 4 Erste-Hilfe-Handschuhe
- 1 Rettungsdecke



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Erste-Hilfe-Set	klein	535 951	03797884	1 Stück	10
DermaPlast® Medical Erste-Hilfe-Set travel	groß	535 961	03797878	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Gluten-Intoleranz

Schnelltest zum Nachweis von Zöliakie

Charakteristik

Der Gluten-Intoleranz Schnelltest beruht auf dem Nachweis von Transglutaminase-Antikörpern (IgA Antikörper), die auf eine Gluten-Intoleranz hinweisen. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Blut, Testergebnis nach 10 Minuten mit einer Genauigkeit von 98 %.



Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnpuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung unklarer Magen-Darmbeschwerden wie Blähbauch oder Durchfall. Als Hinweis, ob die Symptome durch eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten verursacht werden. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Veroval® Gluten-Intoleranz	924 202	11648247	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen




Genauigkeit
98 %



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von 98 %



Veroval® Allergie-Erkennung



Schnelltest zum Nachweis von Katzenhaar-, Gräserpollen- und Staubmilbenallergie

Charakteristik

Mit dem Schnelltest Allergie-Erkennung kann ein erhöhter Allergie-Antikörper-Spiegel vom Typ Immunoglobulin E (IgE) gegen Katzenhaar, Hausstaubmilben und Gräserpollen gemessen werden. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Blut, Testergebnis nach 30 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 94 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette mit einem Trockenmittel im Folienbeutel
- 1 Gefäß mit Reagenzlösung
- 1 Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Pipette
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung


Anwendung

Zur Abklärung allergietypischer Beschwerden wie Niesen, verstopfter Nase oder gereizter Augen. Als Hinweis, ob die Symptome durch ein erhöhtes Allergierisiko gegen Katzenhaar, Gräserpollen oder Hausstaubmilben entstehen. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Allergie-Erkennung	924 222	11648276	1 Stück	42

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 94 %



Veroval® Harnwegsentzündung

Schnelltest zum Nachweis von weißen Blutkörperchen, Nitrit und Protein

Charakteristik

Der Schnelltest Harnwegsentzündung beruht auf dem Nachweis von weißen Blutkörperchen, Nitrit und Eiweiß im Harn. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Urin, Testergebnis nach 1 Minute mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 97 %.



Inhalt:

- 2 Folienverpackungen mit je 1 Teststreifen und 1 Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung unklarer Blasenbeschwerden wie z. B. leichtem Brennen beim Wasserlassen oder Bauchschmerzen. Als Hinweis, ob die Symptome durch eine Harnwegsinfektion verursacht werden. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Harnwegsentzündung	924 122	11648224	2 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Zuverlässigkeit von mehr als 97 %

Veroval® Eisenmangel



Schnelltest zum Nachweis einer niedrigen Eisenkonzentration

Charakteristik

Der Eisenmangel Schnelltest beruht auf dem immunologischen Nachweis des Proteins Ferritin im Blut, welches Eisen in den Zellen speichert. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Blut, Testergebnis nach 10 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 95 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnungspuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Abklärung typischer Anzeichen für zu wenig Eisen wie z. B. häufige Müdigkeit, Blässe oder Kopfschmerzen. Als Hinweis, ob die Symptome durch einen Eisenmangel verursacht sein können. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Eisenmangel	924 102	11648218	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 95 %



Veroval® Helfen Antibiotika?

Schnelltest zur Erkennung einer bakteriellen Infektion bei Erkältung

Charakteristik

Antibiotika sind hochwirksame Arzneimittel, die jedoch nur gegen Bakterien, nicht aber gegen Viren wirken. Bei Entzündungen der Atemwege – z. B. Erkältungen, grippalen Infekten oder Bronchitis – ist in 9 von 10 Fällen ein Virus der Auslöser, gegen das Antibiotika nicht helfen. Der Selbst-Test „Helfen Antibiotika?“ bestimmt die CRP (C-reaktives Protein) Konzentration im Blut. Die Bildung von CRP ist die Antwort des Immunsystems auf eine beginnende bakterielle Infektion.

Testmedium: Blut, Testergebnis nach 5 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 95 %.



Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnpuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung ob die Infektion bzw. Erkältung bakteriell ist und mit einem Antibiotikum behandelt werden sollte. Der Test kann auch zur Überwachung der Wirksamkeit einer Antibiotikatherapie eingesetzt werden. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Veroval® Helfen Antibiotika?	924 142	11648230	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Genauigkeit von mehr als 95 %



Veroval® Schwangerschaft



Frühtest mit Wochenbestimmung

Charakteristik

Der Frühtest Schwangerschaft mit Wochenbestimmung beruht auf dem immunologischen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin) ab dem 10. Tag nach der Befruchtung. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Urin, Testergebnis nach 5 Minuten mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 99 %.

Inhalt:

- 1 Folienverpackung mit Teststab und Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Bereits ab dem 10. Tag nach der Befruchtung, also noch vor dem Ausbleiben der Periode, kann eine Schwangerschaft sowie die Schwangerschaftswoche festgestellt werden. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Schwangerschaft	924 322	11648282	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Zuverlässigkeit von mehr als 99 %



Veroval® Zeugungsfähigkeit

Schnelltest zum Nachweis der Spermienkonzentration in der Samenflüssigkeit

Charakteristik

Der Schnelltest Zeugungsfähigkeit ermittelt, ob die Spermienanzahl im Normalbereich liegt.

Laut WHO liegt diese bei mindestens 20 Millionen/ml. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Samenflüssigkeit, Testergebnis nach 7 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 95 %.



Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Flasche mit Probenverdünnungspuffer
- 1 Spritze zum Aufziehen der Samenflüssigkeit
- 1 Becher zum Sammeln der Samenflüssigkeit
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Abklärung, ob eine unterdurchschnittliche Spermienanzahl in der Samenflüssigkeit der Grund dafür sein könnte, dass es nicht zu einer Zeugung kommt. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Veroval® Zeugungsfähigkeit	924 362	11648299	1 Stück	42

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 95 %

Veroval® Chlamydien



Anwendung

Der Chlamydien Schnelltest gibt schnell Aufschluss darüber, ob Sie mit dem Bakterium Chlamydia trachomatis infiziert sind. Chlamydia trachomatis ist eine sexuell übertragbare Bakterienart, die Infektionen im Urogenitaltrakt hervorruft. Chlamydien-Infektionen sind meist symptomlos, sie können jedoch auch zu Entzündungen der Augen, des Harntraktes und zu Arthritis führen. Die Folge einer unbehandelten Infektion kann Unfruchtbarkeit sein und das Risiko einer Eileiterschwangerschaft und Frühgeburt erhöhen. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Schnelltest zum Nachweis einer Chlamydien-Infektion

Charakteristik

Der Selbst-Test beruht auf dem Nachweis des Bakteriums Chlamydia trachomatis (Grenzwert: etwa 2,5 µg EB/ml) durch einen Abstrich aus dem Vaginaltrakt und entspricht damit dem modernsten Stand der medizinischen Forschung. Testergebnis nach 15 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 97 %.

Inhalt:

- 1 Abstrichtupfer
- 1 Gefäß mit Puffer
- 1 Testkassette
- 1 Gebrauchsanweisung



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Chlamydien	924 402	12723838	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Genauigkeit von mehr als 97 %



Veroval® Vaginale Infektionsvorsorge

Schnelltest zur Bestimmung des pH-Wertes

Charakteristik

Der Schnelltest Vaginale Infektionsvorsorge beruht auf der Bestimmung des vaginalen pH-Werts über einen Abstrich. Der Test bestimmt, ob der pH-Wert der Scheide zwischen 3,8 und 4,5 liegt (leicht sauer), denn nur dann ist ein wirksamer Schutz vor krankheitserregenden Bakterien und Pilzen gegeben. Testergebnis nach 1 Minute mit einer Genauigkeit von mehr als 99 %.



Inhalt:

- 2 Applikatoren
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung des pH-Wertes der Scheidenflora. In einer Packung sind 2 Tests enthalten, so dass das Ergebnis noch einmal kontrolliert werden oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden kann. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Vaginale Infektionsvorsorge	924 392	12723821	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Genauigkeit von mehr als 99 %

Veroval® Cholesterin



Schnelltest zur Bestimmung des Cholesterinwertes

Charakteristik

Der Cholesterin Schnelltest beruht auf der Messung des Gesamtcholesterins im Blut. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Blut, Testergebnis nach 3 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 96 %.

Inhalt:

- 1 Folienverpackung mit Testscheibe und Trockenmittel
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur schnellen Bestimmung des Cholesterinspiegels. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Cholesterin	924 042	11648201	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Genauigkeit von mehr als 96 %



Veroval® Magen-Vorsorge

Schnelltest zum Nachweis des Bakteriums *Helicobacter Pylori*

Charakteristik

Der Magen-Vorsorge Schnelltest beruht auf dem immunologischen Nachweis von Antikörpern gegen das *Helicobacter Pylori* Bakterium im Blut. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause. Testmedium: Blut, Testergebnis nach 10 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 96 %.



Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnungspuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung unklarer Beschwerden wie Magenschmerzen und Übelkeit, ob die Ursache im Vorhandensein des Bakteriums *Helicobacter Pylori* liegen kann, um ggf. ärztlichen Rat einzuholen. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Veroval® Magen-Vorsorge	924 002	11648170	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 96 %

Veroval® Darm-Vorsorge



Schnelltest zum Nachweis von
verborgenen Blut im Stuhl

Charakteristik

Der Darm-Vorsorge Schnelltest beruht auf dem Nachweis von humanem Hämoglobin (Hb) ab einem Grenzwert von 40 ng/ml. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Stuhl, Testergebnis nach 5 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 98 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Röhrchen mit Probenverdünnungspuffer und integriertem Probe-Entnahme-Stick
- 1 Stuhlauffanghilfe für die Entnahme der Stuhlprobe
- 2 Einweghandschuhe
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Früherkennung von nicht sichtbarem Blut im Stuhl, um ggf. ärztlichen Rat einzuholen. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Darm-Vorsorge	924 022	11648193	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien
belegte Genauigkeit von mehr als 98 %



Veroval® Alkohol

Schnelltest zur
Bestimmung des
Alkoholgehaltes in der
Atemluft

Charakteristik

Der Alkohol Schnelltest wurde mit dem Ziel entwickelt, die Genauigkeit und Sicherheit von professionellen Tests auch für die private Nutzung zu Hause verfügbar zu machen. Er beruht auf der Messung des Alkoholgehaltes in der Atemluft. Denn ab mehr als 0,2 ‰ sollten Sie kein Fahrzeug mehr führen.

Testmedium: Atemluft, Testergebnis nach 2 Minuten mit belegter Sensitivität von mehr als 95 %.



Inhalt:

- 1 Glasröhrchen mit Wirkstoff
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Der Selbsttest „Alkohol“ dient der Abklärung des ungefähren Blutalkoholspiegels und der Fahrtüchtigkeit. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Alkohol	924 172	12544840	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudie
belegte Sensitivität von mehr als 95 %



Veroval® Drogen



Multi-Schnelltest zum Nachweis von 6 verschiedenen Drogen

Charakteristik

Bei dem Drogen Multi-Schnelltest handelt es sich um ein immunochromatographisches Analyseverfahren, das Drogen bzw. deren Abbauprodukte im Urin nachweisen kann.

Testmedium: Urin, Testergebnis nach 5 Minuten mit gemessener Sensitivität von mehr als 96 %.

Inhalt:

- 1 Folienverpackung mit Multi-Teststreifenkassette und Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zum Nachweis von psychoaktiven Substanzen, die das Verhalten und die Stimmung des jeweiligen Konsumenten beeinflussen.

Nachgewiesen wird der Gebrauch von Amphetaminen, Benzodiazepinen (Beruhigungsmittel), Kokain, Marihuana (THC), Methadon sowie Opiaten. Der Selbsttest ist analog der detaillierten Gebrauchsanweisung durchzuführen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Drogen	924 152	12544857	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



5 min

Sensitivität > 96 %



Durch Leistungsbewertungsstudie belegte Sensitivität von mehr als 96 %

Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät

Ideal zur Schlaganfallprophylaxe

Charakteristik

Mobile EKG-Funktion:

Erkennt Vorhofflimmern – eine Hauptursache für Schlaganfälle sowie Herzrhythmusstörungen wie Extrasystolen, ein frühes Anzeichen für Durchblutungsstörungen und Entzündungen des Herzmuskels; Aufzeichnung des Herzrhythmus in 30 Sekunden – jederzeit und überall; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; sofortige, leicht verständliche Ergebnisanzeige mit detaillierter Anzeige (Elektrokardiogramm) für den Arzt.

Vollautomatische Blutdruck-Messfunktion:

Zur sanften und präzisen Messung am Oberarm nach dem oszillometrischen Messverfahren; hohe Messgenauigkeit und Speicherfunktion für 2x64 Messwerte; bequeme Universalmanschette mit ergonomischer Passform, für Umfänge von 22-42 cm; mit Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpumptechologie mit individuellem Aufpumpdruck sowie praktischer Messwert-Analyse per Ampelsystem; Batterien, USB-Bluetooth-Adapter und Aufbewahrungstasche inklusive.



Anwendung

Zur mobilen EKG-Aufzeichnung (Elektrokardiogramm) und Blutdruckmessung; insbesondere bei Personen mit Herzerkrankungen und Herzrhythmusstörungen; ideal zur Schlaganfallprophylaxe; misst die elektrische Herzaktivität mit einem 1-Kanal-EKG Signal über 3 Elektroden am Monitorgehäuse sowie den Blutdruck durch das oszillometrische Messverfahren mittels Universal-Oberarmmanschette für Umfänge von 22-42 cm.

Alle EKG-Ergebnisse und Blutdruckwerte können mit der Veroval® medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät mit Zugbügelmanschette 22-42 cm	925 341	12672590	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät



Für exaktes und sanftes Messen am Oberarm mit Arrhythmie-Erkennung

Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät für exaktes Messen nach dem oszillometrischem Messverfahren; mit individuellem Aufpumpdruck (Comfort Air Technology) für eine besonders sanfte Messung; großes Display für leichtes Ablesen der Messwerte; Speicherfunktion für 2x100 Messwerte; Erkennung und Anzeige von Herzrhythmusstörungen; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; bequeme Universalmanschette mit ergonomischer Passform; mit integrierter Manschettensitzkontrolle; Anschlussbuchse für Netzadapter sowie USB-Kabel; USB-Kabel, Batterien und Aufbewahrungstasche inklusive.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm, insbesondere bei Personen mit Bluthochdruck und diversen Arten von Herzrhythmusstörungen; die Manschette ist für Umfänge von 22-42 cm geeignet. Mit der Veroval® medi.connect Software können Daten schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Zugbügelmanschette 22-42 cm	925 301	12672555	21.28.01.2143	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Netzadapter

Netzadapter für Veroval Oberarmmessgerät

Charakteristik

Dieser Netzadapter kann mit dem Veroval Oberarmmessgerät verwendet werden und stellt eine Alternative zur Batterienutzung dar.

Anwendung

Mit der Anschlussbuchse im Blutdruckmessgerät verbinden und an die Steckdose anschließen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Netzadapter	925 391	12672609	1 Stück	60

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät



Für einfaches und schnelles Blutdruck messen am Handgelenk mit Arrhythmie-Erkennung

Charakteristik

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät für einfaches und schnelles Messen am Handgelenk; großes Display für leichtes Ablesen der Messwerte; Speicherfunktion für 2x100 Messwerte; Erkennung und Anzeige von Herzrhythmusstörungen; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; dank Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpumptechnologie mit individuellem Aufpumpdruck; mit optischer Positionskontrolle zur Bestimmung der richtigen Messposition auf Herzhöhe; Anschluss für USB-Kabel; USB-Kabel, Batterien sowie Aufbewahrungsbox inklusive.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Handgelenk, mit einem Umfang von 12,5 bis 21 cm, außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden. Die Blutdruckwerte können mit der Veroval® medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät	925 321	12672584	21.28.01.3063	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Waage

Optimale Körperanalyse und Gewichtsmessung

Charakteristik

Intelligente Personenwaage zur optimalen Gewichts- und Körperanalyse. Abnehmbares Display mit Funk-Verbindung und klappbarem Aufsteller; ermittelt und analysiert:

- Körpergewicht
- BMI
- Körperfettanteil
- Muskelanteil
- Knochenmasse
- Wasseranteil
- Kalorienbedarf
- Idealgewicht

Benutzerspeicher für 4 Personen; Daten kombinierbar mit allen Veroval® Diagnostik Geräten; einfaches Speichern der Daten mit der Veroval® medi.connect Software.



Anwendung

Nicht nur für Sportler und Fitness-anhänger: Eine Körperanalysewaage liefert wertvolle Informationen auch für Personen, die einfach nur Gewicht verlieren möchten.

Sowohl beim Wiegen als auch zur besseren Handhabung der Analysefunktion ist das Display abnehmbar. Alle Daten können mit der Veroval® medi.connect Software gespeichert, ausgewertet und z. B. auch mit den Blutdruckmesswerten verglichen werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Waage	925 371	12672621	1 Stück	3

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Aktivitätsarmband



Intelligentes Tracking zur gezielten Bewegungsanalyse

Charakteristik

Das intelligente Veroval® Armband zur gezielten Aktivitätsanalyse: Präzise Erfassung des Kalorienverbrauchs, der Aktivitätsdauer und der zurückgelegten Distanz; individuell wählbare Aktivitäten: Gehen und Laufen sowie Schwimmen und Radfahren (mit Stoppuhrfunktion und gekoppelter Kalorienanzeige); umfangreiche Schlafanalyse; wasserdicht bis 30 Meter; mit integrierter Pulsmessung am Handgelenk und Schrittzähler sowie Uhrzeitanzeige; USB-Bluetooth-Adapter inklusive.

Anwendung

Zur gezielten Bewegungs- und Aktivitätsanalyse; Armband wird am Handgelenk getragen und informiert über Daten zu Pulsfrequenz, Schritten, Distanz, Aktivitätszeit, Kalorienverbrauch sowie Schlaf, um zu einem aktiveren und gesünderem Lebensstil zu motivieren; Informationen sind kombinierbar mit allen Veroval® Diagnostik Geräten; Datenübertragung über Bluetooth auf Smartphone-App oder PC möglich; mit der Veroval® medi.connect Software können die Werte übersichtlich nachverfolgt und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Aktivitätsarmband	925 401	12898868	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® duo control

Das Premium-Blutdruckmessgerät mit einzigartiger Duo Sensor Technology, Erkennung von unregelmäßigen Herzschlägen und innovativer Manschette



Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Duo Sensor Technology, einer Kombination aus oszillometrischem und Korotkoff-Messverfahren mit besonders hoher Präzision sowie der Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpumptechnologie mit individuellem Aufpumpdruck; extra große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 2x60 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit für zwei Benutzer, plus Gastmodus; die Speicherfunktion

unterscheidet zudem Morgen- und Abendmesswerte; Erkennung und Anzeige von Herzrhythmusstörungen; Anschlussbuchse für Netzadapter sowie separat erhältliches USB-Kabel; austauschbare langlebige Batterien; innovative Manschette, die korrektes Anlegen unterstützt. Aufbewahrungsetui aus weichem Neopren-Material.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm, insbesondere bei Personen mit Bluthochdruck und diversen schwerwiegenden Arten von Herzrhythmusstörungen; die Auswahl der richtigen Manschettengröße, abhängig vom Oberarmumfang, muss erfolgen, um ein korrektes Messergebnis zu gewährleisten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungsinhalt	VE Pack.*
Tensoval® duo control, mit Zugbügelmanschette 22-32 cm	900 221	09243098	21.28.01.2098	1 Stück	4
Tensoval® duo control Large, mit Zugbügelmanschette 32-42 cm	900 231	09243106	21.28.01.2097	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® duo control Zubehör



Tensoval® cardio control online

USB-gestützte Web-Applikation für effiziente Blutdruckkontrolle; ermöglicht den Transfer persönlicher Blutdruckmesswerte vom Tensoval duo control Blutdruckmessgerät auf das Tensoval Online-Portal; bietet eine einfache Bedienung für Funktionen wie Blutdruckkontrolle, -Analyse und Ausdrucken der Messwerte; einfache Datenübertragung über USB; für alle üblichen Betriebssysteme; einfache und sichere Datenübertragung.



Zubehör für das Blutdruckmessgerät Tensoval® duo control

Charakteristik

Für das Oberarm-Messgerät Tensoval duo control sind Ersatzmanschetten mit Comfort Air Technology als Zubehör erhältlich. So ist auch bei mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Oberarmumfängen eine korrekte Blutdruckkontrolle sichergestellt. Um die richtige Manschettengröße zu ermitteln, wird an der stärksten Stelle des Oberarms der Umfang gemessen. Zwei Manschetten-Typen werden angeboten.

Als weiteres Zubehör steht mit Tensoval cardio control online eine USB-gestützte Web-Applikation für eine effiziente Blutdruckkontrolle zur Verfügung.

Tensoval® duo control Schalenmanschette

Besonders leicht anzulegen, da die vorgeformte und flexible Manschette einfach nur um den Oberarm gestülpt wird. Sie wird in einer Größe angeboten.

Tensoval® duo control Zugbügelmanschette

Weiche Flachmanschette, die durch ihren speziellen Zuschnitt für intuitiv richtiges Anlegen mittels des Zugbügels sorgt. Sie steht in drei Größen zur Verfügung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® duo control 22-32 cm Schalenmanschette	900 244	09299696	1 Stück	10
Tensoval® duo control Small 17-22 cm Zugbügelmanschette	900 241	09299650	1 Stück	10
Tensoval® duo control Medium 22-32 cm Zugbügelmanschette	900 242	09299667	1 Stück	10
Tensoval® duo control Large 32-42 cm Zugbügelmanschette	900 243	09299673	1 Stück	10
Tensoval® cardio control online, USB-Kit	900 291	10256255	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® Netzadapter

Netzadapter für Tensoval® duo control

Charakteristik

Dieser Netzadapter kann mit Tensoval duo control und Tensoval comfort verwendet werden und stellt eine Alternative zur Batterie-nutzung dar.

Anwendung

Mit der Anschlussbuchse im Blutdruckmessgerät verbinden und an die Steckdose anschließen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Tensoval® Netzadapter	900 152	01215145	1 Stück	60

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® comfort classic



Das Blutdruckmessgerät mit
Universalmanschette für die sichere
Messung am Oberarm

Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit oszillometrischem Messverfahren; extra große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 60 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit; Abschalt-automatik; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; mit Universalmanschette; inkl. Transporttasche.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm für einen Oberarmumfang von 22 bis 42 cm, was der gängigen Manschettengröße medium bis large entspricht; außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® comfort classic, mit Zugbügelmanschette 22-42 cm	900 251	10740086	21.28.01.2119	1 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® mobil classic

Das Handgelenk- Blutdruckmessgerät

Charakteristik

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit oszillometrischem Messverfahren; vorgeformte Handgelenkmanschette; große Digitalanzeige; Speicherefunktion für 2x30 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit für zwei Benutzer; Abschaltautomatik; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; mit Aufbewahrungsbox aus robustem Hartplastik.



Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Handgelenk, mit einem Umfang von 12,5 bis 21,5 cm, außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Tensoval® mobil classic	900 119	03297093	1 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® baby



Das Infrarot-Thermometer für berührungslose und lautlose Temperaturmessung

Charakteristik

Elektronisches, auf Infrarot-Technologie basierendes Thermometer zur berührungslosen Temperaturmessung an der Stirn, an Objekten sowie der Umgebungstemperatur in 3 Sekunden; geräuschlose Messung, ohne akustische Signale; extra große beleuchtete Digitalanzeige mit optischem Fieberalarm bei Stirnmessung; Messwert-Speicherung; Abschalt-automatik; bruchfestes Gehäuse; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; in praktischer stabiler Aufbewahrungsbox.

Anwendung

Zum berührungslosen Fiebermessen an der Stirn, zur Messung der Objekttemperatur von z. B. Baby-nahrung, Milchflaschen oder Badewasser sowie der Umgebungstemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® baby, mit Aufbewahrungsbox	925 091	11352529	1 Stück	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® duo scan

Das digitale Infrarot-Fieberthermometer mit zwei Messmethoden für Ohr- und Stirnmessung

Charakteristik

Elektronisches, auf Infrarot-Technologie basierendes Fieberthermometer mit zwei Messmethoden und extrem kurzer Messzeit: im Ohr 1 Sekunde oder mit Aufsatz an der Stirn 3 Sekunden; extra große beleuchtete Digitalanzeige; akustisches Signal bei Start und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichte und desinfektionsfähige Messspitze und bruchfestes Gehäuse; mit austauschbaren Langzeit-Batterien; in praktischer stabiler Aufbewahrungsbox, inkl. sechs Soft-Zellin Alkoholtupfer zum Reinigen der Messspitze.



Anwendung

Zur Ohr- und Stirnmessung der Körpertemperatur; für die ganze Familie, insbesondere zur Anwendung bei Kindern geeignet.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Thermoval duo scan, mit Aufbewahrungsbox	925 081	08804927	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® kids flex



Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit und flexibler Mess-Spitze

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit weicher, flexibler Mess-Spitze, besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® kids flex, in Plastikhülle, einzeln in Faltschachteln	925 051	10323170	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® kids



Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit in kinderfreundlichem Design

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® kids, in Plastikhülle, einzeln in Faltschachteln	925 041	10323158	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® rapid

Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschalt-automatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Thermoval® rapid, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 031	10323164	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® standard

Das digitale Fieberthermometer für sicheres Fiebermessen

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit gut ablesbarer, klarer Digitalanzeige; Messzeit ca. 60–90 Sekunden; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschalt-automatik; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Thermoval® standard, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 021	10713758	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Sicherheit und Selbstvertrauen trotz Inkontinenz.

Bei HARTMANN achten wir sowohl auf die psychischen als auch auf die physischen Auswirkungen von Harninkontinenz.

Wir wissen, dass das Problem über die rein körperlichen Symptome hinausgeht. Daher steht neben dem Schutz vor unwillkürlichem Urinverlust auch Diskretion, Unterstützung und Beratung im Sinne des Expertenstandards zur Förderung der Harnkontinenz in der Pflege im Vordergrund.







**Entdecken
Sie das neue
System!**

MoliCare®

Bester Auslaufschutz
und Gesunderhaltung
der Haut durch unseren
Technologievorsprung.

Wichtig für die Gesunderhaltung der Haut bei Inkontinenz.

- Schnelle und sichere Aufnahme von Urin
- Trockene Haut auch bei benutztem Produkt
- pH 5,5: hautneutrale Oberfläche zum Erhalt des Säureschutzmantels



Irritation durch Urin (pH 6,5 – 8,5):
Der pH-Wert der Haut kann steigen
und somit den Säureschutzmantel
zerstören.




Gesunde Haut hat einen pH-Wert
von 5,5!

MoliCare® unterstützt Sie hierbei optimal.



- MoliCare® Inkontinenzprodukte und
- MoliCare® Skin Hautpflegeserie bilden zusammen das Skintegrity® System.



Curly Fibre Technologie
im 3-lagigen Saugkörper



NutriSkin Protection
Complex®* im Hautschutz



* Eine von HARTMANN patentierte Zusammensetzung wertvoller Komponenten, die die Barrierefunktion der Haut erheblich und nachhaltig verstärken.

MoliMed® Premium



Die anatomisch geformte Einlage mit textilartiger Außenseite

Charakteristik

Einlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiße, textilartige und flüssigkeitsundurchlässige Außenseite, die aufgrund von Mikroporen atmungsaktiv ist; anatomische Passform mit weichen Schaumstoffbündchen im Schrittbereich bei mini, midi und maxi; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; hypoallergen, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche; geeignet auch als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als komfortable, auslaufsichere Einlage nach Entbindungen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Premium	ultra micro, 18x8 cm	168 131	02833856		28 Stück	8
			03542658		8x28 Stück	1
MoliMed® Premium, einzeln verpackt	micro light, 22x10 cm	168 132	03914574		14 Stück	12
			03542664		12x14 Stück	1
MoliMed® Premium, einzeln verpackt	micro, 27x10 cm	168 624	00424504		14 Stück	24
			03541400		24x14 Stück	1
MoliMed® Premium, einzeln verpackt	mini, 26x11 cm	168 634	09069507	15.25.30.5093	14 Stück	18
			03541417	15.25.30.5093	18x14 Stück	1
MoliMed® Premium	midi, 33x13 cm	168 644	09069513	15.25.30.5094	14 Stück	12
			03541423	15.25.30.5094	12x14 Stück	1
MoliMed® Premium	maxi, 43x16 cm	168 654	09069536	15.25.30.5095	14 Stück	12
			03541446	15.25.30.5095	12x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Comfort

Die anatomisch geformte Einlage bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche

Charakteristik

Einlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiße, flüssigkeits- und durchlässige Folien-Außenseite, anatomische Passform mit weichen Schaumstoffbündchen im Schritt-bereich; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; hypoallergen, dermatologisch getestet.



Anwendung

Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche; geeignet auch als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als komfortable, auslauf-sichere Einlage nach Entbindungen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Comfort	mini, 26x11 cm	168 100	03546604	15.25.30.5098	28 Stück	12
			03542807	15.25.30.5098	12x28 Stück	1
MoliMed® Comfort	midi, 33x13 cm	168 101	03546627	15.25.30.5099	28 Stück	6
			03542813	15.25.30.5099	6x28 Stück	1
MoliMed® Comfort	maxi, 43x16 cm	168 102	03546633	15.25.30.5100	28 Stück	6
			03542836	15.25.30.5100	6x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® for men



Die diskreten, anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen für Männer

Charakteristik

Einlagen für Männer; mit antibakterieller, pH-haut-neutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiche, textilarartige und flüssigkeitsundurchlässige Außenseite, die aufgrund der Mikroporen atmungsaktiv ist; spezieller Zuschnitt für die männliche Anatomie für sicheren Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; in zwei verschiedenen Ausführungen.

Anwendung

Für Männer mit leichter Blasenschwäche, z. B. infolge von Prostata-Operationen, als komfortabler, sicherer und diskreter Schutz für vorwiegend aktive und mobile Personen.

MoliMed® for men active

Körpergerechte Taschenform, die den Penis aufnimmt; ideal bei leichter Blasenschwäche für eine besonders diskrete Versorgung.



MoliMed® for men protect

Körpergerechte V-förmige Passform mit einem Innenbündchen-System, das den gesamten Urogenitalbereich umschließt und einen zuverlässigen Rundumschutz auch bei etwas stärkerer Blasenschwäche gewährleistet; der spezielle Saugkörper schließt auch größere Mengen Flüssigkeit schnell und sicher ein.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliMed® for men active	14,7x11,5 cm	168 600	02347340	15.25.30.5096	14 Stück	12
MoliMed® for men protect	34x18 cm	168 705	01998360	15.25.30.5097	14 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® plus D Saugkissen

Das universelle Saugkissen für die Inkontinenzpflege, auch für Katheterträger

Charakteristik

Rechteckige Saugeinlagen aus weichen Zellstoff-Flocken, mit vollflächiger Vliesabdeckung und undurchlässiger, rutschfester Außenfolie; nehmen Nässe schnell und vollständig auf; schützen Wäsche und Kleidung zuverlässig vor Verschmutzung; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.



Anwendung

Bei leichter Inkontinenz sowie bei leichtem Schmierstuhl und für Katheterträger; für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliNea® plus D Saugkissen	20x40 cm	160 890	2017743	50 Stück
	20x60 cm	160 892	2017766	50 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® pads

Die saugstarke Einlage in langer Streifenform

Charakteristik

Rechteckige Saugeinlagen aus hochsaugfähigen Zellstoff-Flocken und hautfreundlicher, seidenweicher Vliesumhüllung; besonders saugstark, weich und anschmiegsam; sichere Abdeckung des Genitalbereichs durch die lange Streifenform; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.



Anwendung

Bei leichter Inkontinenz sowie zur sicheren Abdeckung des gesamten Genital- und Analbereichs; insbesondere für bettlägerige Personen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliNea® pads	15x60 cm	160 860	0495728	28 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Form



Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage für aktiven Hautschutz

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen mit textilartiger Außenseite, antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; vollflächige Vliesabdeckung und nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässiger Auslaufschutz, schützen vor Rücknässung und sind besonders hautfreundlich; hypoallergen, dermatologisch getestet; diskret weiß mit Farbkennzeichnung der Saugstärke; mit elastischen MoliCare Fixpants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

MoliCare® Premium Form extra

Für mittlere Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Grün



MoliCare® Premium Form extra plus

Für schwere Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Blau



MoliCare® Premium Form super plus

Für schwerste Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Violett



MoliCare® Premium Form normal

Für leichte Inkontinenz, in einem kleineren Zuschnitt;
Farbkennzeichnung: Gelb



MoliCare® Premium Form normal plus

Für leichte Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Gelb



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Form normal	52,5x28 cm	168 119	12458336	15.25.30.0017	30 Stück	4
MoliCare® Premium Form normal plus	62x29,5 cm	168 019	12458359	15.25.30.1030	30 Stück	4
MoliCare® Premium Form extra	62x29,5 cm	168 219	12458371	15.25.30.1033	30 Stück	4
MoliCare® Premium Form extra plus	69x31 cm	168 319	12458402	15.25.30.2047	30 Stück	4
MoliCare® Premium Form super plus	69x31 cm	168 919	12458460	15.25.30.2105	30 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Form

Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; vollflächige Vliesabdeckung, undurchlässige, hellblaue Außenfolie, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässiger Auslaufschutz, schützen vor Rücknässung; mit Farbkennzeichnung der Saugstärke; mit elastischen MoliCare Fixpants Fixierhöschen einfach anzulegen.



Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

MoliCare® Form normal plus

Für leichte Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Gelb



MoliCare® Form extra

Für mittlere Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Grün



MoliCare® Form extra plus

Für schwere Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Blau



MoliCare® Form super plus

Für schwerste Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Violett



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Form normal plus	62x29,5 cm	168 175	12565546	15.25.30.1052	30 Stück	4
MoliCare® Form extra	62x29,5 cm	168 275	12565569	15.25.30.1051	30 Stück	4
MoliCare® Form extra plus	69x31 cm	168 375	12565581	15.25.30.2100	30 Stück	4
MoliCare® Form super plus	69x31 cm	168 575	12565606	15.25.30.2101	30 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Form extra plus MEN



Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage für Männer, mit textilähnlicher Außenseite

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen für Männer; speziell auf die männliche Anatomie zugeschnittenes großes Saugkissen, mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, nässeabweisende Innenbündchen und textilartige, flüssigkeitsundurchlässige, diskrete weiße Außenseite mit Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; bieten perfekten Schutz durch hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässigen Auslaufschutz und schützen vor Rücknässung; mit elastischen MoliCare Fixpants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Für Männer mit mittlerer bis schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; sowohl für bettlägerige als auch für mobile, aktive Personen geeignet; die einfache Handhabung ermöglicht auch bewegungseingeschränkten Männern eine problemlose Anwendung.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Form extra plus MEN ●●●●● 6○○○○	69x31 cm	168 819	12458508	15.25.30.2046	28 Stück	4
			12458514	15.25.30.2046	4x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Fixpants

Die hochelastischen und sicheren Fixierhöschen für Inkontinenzeinlagen und -vorlagen

Charakteristik

Elastische Fixierhöschen; leicht, weich und luftdurchlässig, mit dauerelastischen Querräden für guten Sitz; passen sich den Körperformen ausgezeichnet an, ohne einzuengen; dauerhafte Größenkennzeichnung durch Farbstreifen; waschbar bis 60 °C; in verschiedenen Qualitäten erhältlich.

Anwendung

Zur sicheren und hygienischen Fixierung von Inkontinenzeinlagen und -vorlagen aller Art, für bettlägerige und mobile Personen gleichermaßen gut geeignet.



MoliCare® Premium Fixpants

Unterwäscheähnliches Fixierhöschen aus besonders dichtem, engmaschigem und weichem Material; ohne Seitennähte, mit verlängertem Beinansatz und weichem, breitem Hüftbündchen; mit dauerhafter Farbkennzeichnung der Größe und Pflegeanleitung im Innenbund; trocknergeeignet.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 45 – 80 cm Gr. S
- 60 – 100 cm Gr. M
- 80 – 120 cm Gr. L
- 100 – 160 cm Gr. XL
- 140 – 180 cm Gr. XXL
- 160 – 200 cm Gr. XXXL



MoliCare® Fixpants

Netzhöschen aus weitmaschigem Material.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 60 – 100 cm Gr. M
- 80 – 120 cm Gr. L
- 100 – 160 cm Gr. XL

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Fixpants	S (gelb)	947 795	12543869	15.25.02.0085	5 Stück	1
	M (blau)	947 796	12543875	15.25.02.0085	5 Stück	1
	L (braun)	947 797	12543881	15.25.02.1092	5 Stück	1
	XL (grün)	947 798	12543898	15.25.02.1092	5 Stück	1
	XXL (grau)	947 799	12543906	15.25.02.1092	5 Stück	1
	XXXL (orange)	947 815	12543912	15.25.02.1116	5 Stück	1
MoliCare® Fixpants	M (blau)	947 745	12543800	15.25.02.0120	100 Stück	1
	L (braun)	947 748	12565670	15.25.02.1139	3 Stück	1
		947 746	12543817	15.25.02.1139	100 Stück	1
	XL (grün)	947 750	12565687	15.25.02.1140	3 Stück	1
		947 747	12543846	15.25.02.1140	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Elastic



Der anwenderfreundliche Inkontinenzslip mit dehnbaren, elastischen Seitenteilen

Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, mit antibakterieller, pH-hautneutraler quick-dry Verteiler-auflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiven Vliesseiten-teilen im Hüftbereich und zwei breiten wiederver-schließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Premium Elastic bestmöglichen Rundumschutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Premium Elastic ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung, unterstützt die Gesunderhaltung der Haut und bietet angenehmen Tragekomfort. Die dehnbaren Seitenteile und breiten Klett-Klebe-verschlüsse machen die MoliCare Premium Elastic äußerst anwenderfreundlich.

Anwendung

MoliCare Premium Elastic eignet sich besonders für Fälle der mittleren bis schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürf-tige und unruhige Personen, wie auch für eine sichere Nachtversorgung. MoliCare Premium Elastic verleiht auch mobilen Personen größtmögliche Sicherheit. Die einfache Handhabung spart Zeit und ist besonders ergonomisch.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 50– 90 cm Gr. S
- 80–120 cm Gr. M
- 110–150 cm Gr. L
- 140–175 cm Gr. XL

MoliCare® Premium Elastic 6 Tropfen

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.



MoliCare® Premium Elastic 8 Tropfen

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.



MoliCare® Premium Elastic 9 Tropfen

Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie bei hochgradig pflegebedürftigen und unruhigen Personen; besonders geeignet für schwallartige Miktionen.



MoliCare® Premium Elastic

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Elastic 6 Tropfen 	S	165 271	11376530	15.25.31.3010	30 Stück	3
			11376542	15.25.31.3010	3x30 Stück	1
	M	165 272	11376553	15.25.31.4011	30 Stück	3
			11376582	15.25.31.4011	3x30 Stück	1
	L	165 273	11376599	15.25.31.8035	30 Stück	3
			11376607	15.25.31.8035	3x30 Stück	1
	XL	165 274	11376636	15.25.31.8269	14 Stück	4
			11376642	15.25.31.8269	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 8 Tropfen 	S	165 471	11376731	15.25.31.3011	30 Stück	3
			11376748	15.25.31.3011	3x30 Stück	1
	M	165 472	11376754	15.25.31.7014	26 Stück	3
			11376760	15.25.31.7014	3x26 Stück	1
	L	165 473	11376777	15.25.31.8036	24 Stück	3
			11376783	15.25.31.8036	3x24 Stück	1
	XL	165 474	11376808	15.25.31.8270	14 Stück	4
			11376814	15.25.31.8270	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 9 Tropfen 	S	165 571	11376820	15.25.31.6004	30 Stück	3
			11376837	15.25.31.6004	3x30 Stück	1
	M	165 572	11376843	15.25.31.7015	26 Stück	3
			11376872	15.25.31.7015	3x26 Stück	1
	L	165 573	11376889	15.25.31.8037	24 Stück	3
			11376895	15.25.31.8037	3x24 Stück	1
	XL	165 574	11376926	15.25.31.8271	14 Stück	4
			11376932	15.25.31.8271	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen



MoliCare® Premium Slip



Der hautfreundliche Inkontinenzslip mit textilartiger Außenseite

Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, mit antibakterieller, pH-hautneutraler quick-dry Verteiler- auflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Premium Slip bestmöglichen Rundum- Schutz, eine sehr hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Premium Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung, unterstützt die Gesund- erhaltung der Haut und bietet angenehmen Trage- komfort.

MoliCare® Premium Slip extra plus

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.




MoliCare® Premium Slip super plus

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.



Anwendung

Die Tröpfchen-Kennzeichnung der Saugstärke und die Größenvielfalt ermöglichen eine individuelle Auswahl für Fälle der mittleren bis schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige und unruhige Personen; für eine gesunde Haut, trotz Inkontinenz.



MoliCare® Premium Slip

MoliCare® Premium Slip maxi

Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie bei hochgradig pflegebedürftigen und unruhigen Personen; besonders geeignet für schwallartige Miktionen.



MoliCare® Premium Slip maxi plus

Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie bei hochgradig pflegebedürftigen und unruhigen Personen; besonders geeignet für schwallartige Miktionen; gewährleistet eine sichere Nachtversorgung.



Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

40– 60 cm Gr. XS
60– 90 cm Gr. S
90– 120 cm Gr. M
120– 150 cm Gr. L
150– 175 cm Gr. XL

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Slip extra plus 	XS	169 248	11345860	15.25.31.0001	30 Stück	4
			11345877	15.25.31.0001	4x30 Stück	1
	S	169 448	11345883	15.25.31.0002	30 Stück	3
			11345908	15.25.31.0002	3x30 Stück	1
	M	169 648	11345914	15.25.31.4003	30 Stück	3
			11345920	15.25.31.4003	3x30 Stück	1
	L	169 848	11345937	15.25.31.8006	30 Stück	3
			11345943	15.25.31.8006	3x30 Stück	1
	XL	169 948	11345966	15.25.31.8007	14 Stück	4
			11345972	15.25.31.8007	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Slip super plus 	S	169 450	11346055	15.25.31.3002	30 Stück	3
			11346061	15.25.31.3002	3x30 Stück	1
	M	169 650	11346078	15.25.31.7002	30 Stück	3
			11346084	15.25.31.7002	3x30 Stück	1
	L	169 850	11346090	15.25.31.8008	30 Stück	3
			11346109	15.25.31.8008	3x30 Stück	1
	XL	169 950	11346115	15.25.31.8009	14 Stück	4
			11346121	15.25.31.8009	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Slip maxi 	S	169 185	11346138	15.25.31.3003	14 Stück	4
			11346144	15.25.31.3003	4x14 Stück	1
	M	169 285	11346150	15.25.31.7003	14 Stück	4
			11346167	15.25.31.7003	4x14 Stück	1
	L	169 385	11346196	15.25.31.8011	14 Stück	4
			11346204	15.25.31.8011	4x14 Stück	1
	XL	169 485	11367100	15.25.31.8012	14 Stück	4
			11367117	15.25.31.8012	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Slip maxi plus 	S	169 457	11346233	15.25.31.6006	14 Stück	4
			11346256	15.25.31.6006	4x14 Stück	1
	M	169 657	11346262	15.25.31.7004	14 Stück	4
			11346279	15.25.31.7004	4x14 Stück	1
	L	169 857	11346285	15.25.31.8014	14 Stück	4
			11346291	15.25.31.8014	4x14 Stück	1
	XL	169 957	11346316	15.25.31.8015	14 Stück	4
			11346322	15.25.31.8015	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Slip



MoliCare® Slip extra

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.



MoliCare® Slip super

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.



Der Inkontinenzslip mit atmungsaktivem Vlies im Hüftbereich

Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip bestmöglichen Rundum-Schutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.

Anwendung

MoliCare Slip eignet sich besonders für Fälle der mittleren bis schweren Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 40– 60 cm Gr. XS
- 60– 90 cm Gr. S
- 90– 120 cm Gr. M
- 120– 150 cm Gr. L
- 150– 175 cm Gr. XL

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Slip extra 	XS	165 130	11351553	15.25.31.0036	30 Stück	4
			11351576	15.25.31.0036	4x30 Stück	1
	S	165 131	11351582	15.25.31.0003	30 Stück	3
			11351599	15.25.31.0003	3x30 Stück	1
	M	165 132	11351607	15.25.31.4004	30 Stück	3
			11351613	15.25.31.4004	3x30 Stück	1
	L	165 133	11351636	15.25.31.5002	30 Stück	3
			11351642	15.25.31.5002	3x30 Stück	1
	XL	165 134	11351659	15.25.31.8001	14 Stück	4
			11351671	15.25.31.8001	4x14 Stück	1
MoliCare® Slip super 	S	165 331	11351814	15.25.31.0004	30 Stück	3
			11351820	15.25.31.0004	3x30 Stück	1
	M	165 332	11351837	15.25.31.4005	30 Stück	3
			11351843	15.25.31.4005	3x30 Stück	1
	L	165 333	11351866	15.25.31.8002	30 Stück	3
			11351872	15.25.31.8002	3x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Slip maxi

Der Inkontinenzslip
mit blauer elastischer
Außenfolie

Charakteristik

MoliCare Slip maxi ist ein moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, Wäscheschutzfolie, Nässeindikator und Wäscheschutzfolie im Hüftbereich; die Klebeverschlüsse können zweimal verwendet werden. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip maxi bestmöglichen Rundum-Schutz, eine sehr hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip maxi ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.



Anwendung

Aufgrund ihrer sehr hohen Saugkraft eignet sich MoliCare Slip maxi besonders für Fälle der schweren und schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige Personen, wie auch für eine sichere Nachtversorgung. MoliCare Slip maxi verleiht auch mobilen Personen größtmögliche Sicherheit.



Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

60– 90 cm Gr. S

90– 120 cm Gr. M

120– 150 cm Gr. L

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Slip maxi 	S	165 531	11351961	15.25.31.3001	14 Stück	4
			11351978	15.25.31.3001	4x14 Stück	1
	M	165 532	11351984	15.25.31.7001	14 Stück	4
			11351990	15.25.31.7001	4x14 Stück	1
	L	165 533	11352009	15.25.31.8004	14 Stück	4
			11352015	15.25.31.8004	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Premium pants active



Der diskrete Slip für leichte Blasen-schwäche

Charakteristik

Leichte, unauffällige Slips, die wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen sind; mit anti-bakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss und flüssigkeitsundurchlässige, textile Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rück-nässung; besonders weich und luftdurchlässig für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei leichter Blasenschwäche, insbesondere für aktive Personen; als sichere Alternative zu Inkontinenz-einlagen und -vorlagen, um Verrutschen vollkommen auszuschließen.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 75 – 100 cm Gr. M
- 100 – 125 cm Gr. L



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Premium pants active	M	168 661	00074872	15.25.30.5101	12 Stück	4
	L	168 662	00075452	15.25.30.5102	10 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Premium pants for men

Der Slip für Männer,
so komfortabel wie
normale Unterwäsche

Charakteristik

Leichte, unauffällige Slips für Männer; wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen; mit großem Saugkissen, antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; mit nässeabweisenden Innenbündchen, elastischem Beinabschluss und textilartiger, flüssigkeits- und durchlässiger Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders weich und luftdurchlässig für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.



Anwendung

Für Männer mit leichter Blasen-schwäche als komfortabler und sicherer Schutz, auch bei sportlichen Aktivitäten.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

80–120 cm Gr. M

100–150 cm Gr. L

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Premium pants for men	M	915 612	08746609	15.25.31.1014	14 Stück	4
			08746638	15.25.31.1014	4x14 Stück	1
	L	915 613	08746779	15.25.31.2016	14 Stück	4
			08746785	15.25.31.2016	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Mobile



Der Inkontinenzslip mit dem textilen Tragekomfort

Charakteristik

Inkontinenzslips, die wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen sind; mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss und flüssigkeitsundurchlässige, textilarartige Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders weich und atmungsaktiv für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz für mobile Personen; durch einfache Handhabung besonders geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining; bietet aber auch durch den rundum sicheren Sitz bei der Versorgung unruhiger oder dementer Personen größtmögliche Sicherheit.

MoliCare® Premium Mobile 6 Tropfen

Bei schwerer Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare® Premium Mobile 8 Tropfen

Die hohe Speicherkapazität gewährleistet eine sichere Nachtversorgung und eignet sich bei schwerster Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare® Premium Mobile 10 Tropfen

Für schwerste Harn- oder Stuhlinkontinenz und als sichere Nachtversorgung dank besonders hoher Speicherkapazität.



MoliCare® Premium Mobile 5 Tropfen

Mit dünnerem und schmalerem Saugkörper für eine diskrete Versorgung bei mittlerer Harn- oder Stuhlinkontinenz.



Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

45– 70 cm	Gr. XS
60– 90 cm	Gr. S
80– 120 cm	Gr. M
100– 150 cm	Gr. L
130– 170 cm	Gr. XL



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Mobile 5 Tropfen 	S	915 861	13476796	15.25.30.5106	14 Stück	4
	M	915 852	13476804	15.25.30.5103	14 Stück	4
	L	915 853	13476810	15.25.30.5104	14 Stück	4
	XL	915 854	13476827	15.25.30.5105	14 Stück	4
MoliCare® Premium Mobile 6 Tropfen 	XS	915 840	13476833	15.25.31.0032	14 Stück	4
	S	915 831	13476856	15.25.31.0038	14 Stück	4
	M	915 832	13476862	15.25.31.4055	14 Stück	4
	L	915 833	13476879	15.25.31.5062	14 Stück	4
	XL	915 834	13476891	15.25.31.8190	14 Stück	4
MoliCare® Premium Mobile 8 Tropfen 	S	915 871	13476916	15.25.31.3053	14 Stück	4
	M	915 872	13476945	15.25.31.7072	14 Stück	4
	L	915 873	13476951	15.25.31.8191	14 Stück	4
	XL	915 874	13476968	15.25.31.8192	14 Stück	4
MoliCare® Premium Mobile 10 Tropfen 	M	915 878	13476974	15.25.31.7120	14 Stück	4
	L	915 879	13476980	15.25.31.8272	14 Stück	4
	XL	915 880	13476997	15.25.31.8273	14 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® Krankenunterlagen

Die saugstarken
Krankenunterlagen
mit den weichen
Zellstoff-Flocken

Charakteristik

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken; vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies; undurchlässige Außenfolie; schrankfertig vorgefaltet; in verschiedenen Qualitäten für einen wirtschaftlichen, bedarfsgerechten Einsatz.

Anwendung

Als direkte Inkontinenzunterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.



MoliNea® normal

Mittelschwere Qualität in einer leichteren Ausführung.



MoliNea® super

Schwere Qualität.



MoliNea® plus

Mittelschwere Qualität.



MoliNea® plus D

Schwere Qualität, besonders saugstark.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliNea® normal, grün, leichte Qualität	40x60 cm	161 220	01846495	19.40.05.3081	30 Stück	6
	60x60 cm	161 320	01846503	19.40.05.4076	30 Stück	4
	60x90 cm	161 520	01846590	19.40.05.5106	30 Stück	4
	60x90 cm	161 820	07067987	19.40.05.5106	25 Stück	4
MoliNea® plus, grün, mittlere Qualität	40x60 cm	161 100	01710904	19.40.05.3082	150 Stück	1
	60x60 cm	161 300	03959163	19.40.05.4075	100 Stück	1
	60x90 cm	161 600	01710927	19.40.05.5102	100 Stück	1
MoliNea® super, blau, schwere Qualität	40x60 cm	163 100	01846029	19.40.05.3080	100 Stück	1
	60x60 cm	163 300	01846058	19.40.05.4077	100 Stück	1
	60x90 cm	161 194	01846294	19.40.05.5105	25 Stück	4
MoliNea® plus D, blau, extra schwere Qualität	60x90 cm	163 600	01710979	19.40.05.5103	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® Krankenunterlagen



Die bewährten Krankenunterlagen aus Zellstoff-Lagen für einen wirtschaftlichen Einsatz

Charakteristik

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus Zellstoff-Lagen; vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies auch über die Folienränder; undurchlässige Außenfolie; in verschiedenen Qualitäten für einen wirtschaftlichen, bedarfsgerechten Einsatz.

Anwendung

Als direkte Inkontinenzunterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.

MoliNea® E

Extra leichte Qualität, 6 Lagen.



MoliNea® L

Leichte Qualität, 8 Lagen.

MoliNea® S

Mittelschwere Qualität, 12 Lagen.



MoliNea® N

Schwere Qualität, 20 Lagen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliNea® E, 6 Lagen, gelb, extra leichte Qualität	40x60 cm	159 930	00366787		300 Stück	1
	60x60 cm	159 936	00366793		100 Stück	1
MoliNea® L, 8 Lagen, gelb, leichte Qualität	40x60 cm	159 940	00366824		250 Stück	1
	60x60 cm	159 926	00366801		100 Stück	1
	60x90 cm	159 933	00366818		100 Stück	1
MoliNea® S, 12 Lagen, grün, mittelschwere Qualität	40x60 cm	159 971	00366847	19.40.05.3063	100 Stück	1
	60x60 cm	159 916	00366830	19.40.05.4058	100 Stück	1
	60x90 cm	159 973	00366853	19.40.05.5069	50 Stück	1
MoliNea® N, 20 Lagen, blau, schwere Qualität	40x60 cm	155 871	00366876	19.40.05.3064	10 Stück	10
	40x60 cm	155 901	00366899	19.40.05.3064	100 Stück	1
	60x90 cm	155 873	00366882	19.40.05.5070	5 Stück	8
	60x90 cm	155 903	00366907	19.40.05.5070	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Molinea® textile

Die hochwertige
wiederverwendbare
Krankenunterlage

Charakteristik

Wiederverwendbare, waschbare Bettschutzeinlagen; Saugschicht aus weichem Vlies mit extrem hohem Absorptionsvermögen; die weiche, hautfreundliche Oberfläche leitet Nässe vollständig in das Saugvlies und wird dort zuverlässig gebunden; innen liegende, wasserdichte Beschichtung; rutschfest durch aufgeraute Rückseite; formstabil durch rundum fest genähte Ränder; waschbar und trocknergeeignet; sehr hohe Nutzungsdauer; in verschiedenen Aufmachungen für einen wirtschaftlichen, bedarfsgerechten Einsatz.

Anwendung

Als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.



MoliNea® textile

Sehr hohe Nutzungsdauer, auch mit Untersteckstreifen erhältlich; mit hellgrüner Liegefläche.



MoliNea® textile classic

In einer leichteren Ausführung; mit weißer Liegefläche.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliNea® textile	75x85 cm	155 801	02147954	19.40.05.1025	10 Stück	3
	85x90 cm	155 802	02152955	19.40.05.2045	10 Stück	3
	85x90 cm	155 807	03543310	19.40.05.2045	1 Stück	25
MoliNea® textile, mit 2x50 cm Untersteck-Streifen	75x85 cm	155 805	02152961	19.40.05.1026	10 Stück	3
MoliNea® textile Classic	75x85 cm	155 804	04222559	19.40.05.1027	1 Stück	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Clean



Vala®Clean extra

Einmal-Tücher aus reißfestem, geprägtem Spezial-Tissue; 30x33 cm.



Vala®Clean eco

Einmal-Tücher aus saugfähigem, recyceltem Tissue; besonders zur Reinigung bei Inkontinenz geeignet; 35x40 cm.



Vala®Clean roll

Einmal-Handtücher aus hochsaugfähigem Spezialtissue, in praktischer Rollenform, einzeln perforiert und leicht abzureißen; Rollen zu 175 Stück; 22x30 cm; für eine praktische Entnahme steht die ValaClean box zur Verfügung.



Vala®Clean box

Entnahmebehälter für Einmal-Handtücher in Rollenform, für Faltpapiere bis ca. 250 Blatt oder auch Zick-Zack-Lagen; aus weißem, stabilem Kunststoff mit transparenter Füllstandskontrolle; zur Wandmontage.



Die Alternative zu textilen Waschhandschuhen

Charakteristik

Einmal-Waschhandschuhe und -Tücher in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten; weich und saugfähig, auch in nassem Zustand formstabil und abriebfest.

Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.

Vala®Clean basic

Einmal-Waschhandschuhe aus strapazierfähigem, weichem Vliesstoff.

Vala®Clean soft

Einmal-Waschhandschuhe aus hochflauschigem, reißfestem Vliesstoff; besonders weich und saugfähig, nach Ökotex Standard 100, Klasse 1 zertifiziert und dermatologisch getestet.

Vala®Clean film

Einmal-Waschhandschuhe mit weich geprägter Oberseite aus Spezial-Tissue und plastifizierter Innenseite; besonders geeignet bei der Pflege inkontinenter Patienten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Vala®Clean basic, Einmal-Wasch- handschuhe		992 245	03127623	50 Stück	40
Vala®Clean soft, Einmal-Wasch- handschuhe		992 269	06865037	15 Stück	32
		992 242	03326328	50 Stück	20
Vala®Clean film, Einmal-Wasch- handschuhe		992 243	03127646	50 Stück	28
Vala®Clean extra, Einmal-Tücher	30x33 cm	992 234	03757229	50 Stück	12
Vala®Clean eco, Einmal-Tücher	35x40 cm	992 341	03128002	30 Stück	20
Vala®Clean roll, Einmal-Handtücher, Rollen zu 175 Stück	22x30 cm	992 251	03127882	1 Rolle	18
Vala®Clean box, Entnahmebehälter für Einmal- Handtücher	leer	996 858	03542894	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Fit

Die Einmal-Lätzchen und -Servietten für zuverlässigen Wäscheschutz

Charakteristik

Einmal-Schutzlätzchen und -Servietten aus gut saugendem Tissue; die Lätzchen verfügen außerdem über eine undurchlässige Folie und funktionelle Auffangtasche für Flüssigkeiten oder Speisereste sowie einen runden Halsausschnitt und sind bequem, weich und geschmeidig.

Anwendung

Als Wäscheschutz bei der Essenaufnahme, z. B. auf Kinderstationen, in der Intensiv- und Altenpflege, aber auch als Wäscheschutz in HNO-Abteilungen, Zahn- und Nervenkliniken.



Vala®Fit band

Einmal-Schutzlätzchen mit verstärkten Bändern zum Zusammenbinden im Nacken; in zwei Ausführungen erhältlich: 2-lagig aus Tissue mit Folienunterseite und 3-lagig aus beidseitigem Tissue mit Folienzwischenschicht, wodurch das Lätzchen zusätzlich als Serviette zur nachträglichen Reinigung von Mund und Händen verwendbar ist.



Vala®Fit tape

Einmal-Schutzlätzchen mit selbsthaftender Klebleiste zur einfachen und schnellen Befestigung an der Kleidung, leicht und rückstandsfrei wieder ablösbar; 2-lagig aus Tissue mit Folienunterseite, 38x65 cm.



Vala®Fit eco

Einmal-Servietten aus saugfähigem, recyceltem Tissue; 3-lagig, 36x36 cm.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Vala®Fit band Schutzlätzchen	2-lagig, 38x50 cm	992 272	00850626	150 Stück	6
	3-lagig, 38x70 cm	992 252	03128367	100 Stück	6
Vala®Fit tape Schutzlätzchen	2-lagig, 38x65 cm	992 253	03128433	100 Stück	6
Vala®Fit eco Servietten	3-lagig, 36x36 cm	992 340	03128539	50 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Comfort



Vala®Comfort multi

Mehrwecktücher aus strapazierfähigem, bedrucktem Vliesstoff, gut saugfähig und reißfest, 34x38 cm, lila-weiß; besonders geeignet als Wischtuch bei Reinigungsarbeiten.



Vala®Comfort apron

Einwegschürzen aus undurchlässiger Polyethylenfolie mit integriertem Halsausschnitt; mit Bändern im Rücken zu verschließen; 75 cm breit, für eine wirtschaftliche Anwendung zum Schutz vor Schmutz und Nässe.



Die komfortablen Einmal-Produkte für einen professionellen Einsatz

Charakteristik

ValaComfort umfasst Produkte wie Einziehdecken und -kissen, Schürzen sowie Tücher für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke für einen zeitsparenden und wirtschaftlichen Einsatz.

Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.

Vala®Comfort blanket

Einziehdecken aus bauchelastischem Polyestervlies; strapazierfähig, sehr leicht, flauschig und anschmiegsam; feuchtigkeits- und luftdurchlässig, mit temperaturausgleichender Wirkung; 135x195 cm.



Vala®Comfort pillow

Kopf- und Stützkissen aus bauchelastischem Polyestervlies mit einem Überzug aus weichem, textilem Vliesstoff; sehr formstabil, mit guter Stützkraft, auch zum Hochlagern von Körperteilen geeignet; 40x50 cm.



Vala®Comfort net

Mehrwecktücher aus netzartigem, textilem Vliesstoff, besonders weich und saugfähig, auch in nassem Zustand reiß- und abriebfest, 35x38 cm; besonders geeignet als Reinigungs- und Polierruch.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Vala®Comfort blanket, Einziehdecke	135x195 cm	992 332	03154519	1 Stück	12
Vala®Comfort pillow, Kopf- und Stützkissen	40x50 cm	992 333	03154554	4 Stück	5
Vala®Comfort net, Mehrwecktücher	35x38 cm	992 330	03154614	100 Stück	12
Vala®Comfort multi, Mehrwecktücher	34x38 cm	992 335	03154608	50 Stück	24
Vala®Comfort apron, Einmal-Schürzen	140 cm lang	992 337	09042069	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Protect

Die Einmal-Schutzlaken zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos

Charakteristik

Einmal-Schutzlaken und -unterlagen aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger Folienunterseite; strapazierfähig, weich und geschmeidig.

Anwendung

Zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen, bei der Blutentnahme usw.



Vala®Protect basic

Einmal-Schutzlaken für eine bedarfsgerechte Abdeckung von z. B. Liegen oder Tragen sowie kleine Schutzunterlagen, z. B. als Kopfunterlage oder auch als Serviette bei Mundspülungen.



Vala®Protect special

Fadenverstärkte Einmal-Schutzlaken aus besonders saugfähigem Tissue, außerordentlich reißfest und strapazierfähig, mit Flüssigkeitssperre an den Längskanten, um seitliches Auslaufen zu verhindern; für eine sichere Abdeckung bei erhöhten Anforderungen.



Vala®Protect special eco

Fadenverstärkte Einmal-Schutzlaken aus 100 % Recycling-Tissue, besonders saugfähig, außerordentlich reißfest und strapazierfähig, mit Flüssigkeitssperre an den Längskanten, um seitliches Auslaufen zu verhindern; für eine sichere Abdeckung bei erhöhten Anforderungen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Vala®Protect basic, Einmal-Schutzunterlagen	38x38 cm	992 226	03128019	250 Stück	8
Vala®Protect basic, Einmal-Schutzlaken	80x140 cm	992 227	03128025	100 Stück	1
	80x175 cm	992 228	03128189	100 Stück	1
	80x175 cm	992 221	03128195	25 Stück	4
	80x210 cm	992 229	03128203	100 Stück	1
Vala®Protect special, Einmal-Schutzlaken, fadenverstärkt	80x175 cm	992 238	03128315	100 Stück	1
	80x210 cm	992 239	03128321	100 Stück	1
Vala®Protect special eco, Einmal-Schutzlaken aus recyceltem Tissue, fadenverstärkt	80x175 cm	992 258	03128344	100 Stück	1
	80x210 cm	992 259	03128350	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-fresh



Das Raumspray mit Langzeitwirkung

Charakteristik

Hochwirksames Raumspray mit leichter, frischer Parfümierung und Langzeitwirkung; durch den Wirbelsprühkopf ist eine feine Verteilung des Sprühnebels gewährleistet; mit umweltfreundlichem Treibgas.

Anwendung

Zur nachhaltigen Verbesserung der Raumluft auf Stationen, in Aufenthalts- und Warteräumen, in Toiletten, aber auch im häuslichen Pflegebereich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-fresh 400 ml	995 705	02101515	1 Dose	12

* Versand-Einheiten in Packungen

SicSac®



Der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit

Charakteristik

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhängen des Beutels für einen sicheren Verschluss; Aufnahmekapazität ca. 1 Liter; zur Entnahme steht ein praktischer Spender zur Verfügung.

Anwendung

Als sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten.



SicSac® Spender

Entnahmebehälter für SicSac Spuckbeutel, aus weiß lackiertem Metall, zur Wandmontage; im platzsparenden Format 13x47 cm.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
SicSac®, Spuckbeutel Ø 11 cm	999 586	00805560	50 Stück	6
SicSac® Spender leer, 13x47 cm	999 587	01260878	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® powderfree

Der puderfreie Untersuchungshandschuh aus Latex

Charakteristik

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.



Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und hohes Tastempfinden und guter Sitz erforderlich sind.



Ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Medizinprodukt nach EN 455.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungsinhalt	VE Pack.*
Peha-soft® powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 159	03676057	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Small	942 160	07126879	19.99.01.0011	100 Stück	10
	Medium	942 161	07126885	19.99.01.0011	100 Stück	10
	Large	942 162	07126891	19.99.01.0011	100 Stück	10
	X-Large	942 163	03676063	19.99.01.0011	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile guard powderfree



Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk mit der langen Stulpe

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; mit extra langer Stulpe für optimalen Schutz; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



PSA Kat. III
EN 374



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile guard powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 200	03539159	100 Stück	10
	Small	942 201	03539171	100 Stück	10
	Medium	942 202	03539188	100 Stück	10
	Large	942 203	03539194	100 Stück	10
	X-Large	942 204	03539202	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile sterile powderfree

Der sterile, latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk



Charakteristik

Latexfreie, sterile Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; paarweise verpackt.

Anwendung

Die Sterilaufmachung wird insbesondere beim Verbandwechsel, bei Katheterisierungen, Intubationen usw. eingesetzt. Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überemp-

findlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

**PSA Kat. III
EN 374**

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile sterile powderfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Small	942 211	09213772	50 Paar	4
	Medium	942 212	09213789	50 Paar	4
	Large	942 213	09213795	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile fino powderfree



Der latexfreie, samtig weiche Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lila gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



PSA Kat. III
EN 374



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile fino powderfree, unsteril, in Faltschachteln	Small	942 220	11309189	10 Stück	20
	Medium	942 221	11309195	10 Stück	20
	Large	942 222	11309203	10 Stück	20
Peha-soft® nitrile fino powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 195	03539343	150 Stück	10
	Small	942 196	03539455	150 Stück	10
	Medium	942 197	03539509	150 Stück	10
	Large	942 198	03539722	150 Stück	10
	X-Large	942 199	03539774	150 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile white powderfree

Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus weißem, synthetischem Nitril-
kautschuk



Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Grifffigkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie).

Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



**PSA Kat. III
EN 374**

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile white powderfree, unsteril, in Spenderkartons	Small	942 216	09339013	100 Stück	10
	Medium	942 217	09339036	100 Stück	10
	Large	942 218	09339042	100 Stück	10
Peha-soft® nitrile white powderfree, Großpackungen; unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 205	09213714	200 Stück	10
	Small	942 206	09213720	200 Stück	10
	Medium	942 207	09213737	200 Stück	10
	Large	942 208	09213743	200 Stück	10
	X-Large	942 209	09213766	180 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile powderfree



Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



**PSA Kat. III
EN 374**



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 189	03538042	100 Stück	10
	Small	942 190	03538059	100 Stück	10
	Medium	942 191	03538065	100 Stück	10
	Large	942 192	03538071	100 Stück	10
	X-Large	942 193	03538088	90 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® syntex powderfree

Der puder- und latexfreie Untersuchungs-
handschuh aus
besonders elastischem
Vinyl



Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs-
handschuhe aus weichem
Stretchvinyl, puderfrei; durch
Polymer-Innenbeschichtung leicht
anzuziehen; elastisch und reißfest;
hervorragende Passform und
ausgezeichnetes Tastempfinden;
links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer
Handschuh zum einmaligen
Gebrauch in allen Bereichen, in
denen das Personal durch Kontami-
nation gefährdet ist. Insbesondere
geeignet für Personen, die auf
Handschuhpuder überempfindlich
reagieren oder mit Allergien gegen
Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder
Beschleunigern (Typ-IV-Allergie).
Medizinprodukt nach EN 455.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® syntex powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 164	03887972	100 Stück	10
	Small	942 165	03887989	100 Stück	10
	Medium	942 166	03888291	100 Stück	10
	Large	942 167	03890201	100 Stück	10
	X-Large	942 168	03890922	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® vinyl powderfree



Der puder- und latexfreie Untersuchungshandschuh aus Vinyl

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Vinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; reißfest, gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® vinyl powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 169	06682414	100 Stück	10
	Small	942 170	08909477	100 Stück	10
	Medium	942 171	08909483	100 Stück	10
	Large	942 172	08909508	100 Stück	10
	X-Large	942 173	06682420	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-fol®

Der wirtschaftliche
Folienhandschuh für
unhygienische Arbeiten

Charakteristik

Einmal-Handschuhe aus dünner
und weicher Polyethylenfolie,
strapazierfähig und reißfest durch
fest und glatt verschweißte Ränder;
links und rechts zu tragen; in
Damen- und Herrengröße.

Anwendung

Für einen wirtschaftlichen Einsatz
bei einfachsten Tätigkeiten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-fol®, in Folienbeuteln	Nr. 1, Damen	999 532	03513993	10 Stück	200
	Nr. 1, Damen	999 522	03514372	100 Stück	20
	Nr. 2, Herren	999 531	03514389	10 Stück	200
	Nr. 2, Herren	999 521	03514395	100 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

MediSet® PEG/SBK



Das sterile Pflegeset für den Verbandwechsel bei PEG und SBK

Charakteristik

Komplettssets für den Verbandwechsel bei PEG und SBK; die sterilen Inhaltsteile sind ohne Unterverpackung in einer praktischen Blisterschale in Reihenfolge der Behandlungsschritte angeordnet; Faltschachtel mit ablösbaren, farbigen Dokumentations-Etiketten.

Anwendung

Zur Pflege von Sondenaustrittsstellen bei perkutaner endoskopischer Gastrostomie bzw. Kathetereintrittsstellen bei suprapubischem Blasenkatheterismus.

Inhalt

- 2 Vlieskompressen 7,5x7,5 cm, zur Reinigung
- 1 Schlitzkomresse 7,5x7,5 cm, als Hautschutz
- 1 Vlieskomresse 7,5x7,5 cm, zur Abdeckung der Halteplatte
- 1 Fixiervlies 12,5x12,5 cm



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MediSet® PEG/SBK Standard, steril	455 502	01585818	10 Sets	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Katheter-Sets

Für systematisches, steriles Arbeiten beim Katheterisieren

Charakteristik

Drei verschiedene Katheter-Set Typen mit individuellen Ergänzungsteilen in den Set-Varianten für systematisches, steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten.

Typ A – für den intermittierenden Einmalkatheterismus, mit Urinbeutel 2000 ccm.

Typ Q – für den intermittierenden Einmalkatheterismus, mit Urinschale 500 ccm.

Typ D – für den Dauerkatheterismus;

DK/F bei Frauen,

DK/M bei Männern.

Anwendung

Für den Katheterismus der Harnblase; zum Abwerfen gebrauchten Materials wird die Außenschale verwendet.



Basis-Inhalt:

- 1 Einschlagtuch 50x50 cm, als sterile Arbeitsunterlage;
- 1 Lochtuch 60x60 cm, geschlitzt, zur Abdeckung des Genitalbereichs;
- 2 ES-Kompressen 7,5x7,5 cm und 4 pflaumengroße Tupfer, für die Desinfektion der Genitalien;
- 2 Pinzetten, für die Desinfektion und zum Einführen des Katheters;
- 1 Urinauffangbehälter, ausgenommen Typ D.



Peha® Katheter-Set AS

Basis-Inhalt.

Peha® Katheter-Set A

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Peha® Katheter-Set AC

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Peha® Katheter-Set QS

Basis-Inhalt.

Peha® Katheter-Set Q

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Peha® Katheter-Set QC

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Peha® Katheter-Set DK

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml

Peha® Katheter-Set DK/F

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml

Sepso® J 30 ml

Peha® Katheter-Set DK/M

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml

Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Katheter-Set AS, steril	455 262	02708163	1 Set	14
Peha® Katheter-Set A, steril	455 260	01903342	1 Set	14
Peha® Katheter-Set AC, steril	apothekenpflichtig 455 261	02708128	1 Set N1	10
Peha® Katheter-Set QS, steril	455 268	02708134	1 Set	10
Peha® Katheter-Set Q, steril	455 266	01903359	1 Set	10
Peha® Katheter-Set QC, steril	apothekenpflichtig 455 267	02708140	1 Set N1	12
Peha® Katheter-Set DK, steril	455 263	03692079	1 Set	30
Peha® Katheter-Set DK/F, steril	apothekenpflichtig 455 265	02779341	1 Set N1	10
Peha® Katheter-Set DK/M, steril	apothekenpflichtig 455 264	02708157	1 Set N1	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sepso® J = eWZ Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Königsee

Instillagel® = eWZ Farco Pharma GmbH, Köln

Peha® Fadenzieh-Set



Das sterile Fadenzieh-Set mit dem praxisgerechten Inhalt

Charakteristik

Basis-Set mit bedarfsgerecht zusammengestellten Inhaltsteilen in funktioneller Verpackung für eine problemlose Handhabung unter sterilen Kautelen.

Anwendung

Zum Entfernen von Wundfäden unter Einbeziehung der Wundreinigung; zur Aufnahme von Desinfektionsmittellösung sowie zum Ablegen der gezogenen Fäden bzw. des gebrauchten Materials wird die Verpackungsschale verwendet.

Inhalt

- 3 ES-Kompressen, 8fach, 5x5 cm
- 1 Pinzette
- 1 Fadenmesser mit rundgeformter Klinge, in Aluminiumfolie eingesiegelt



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Fadenzieh-Set, steril, in Kunststoffschalen	991 900	01903371	1 Set	120

* Versand-Einheiten in Packungen

Pagavit®

Das Wattestäbchen mit Lemon-Glycerin für eine wirkungsvolle Mundpflege

Charakteristik

Wattestäbchen für die Mundpflege; getränkt mit Glycerin und Zitronensäure; der lang anhaltende Apfel-Citrus-Geschmack wirkt erfrischend und belebend, die Speichelbildung wird angeregt.



Anwendung

Zur Pflege der Lippen und der Mundhöhle bei Patienten mit ungenügender Speichelbildung, insbesondere bei hohem Fieber oder nach großen Operationen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pagavit®, eingesiegelt zu 3 Stück	999 581	02101254	25x3 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Holzmundspatel

Das unentbehrliche Hilfsmittel im medizinischen Alltag

Charakteristik

Klassischer Holzmundspatel mit abgerundeten Kanten und glatter Oberfläche, ca. 15 cm lang, unsteril.



Anwendung

Für Untersuchungen, zum Auftragen von Salben usw.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Holzmundspatel	968 900	00494700	100 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

Wattestäbchen



Peha® Wattestäbchen



Steril, eingesiegelt zu 2 Stück in Blisterpackung; insbesondere zur äußerlichen Wundreinigung und -pflege, aber auch für Arbeiten im Labor, wenn Sterilität erforderlich ist.

Wattestäbchen



Unsterile Wattestäbchen aus Holz mit kleinem Wattekopf oder aus Polypropylen mit großem Wattekopf.

Für vielfältigen Einsatz im medizinischen Bereich

Charakteristik

In verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anforderungen; in steriler sowie unsteriler Aufmachung mit unterschiedlich großem Wattekopf, aus Holz oder Polypropylen, wobei die Stäbchen aus Polypropylen über eine gewisse Flexibilität verfügen.

Anwendung

Zur Wund- und Mundpflege, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw. Nicht in den Atmungs-trakt einführen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Wattestäbchen, 14 cm steril, eingesiegelt zu 2 Stück, aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf		967 950	01903388	100x2 Stück	1
Wattestäbchen, 15 cm aus Holz, 2 mm Ø, mit kleinem Wattekopf		967 936	01480700	100 Stück	200
Wattestäbchen aus Polypropylen, 14 cm 4 mm Ø, mit großem Wattekopf		967 939	07275208	50 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Abwurfbeutel

Der praktische,
strapazierfähige
Papierbeutel

Charakteristik

Aus festem, strapazierfähigem Papier, das auch in feuchtem Zustand seinen Zusammenhalt behält.



Anwendung

Zum Abwerfen benutzter Verbandstoffe und Einmalartikel beim Verbandwechsel; für eine hygienische Entsorgung, um einer Keimverschleppung entgegenzuwirken.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha® Abwurfbeutel	999 990	01903299	50 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Fadenmesser

Für eine zuverlässig
schnelle Entfernung
von Wundfäden

Charakteristik

Aus gehärtetem Qualitätsstahl, mit rundgeformter, exakt geschliffener Klinge und handlichem, 6,5 cm langem Schaft; einzeln in stabiler und sicherer Aluminiumfolie eingeschiegelt.



Anwendung

Zum Entfernen von Wundfäden; das Messer wird nach Gebrauch in die Folie zurückgeschoben, um Verletzungen vorzubeugen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha® Fadenmesser, steril, einzeln eingeschiegelt	999 591	03835656	100 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Reinigung



Hautreinigungsprodukte für die strapazierte, ältere Haut

Charakteristik

Mit milden, waschaktiven und rückfettenden Substanzen zur gründlichen und pflegenden Reinigung der strapazierten Haut älterer Menschen; zusätzlich zu dem umfassenden Angebot stehen spezielle Produkte für eine professionelle Reinigung bettlägeriger oder inkontinenter Patienten zur Verfügung; mit leichtem, frischem Duft, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.

Anwendung

MoliCare Skin Hautreinigungsprodukte haben einen pH-hautneutralen Wert, beinhalten milde Waschsubstanzen in einer reduzierten Konzentration und decken die Reinigung mit und ohne Wasser ab.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Skin Waschlotion	995 040	12458170	250 ml	20
	995 014	12458000	500 ml	12
MoliCare® Skin Shampoo	995 017	12458046	500 ml	12
MoliCare® Skin Pflegebad	995 015	12458017	500 ml	12
MoliCare® Skin Reinigungsschaum	995 016	12458023	400 ml	12
MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher	995 038	12458135	50 Stück	12
MoliCare® Skin Waschhandschuhe	995 056	12458193	8 Stück	24

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Reinigung

MoliCare® Skin Waschlotion

Zur täglichen sanften Reinigung, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl, wirkt geruchsneutralisierend; mit praktischer Dosierpumpe.



MoliCare® Skin Shampoo

Sanft und gründlich reinigendes Haarsampoo, das durch Panthenol und Mandelöl die trockene Kopfhaut zusätzlich pflegt; wirkt geruchsneutralisierend; mit praktischer Dosierpumpe.



MoliCare® Skin Pflegebad

Sanft reinigender Badezusatz mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; wirkt geruchsneutralisierend; mit Dosierkappe.



MoliCare® Skin Reinigungsschaum

Intensiv reinigendes Schaumspray mit Kreatin zur Unterstützung des natürlichen Hautschutzmechanismus, wirkt geruchsneutralisierend; ohne Wasser anzuwenden, gut zu portionieren und gezielt aufzutragen; vereinfacht die Reinigung stark verschmutzter oder verkrusteter Hautpartien, z. B. bei Stuhlinkontinenz.



MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher

Sanft reinigende, alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen und gezielten Reinigung verschmutzter Hautpartien, z. B. bei Inkontinenz, wirken geruchsneutralisierend; ohne Wasser anzuwenden; schützen vor Keimverschleppung durch einmalige Anwendung; extra große Tücher 20x30 cm, in wiederverschließbarer Verpackung.



MoliCare® Skin Waschhandschuhe

Weiche, textiltartige Waschhandschuhe, gebrauchsfertig zur sanften und gründlichen Ganzkörperwäsche im Bett; alkoholfrei, mit pflegendem Panthenol und Aloe Vera, ohne Wasser anzuwenden; die pflegende Flüssigkeit zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut, das Abtrocknen mit einem Handtuch ist überflüssig, eine Packung mit 8 Waschhandschuhen ersetzt ein herkömmliches Bad und ist für bettlägrige Personen eine Alternative und für die Pflegekraft zeitsparend; bei Bedarf können die Waschhandschuhe in der Mikrowelle erwärmt oder im Kühlschrank gekühlt werden; praktische Fäustlings-Form, 17,5x23,5 cm



MoliCare® Skin Pflege



Hautpflegeprodukte für die strapazierte, ältere Haut

Charakteristik

Mit hochwertigen und wirkungsvollen Substanzen für eine umfassende, intensive Pflege der trockenen und strapazierten älteren Haut; ein vitalisierendes Hautfluidgel ergänzt das Programm; wirkt geruchsneutralisierend, mit leichtem, frischem Duft, dermatologisch getestet.

Anwendung

Die Spezial-Pflegeserie MoliCare Skin ist mit ihren Pflegeprodukten besonders auf die Bedürfnisse der strapazierten, älteren Haut abgestimmt, die durch die Abnahme der Fett- und Feuchtigkeitsproduktion meist ein extrem trockenes Hautbild aufweist. So werden in den Pflegeprodukten MoliCare Skin verstärkt wertvolle, pflegende Öle, wie z. B. Mandelöl, mit hochwertigen Substanzen eingesetzt, um diese extreme Trockenheit der Haut auszugleichen und den dadurch bedingten Juckreiz zu lindern. Selbst die durchblutungsfördernden Mittel mit Menthol und Kampfer verfügen über rückfettende, pflegende Inhaltsstoffe, um die Haut nicht auszutrocknen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Skin Körperlotion	995 041	12458187	250 ml	20
	995 019	12458069	500 ml	12
MoliCare® Skin Hautpflegeöl	995 021	12458081	500 ml	12
MoliCare® Skin Hautfluidgel	995 018	12458052	200 ml	12
MoliCare® Skin Handcreme	995 020	12458075	200 ml	12

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Pflege

MoliCare® Skin Körperlotion

Mit dem hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren für die intensive Pflege der strapazierten Altershaut; W/O-Emulsion; mit praktischer Dosierpumpe.



MoliCare® Skin Hautpflegeöl

Mit intensiver Rückfettung durch wertvolle, pflegende Öle, mit Vitamin E; lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein.



MoliCare® Skin Hautfluidgel

Belebendes Gel durch Menthol und Kampfer, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; für eine wohltuende Massage.



MoliCare® Skin Handcreme

Feuchtigkeitsspendende Wasser-in-Öl-Emulsion mit Panthenol, reichhaltigem Mandelöl und Kreatin.



MoliCare® Skin Schutz



Hautschutzprodukte für zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz

Charakteristik

Spezielle Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen für den Schutz der Haut im Intimbereich vor aggressiven Substanzen bei Inkontinenz; abgestimmt auf die Bedürfnisse der Altershaut und speziell entwickelt, um die Saugleistung von Inkontinenzprodukten nicht einzuschränken; ein Öl-Hautschutzspray für besonders trockene Haut ergänzt das Programm; dermatologisch getestet.

Anwendung

Die speziellen Hautschutzprodukte der Pflegeserie MoliCare Skin sind auf die besonderen Bedürfnisse bettlägeriger oder inkontinenter Patienten abgestimmt. Das Öl-Hautschutzspray wird an extrem trockenen Hautpartien eingesetzt. An Stellen, die aggressiven Substanzen wie Urin und Stuhl ausgesetzt sind, wird die intensiv schützende und wirkungsvolle Hautschutzcreme dünn aufgetragen. Den stärksten und dauerhaftesten Schutz bei Inkontinenz bietet das Schaumspray MoliCare Skin Hautprotektor. Der leichte Schaum bildet in der Hornschicht einen Schutzfilm, der dort bis zu 6 Stunden verbleibt. Während dieser Schutzzeit kann die Haut sogar gewaschen werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Skin Hautprotektor	995 025	12458112	100 ml	12
MoliCare® Skin Zinkoxidcreme	995 022	12458098	200 ml	12
MoliCare® Skin Hautschutzcreme	995 026	12458129	200 ml	12
MoliCare® Skin Öl-Hautschutzspray	995 023	12458106	200 ml	12

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Schutz

MoliCare® Skin Hautprotektor

Intensiv schützendes Schaumspray mit dem hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren sowie zusätzlichem Panthenol und Urea; der leichte Schaum bildet einen netzartigen Schutzfilm auf der Haut, der bis zu 6 Stunden anhält; speziell entwickelt für die Anwendung mit Inkontinenzprodukten, schränkt die Saugleistung nicht ein.



Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren sowie zusätzlich Zinkoxid; bildet eine schützende Schicht auf der Haut und wirkt reizlindernd sowie geruchsneutralisierend; die Creme ist äußerst sparsam in der Anwendung, wird nur sehr dünn aufgetragen und nicht einmassiert.

MoliCare® Skin Hautschutzcreme

Die Creme mit dem hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren bildet einen transparenten Schutzfilm und zieht schnell ein; wirkt geruchsneutralisierend; ohne Zinkoxid, W/O/W-Emulsion; speziell



entwickelt für die Anwendung mit Inkontinenzprodukten, schränkt die Saugleistung nicht ein.

MoliCare® Skin Öl-Hautschutzspray

Schützt und pflegt extrem trockene Körperpartien, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; wirkt geruchsneutralisierend; lässt sich gezielt aufsprühen und leicht verteilen, zieht schnell ein und bildet einen Schutzfilm auf der Haut.



MoliCare® Skin Zinkoxidcreme

Die Creme beinhaltet den hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden



Wie lässt sich mit OP-Einmal-Produkten das Infektionsrisiko reduzieren?

Unsere innovativen Einmalprodukte für den OP minimieren das Risiko von Kreuzkontaminationen.

Bei HARTMANN befassen wir uns mit einem Thema, das die gesamte Medizinbranche betrifft: Wie können mehr Operationen und Behandlungen mit dem vorhandenen Personalbestand durchgeführt werden, ohne Abstriche bei den klinischen Standards hinnehmen zu müssen? Wir arbeiten eng mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um Möglichkeiten zu finden, die Patientensicherheit mit kosten- und zeitsparenden Lösungen zu verbessern.

Für das komplette OP-Programm
steht ein separater Band

„HARTMANN OP-Katalog“

zur Verfügung.



Peha-taft® latex.

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.

Peha-taft® latex: Veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein.

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung besonders leicht anzuziehen, mit spezieller mikrogerauer Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-taft latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.



OP-Handschuhe: Peha-taft latex über Peha-underglove latex

Foliodrape® Protect Abdecktücher



Die sterile Abdeckung für optimalen Keimschutz

Charakteristik

Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial; undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime; abriebfest und äußerst fusselarm; gut drapierfähig; auch selbstklebend erhältlich.

Anwendung

Zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis.

Foliodrape® Protect Abdecktücher selbstklebend

Mit sicher haftendem Klebestreifen zur schnellen Fixierung und exakten Begrenzung des Inzisionsbereiches.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, einzeln verpackt	45x75 cm	277 500	00798179	65 Stück	4
	75x90 cm	277 502	00798185	35 Stück	4
	90x150 cm	277 506	00798191	20 Stück	4
Foliodrape® Protect Abdecktücher, selbstklebend, steril, einzeln verpackt	45x75 cm	277 507	00798245	60 Stück	4
	75x90 cm	277 508	00798251	40 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodrape® Protect Lochtücher

Die sterile Abdeckung mit Lochausschnitt, auch 2-teilig für einen individuellen Lochdurchmesser



Charakteristik

Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial; mit Lochausschnitt; undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime; abriebfest und äußerst fusselarm; gut drapierfähig; auch erhältlich als selbstklebendes, zweiteiliges Lochtuch.

Foliodrape® Protect Lochtücher selbstklebend 2-teilig

Durch Übereinanderführen der beiden selbstklebenden Tuchhälften kann der Lochdurchmesser individuell bestimmt werden.



Anwendung

Zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, einzeln verpackt	45x75 cm; Ø 7 cm	277 503	00798216	65 Stück	4
	75x90 cm; Ø 10 cm	277 511	00798222	40 Stück	4
Foliodrape® Protect Lochtücher, selbstklebend 2-teilig, steril, einzeln verpackt	45x75 cm; Ø variabel	277 509	00798268	65 Stück	4
	75x90 cm; Ø variabel	277 510	00798274	40 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® S



Der Schutzkittel für Personal und Besucher

Charakteristik

Einmal-Schutzkittel aus weichem Vliesstoff mit undurchlässiger Folieninnenseite; Einheitsgröße in großzügigem Zuschnitt mit breit überlappender Rückenpartie; mit Verschlussbändern am Hals, 2 m langem Bindeband und elastischem Ärmelabschluss.

Anwendung

Zum Schutz vor Partikelverschleppung, um den Patienten und sein Umfeld vor Kontamination mit Fremdpartikeln zu schützen; insbesondere auf Intensivstationen, in Infektionsabteilungen, aber auch in der Pädiatrie oder Altenpflege; insbesondere als Nässechutz bei der Patientenpflege, z. B. beim Waschen oder Baden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Foliodress® S, 122 cm lang	weiß	604 707	04796585	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Cap Comfort Universal

Die funktionelle
OP-Haube für
zuverlässigen Schutz

Charakteristik

Universelle Baretthauben mit umlaufendem Gummizug; aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff; hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation; besonders leicht; in Grün und Weiß erhältlich.



Anwendung

Zur Einmalverwendung im OP-Bereich für eine sichere und funktionelle Abdeckung der Haare; auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Foliodress® Cap Comfort Universal, in Entnahmekartons	grün	992 465	00840102	100 Stück	8
	weiß	992 466	00840645	100 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Mask Comfort



Foliodress® Mask Comfort Senso

In einer besonders weichen und leichten Materialkombination; mit ultraschallverschweißten Bändern; für sehr sensible Haut.



Foliodress® Mask Comfort Special

In einer weichen Materialkombination; mit weich gepolstertem Nasenbügel und genähten Bändern; für sensible Haut.



Foliodress® Mask Comfort Perfect

Mit ultraschallverschweißten Bändern; für normal empfindliche Haut.



Die OP-Masken mit optimaler Filterleistung und höchstem Tragekomfort

Charakteristik

OP-Masken nach DIN EN ISO 14683:2005 Typ II aus hypoallergenen besonders weichen und geschmeidigen Vliesstoffen, naturlatexfrei; mit speziellem Micro-Keimfilter für freies Atmen bei optimaler Filterleistung; mit langem, integriertem Nasenbügel; geruchsneutral und strapazierfähig; erhältlich in verschiedenen Materialkombinationen und Modellen für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Anwendung

Für den Einmalgebrauch.

Foliodress® Mask Comfort Loop

Mit weichen, elastischen Gummibändern zur Fixierung hinter den Ohren.



Foliodress® Mask Comfort Anti fogging

Speziell für Brillenträger; ein spezielles Anti-Beschlagband über dem Nasenrücken schützt vor Beschlagen von Brillengläsern.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Foliodress® Mask Comfort Senso, in Entnahmekartons	grün	992 138	02845865	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Special, in Entnahmekartons	grün	992 142	02845842	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Perfect, in Entnahmekartons	grün	992 143	02845552	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Loop, in Entnahmekartons	blau	992 537	02855237	50 Stück	10
Foliodress® Mask Comfort Anti fogging, in Entnahmekartons	grün	992 530	02847249	50 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Eye Protect

Der sichere und komfortable Extraschutz für die Augen

Charakteristik

Wiederaufbereitbare Schutzbrille mit Panoramascheibe aus hartbeschichtetem Polycarbonat, mit Antibeschlagbeschichtung und integriertem Seitenschutz; sicherer Sitz durch anatomische Form und individuell einstellbare Bügel.

Anwendung

Persönliche Schutzausrüstung für den Anwender im Gesundheitswesen sowie in sämtlichen

OP-Bereichen; wiederaufbereiter Augenschutz; schützt gegen infektiöse Flüssigkeiten und lose Partikel; Einsatzgebiet auf Intensivstationen und in allen Bereichen, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Foliodress® Eye Protect	992 524	09684508	5 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-micron latex



Der Feinfühlige. Dünn und tast-sensibel, wie eine zweite Haut

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem Latex, insbesondere auch an den Fingerspitzen für ausgezeichnetes Tastempfinden, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mit modifizierter mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform, mit verstärkter Stulpe. Zur Vermeidung von Licht-reflexen ist er braun eingefärbt. Peha-micron latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere für Mikrochirurgie, Neurochirurgie, plastische Chirurgie, Ophthalmologie, HNO-Eingriffe und Herzchirurgie.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha®-micron latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 570	10387081	50 Paar	4
	Gr. 6	942 571	10387098	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 572	10387106	50 Paar	4
	Gr. 7	942 573	10387112	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 574	10387129	50 Paar	4
	Gr. 8	942 575	10387135	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 576	10387141	50 Paar	4
	Gr. 9	942 577	10387158	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-profile latex

Der griffige Allrounder.
Mit dem besonderen
Profil

Charakteristik

Pudernfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzu- ziehen, mit spezieller, texturierter Oberfläche für ausgezeichnetes Tastempfinden und optimale Griffigkeit, hochelastisch und reißfest für besonderen Schutz, ermüdungsfreier Sitz durch voll- anatomische Passform. Peha- profile latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zyto- statika und Chemikalien. Emp- fohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.



Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Opera- tionen mit hohem Perforations- risiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hoch- risikopatienten als Überziehhand- schuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-profile latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 690	10387253	50 Paar	4
	Gr. 6	942 691	10387282	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 692	10387299	50 Paar	4
	Gr. 7	942 693	10387307	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 694	10387336	50 Paar	4
	Gr. 8	942 695	10387342	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 696	10387359	50 Paar	4
	Gr. 9	942 697	10387365	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-taft® latex



Der Anspruchsvolle. Veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung besonders leicht anzuziehen, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-taft latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-taft® latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 589	10387448	50 Paar	6
	Gr. 6	942 590	10387454	50 Paar	6
	Gr. 6,5	942 591	10387460	50 Paar	6
	Gr. 7	942 592	10387477	50 Paar	6
	Gr. 7,5	942 593	10387483	50 Paar	6
	Gr. 8	942 594	10387508	50 Paar	6
	Gr. 8,5	942 595	10387514	50 Paar	6
	Gr. 9	942 596	10387520	50 Paar	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-underglove latex

Der latexhaltige Partner in Grün. Macht unsichtbare Gefahren sichtbar

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, spezielle Polymer-Innenbeschichtung und spezielle nicht texturierte Oberfläche für leichtes Anziehen, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-underglove latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Unterziehhandschuh in Kombination mit Peha-profile latex, Peha-taft classic powderfree und Peha-taft latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko als Unterziehhandschuh beim Double Gloving (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) oder bei Hochrisikopatienten. Kann auch als einzelner Handschuh mit besonderem Tastempfinden verwendet werden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-underglove latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 510	10387655	50 Paar	4
	Gr. 6	942 511	10387661	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 512	10387678	50 Paar	4
	Gr. 7	942 513	10387684	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 514	10387690	50 Paar	4
	Gr. 8	942 515	10387709	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 516	10387715	50 Paar	4
	Gr. 9	942 517	10387721	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-isoprene latexfree



Der Latexähnliche. Alle Vorteile von Latex, nur ohne Latex

Charakteristik

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem 100 % synthetischem Polyisopren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mikrogeraute Oberfläche, ausgezeichnetes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Geeignet für Latexallergiker. Peha-isoprene latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latexfree. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko und Hochrisikopatienten, als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-isoprene latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 717	10386986	50 Paar	4
	Gr. 6	942 718	10386992	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 719	10387000	50 Paar	4
	Gr. 7	942 720	10387017	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 721	10387046	50 Paar	4
	Gr. 8	942 722	10387052	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 723	10387069	50 Paar	4
	Gr. 9	942 724	10387075	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-neon latexfree

Der Kompromisslose.
Schutz und Trage-
komfort – nicht nur für
Allergiker

Charakteristik

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus synthetischem Polychloropren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anziehen, mit spezieller texturierter Oberfläche für gute Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform, braun eingefärbt zur Vermeidung von Lichtreflexen. Geeignet für Latexallergiker. Peha-neon latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Limitierter Schutz gegen Knochenzement. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.



Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere in der Orthopädie.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-neon latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 544	10387170	50 Paar	4
	Gr. 6	942 545	10387187	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 546	10387193	50 Paar	4
	Gr. 7	942 547	10387201	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 548	10387218	50 Paar	4
	Gr. 8	942 549	10387224	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 550	10387230	50 Paar	4
	Gr. 9	942 551	10387247	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-underglove latexfree



Der latexfreie Partner in Grün.
Macht unsichtbare Gefahren
sichtbar – auch für Allergiker

Charakteristik

Puderfreie OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren, spezielle Polymer-Innenbeschichtung und nicht texturierte Oberfläche für leichtes Anziehen, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Geeignet für Latexallergiker. Peha-underglove latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Unterziehhandschuh in Kombination mit Peha-isoprene latexfree. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko als Unterziehhandschuh beim Double Gloving (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) oder bei Hochrisikopatienten. Kann auch als einzelner Handschuh mit besonderem Tastempfinden verwendet werden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-underglove latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 520	10387738	50 Paar	4
	Gr. 6	942 521	10387744	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 522	10387750	50 Paar	4
	Gr. 7	942 523	10387767	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 524	10387773	50 Paar	4
	Gr. 8	942 525	10387796	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 526	10387804	50 Paar	4
	Gr. 9	942 527	10387810	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Wie können Hygienekonzepte nosokomiale Infektionen um ein Drittel verringern?

Mit der BODE CHEMIE, seit 2009 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der PAUL HARTMANN AG, bieten wir Wissen und Know-how zur Desinfektion und Hygiene für den privaten und professionellen Bereich.

Bei HARTMANN kennen wir die Bedeutung von Hygiene für die Verringerung von nosokomialen Infektionen. Wir bieten nicht nur ein umfangreiches Produktsortiment für Hände-, Haut-, Flächen- und Instrumentendesinfektion – wir liefern auch Informations- und Schulungsmaterial, das medizinisches Personal und Patienten über die Bedeutung dieser Maßnahmen aufklärt. Um darüber hinaus die regelmäßige Verwendung unserer Produkte zu fördern, legen wir großen Wert auf deren Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Für das komplette Desinfektions- und Hygiene-Programm steht ein separater

„Sortimentskatalog“

zur Verfügung.



HARTMANN bietet das Komplettprogramm für gesunde Hände.

Eine effiziente Händehygiene setzt sich aus der Händedesinfektion, konsequentem Schutz und Pflege, einer schonenden Reinigung sowie dem Tragen der richtigen Schutzhandschuhe zusammen.

Das HARTMANN Hände Hygiene System bietet eine Komplettlösung aus hochwertigen Qualitätsprodukten. Das besondere Plus: Hände-Desinfektionsmittel, Hautschutz- und Hautpflegeprodukte, Waschlotionen sowie Schutzhandschuhe sind nicht nur einzeln begutachtet, sondern auch untereinander wissenschaftlich auf Kompatibilität geprüft.

Sterillium®: Ausgezeichnet als Marke des Jahrhunderts.

Fundierte Expertise im Bereich Hygiene, Desinfektion und Infektionsprophylaxe hat HARTMANN insbesondere seit 2009 durch sein hundertprozentiges Tochterunternehmen BODE Chemie hinzugewonnen. Die BODE Chemie, 1924 als Bacillolfabrik Dr. Bode & Co. gegründet, blickt auf eine langjährige und bewegte Geschichte zurück.

Ein besonderer Meilenstein in der Historie des Chemie-Unternehmens stellt die Entwicklung von Sterillium dar – des weltweit ersten marktfähigen alkoholischen Hände-Desinfektionsmittels. Seine zu dieser Zeit einzigartige Rezeptur aus hohem Alkoholgehalt und rückfettenden Substanzen sorgte erstmals für umfassende Wirksamkeit gegen Keime bei gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Als 1965 die erste Sterillium-Charge das Werk in Hamburg-Stellingen verließ, ahnte jedoch noch niemand, welchen Siegeszug dieses Produkt innerhalb kürzester Zeit antreten sollte.

Passend zum 50. Geburtstag erhielt Sterillium ein ganz besonderes Geschenk: Zum runden Jubiläum zeichnete der Fachverlag Deutsche Standards das bekannte blaue Händedesinfektionsmittel als Marke des Jahrhunderts aus. Sterillium gehört damit zum exklusiven Kreis der stärksten Marken Deutschlands. Mit seiner bis dato nicht erreichten Hautverträglichkeit und seiner umfassend wie schnellen Wirksamkeit revolutionierte Sterillium die Hygiene und ist heute aus dem medizinischen Alltag und der Industrie kaum mehr weg zu denken. Jährlich desinfiziert Sterillium etwa drei Milliarden Hände und hilft damit wirksam, gefährliche Infektionen zu verhindern und Menschen zu schützen.



Sterillium®



Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion. Seit über 50 Jahren erfolgreich. Dank seiner verlässlichen antimikrobiellen Wirksamkeit und seiner hervorragenden Hautfreundlichkeit der Favorit von Millionen Nutzern rund um die Welt

Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung¹⁾
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung

Anwendung

Sterillium eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium wird als gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepreparat – unabhängig von Wasser und Waschbecken – in allen hygienerelevanten Bereichen des Gesundheitswesens, der Industrie, bei der Heimdialyse und auf Reisen zur Vorbeugung von Infektionen eingesetzt. Sterillium ist ein Vorreiter im Bereich der alkoholischen chirurgischen Händedesinfektion und bietet eine hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit.

¹⁾ Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method
Studie wurde mit Sterillium classic pure durchgeführt.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium®, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 069	06127658	50 ml	20
	Flasche	981 216	00970690	100 ml	20
Sterillium®	Flasche	106 610	—	100 ml	45
	Flasche	106 650	00970709	500 ml	20
	Flasche	106 600	01494079	1000 ml	10
	Kanister	006 690	02465200	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® classic pure

Die farbstoff- und parfümfreie Variante des Klassikers Sterillium. Mit bewährtem Sterillium Hautpflegekomplex. Besonders geeignet für die sensible Haut



Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung¹⁾
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium classic pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut.

Sterillium classic pure bietet eine hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit.

¹⁾ Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Sterillium® classic pure	Flasche	975 121	04817436	100 ml	45
	Flasche	975 122	04817465	500 ml	20
	Flasche	975 123	04818401	1000 ml	10
	Kanister	975 125	04818418	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® med



Das Hände-Desinfektionsmittel mit Norovirus-Wirksamkeit¹⁾ innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Farbstoff- und parfümfrei

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inklusive Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- sehr gute Hautverträglichkeit
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium med eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium med ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut.

Sterillium med bietet mit seiner hochwirksamen Formulierung mit 85 % Ethanol eine Wirksamkeit gegenüber Noroviren¹⁾ innerhalb der hygienischen Händedesinfektion und eignet sich somit ideal für die ganzjährige Infektionsprävention.

¹⁾ getestet am murinen Norovirus (MNV)



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® med	Flasche	981 112	06589241	100 ml	45
	Flasche	981 113	06589258	500 ml	20
	Flasche	981 114	06589264	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Virugard

Das hochwirksame, viruzide Hände-Desinfektionsmittel für alle Risikobereiche. RKI-ge-listet in den Wirkungsbereichen A und B. Die hautverträgliche Alternative zu chlor- und phosphorsäurehaltigen Produkten



Charakteristik

- besonders wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Norovirus-Wirksamkeit¹⁾ innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- RKI-Empfehlung bei Noroviren
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium Virugard eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Speziell für alle Arbeitsbereiche mit erhöhter Infektionsgefährdung.

¹⁾ getestet am murinen Norovirus (MNV)

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Virugard, Flasche Apotheken- aufmachung	981 212	07243036	100 ml	20
Sterillium® Virugard	306 610	—	100 ml	45
Flasche	306 650	07243042	500 ml	20
Flasche	306 600	07243059	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Tissue



Praktisches Hände-Desinfektionstuch für unterwegs. Universell und überall einsetzbar

Charakteristik

- wirkt zuverlässig gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- hautschonend durch rückfettende Substanzen und Hautschutzkomponenten
- praktisch für unterwegs

Anwendung

Sterillium Tissue ist universell und überall einsetzbar. Es schützt beim Kontakt mit Infektionsträgern und gibt Sicherheit am Arbeitsplatz, unterwegs und in sonstigen hygienerelevanten Situationen.

Das praktische Tuch findet Anwendung zur hygienischen Händedesinfektion sowie zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Tissue, einzeln eingesiegelt, 10 Stück in Faltschachteln	981 229	09545362	10 Tücher	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® protect

Die Wasser-in-Öl (W/O) Creme pflegt mit einer reichhaltigen Formel mit Urea und trägt zum Schutz der Hände vor wässrigen Lösungen bei



Charakteristik

- verstärkt die natürliche Schutzfunktion gesunder Haut
- schützt langanhaltend vor wasserlöslichen Schadstoffen
- wirksame Prophylaxe gegen rissige und spröde Haut
- für trockene, stark beanspruchte Haut
- gezielter Hautschutz durch Urea und Bienenwachs
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- langanhaltender Schutz
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan protect ist speziell für den prophylaktischen Schutz vor berufsbedingten Hautschäden entwickelt und wird vor Kontakt mit wasserlöslichen Stoffen, wie z. B. Lösemittel, Laugen oder Säuren als Ergänzung zu Schutzhandschuhen eingesetzt sowie vor Arbeitsbeginn, nach den Pausen und als intensive Pflege nach der Arbeit. Baktolan protect spendet trockener Haut langanhaltende Feuchtigkeit und macht die Haut spürbar geschmeidiger. Der natürliche Inhaltsstoff Urea sorgt nachgewiesen für eine spürbare Hautbefeuchtung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Baktolan® protect Tube	972 532	08529964	100 ml	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® protect+ pure



Innovative Wasser-in-Öl-in-Wasser (W/O/W) Lotion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und gleichzeitiger regenerierender Pflege für rissige, stark beanspruchte Haut

Charakteristik

- innovative Rezeptur (W/O/W-Emulsion)
- schützt langanhaltend vor wasserlöslichen Schadstoffen
- unterstützt die Regeneration der Haut und stärkt die Hautbarriere
- sehr gute Hautverträglichkeit
- wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen
- deutliche Reduzierung von Hautirritationen
- parfüm- und farbstofffrei
- keine Beeinträchtigung der Genussauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet)
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan protect+ pure ist eine parfümfreie Wasser-in-Öl-in-Wasser-Lotion, welche die schnell einziehenden Eigenschaften einer O/W-Formulierung mit den schützenden und besonders pflegenden Eigenschaften der W/O-Formulierung kombiniert. Baktolan protect+ pure unterstützt die Hautregeneration durch Bisabolol und stärkt die natürlichen Schutzfunktionen gesunder Haut. Baktolan protect+ pure lässt sich sehr gut verteilen, zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm.

Baktolan protect+ pure wirkt dreifach:

- fördert die Hautregeneration bei beanspruchter Haut
- hat eine hohe Schutzwirkung bei der Arbeit mit wässrigen Lösungen
- stärkt die Hautbarriere



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Baktolan® protect+ pure	Tube	981 137	07592794	100 ml	25
	Flasche	981 182	09219734	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® Lotion

Feuchtigkeitsspendende,
schnelleinziehende
Öl-in-Wasser (O/W)
Pflegelotion für normale
Haut



Charakteristik

- pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E
- erhöht deutlich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- zieht schnell und rückstandslos ein
- verleiht ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl
- für die schnelle Hautpflege zwischendurch
- dezenter Geruch
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan Lotion ist eine leichte auf den pH-Wert der Haut abgestimmte Öl-in-Wasser Pflegelotion. Bei der Formulierung wurde besonderer Wert auf die sehr gute Hautverträglichkeit und das schnelle Einziehen der Lotion gelegt. Die pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E glättet die Haut spürbar und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Baktolan® Lotion Flasche	973 023	08824143	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® lotion pure



Feuchtigkeitsspendende, schnell-einziehende parfümfreie Öl-in-Wasser (O/W) Pflegelotion für normale Haut

Charakteristik

- parfümfrei
- pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E
- erhöht deutlich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- zieht schnell und rückstandslos ein
- verleiht ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl
- für die schnelle Hautpflege zwischendurch
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan lotion pure ist eine parfümfreie, leichte und auf den pH-Wert der Haut abgestimmte Öl-in-Wasser Pflegelotion. Bei der Formulierung wurde besonderer Wert auf die sehr gute Hautverträglichkeit und das schnelle Einziehen der Lotion gelegt. Die pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E glättet die Haut spürbar und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® lotion pure Flasche	973 793	03706640	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® balm

Intensiv pflegender
Wasser-in-Öl (W/O)
Balsam mit Vitamin E,
Panthenol und Allantoin
für die trockene und
empfindliche Haut



Charakteristik

- Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege
- glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
- fördert die Regenerationsfähigkeit
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- lindert Hautreizungen und Rötungen
- angenehmer Duft
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan balm ist ein Wasser-in-Öl-Balsam mit hochwertigen Pflegekomponenten, der auf den pH-Wert der Haut (5,5) abgestimmt wurde und damit den Säureschutzmantel der Haut stabilisiert. Die Inhaltsstoffe Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege, bewirken eine Glättung, unterstützen die Zellregeneration und lindern Hautreizungen und Rötungen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Hautpflege mit Baktolan balm kann das Risiko von Hautirritationen wesentlich verringern¹⁾.

¹⁾ Kampf G., Ennen J. Die Regelmäßige Anwendung einer Handcreme kann durch häufige Händewaschungen verursachte Hauttrockenheit und -Rauigkeit reduzieren. BMC Dermatology; 2006; 6:1

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Baktolan® balm Flasche	972 553	08529941	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® balm pure



Intensiv pflegender parfümfreier Wasser-in-Öl (W/O) Balsam mit Vitamin E, Panthenol und Allantoin für die trockene und empfindliche Haut

Charakteristik

- parfümfrei
- Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege
- glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
- fördert die Regenerationsfähigkeit
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- lindert Hautreizungen und Rötungen
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan balm pure ist ein parfümfreier Wasser-in-Öl-Balsam mit hochwertigen Pflegekomponenten, der auf den pH-Wert der Haut (5,5) abgestimmt wurde und damit den Säureschutzmantel der Haut stabilisiert. Die Inhaltsstoffe Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege, bewirken eine Glättung, unterstützen die Zellregeneration und lindern Hautreizungen und Rötungen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Hautpflege mit Baktolan balm pure kann das Risiko von Hautirritationen wesentlich verringern¹⁾.



¹⁾ Kampf G., Ennen J. Die Regelmäßige Anwendung einer Handcreme kann durch häufige Händewaschungen verursachte Hauttrockenheit und -Rauigkeit reduzieren. BMC Dermatology; 2006; 6:1

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® balm pure Flasche	975 023	03706611	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolin® sensitive

Milde und zugleich pflegende Waschlotion für eine sanfte Reinigung

Charakteristik

- reinigt mit einem zart cremigen Schaum
- milde, farbstofffreie Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert von 5,5
- hat eine zart duftende Formel
- enthält rückfettende und pflegende Substanzen
- hervorragende Hautverträglichkeit
- enthält hautmilde Tenside
- ohne Duftstoff-Mix¹⁾-Bestandteile
- ohne Parabene

¹⁾ Gruppe von Duftstoffen, die dafür bekannt sind, häufiger Allergien auszulösen.



Anwendung

Baktolin sensitive eignet sich als milde und zugleich pflegende Waschlotion für eine sanfte Reinigung von Haut und Händen. Die pflegenden Bestandteile Allantoin und Weizenprotein halten die Haut auch bei intensiver und täglich wiederholter Anwendung glatt und geschmeidig. Der pH-Wert von 5,5 schont den empfindlichen Säureschutzmantel der Haut.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolin® sensitive	Flasche	981 333	07259818	500 ml	20
	Flasche	981 334	07259824	1000 ml	10
	Kanister	981 335	07259830	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolin® pure



Milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit für normale Haut

Charakteristik

- reinigt mit einer milden Formel
- hautneutraler pH-Wert
- enthält hautmilde Tenside
- geeignet auch für empfindliche Haut
- parfüm- und farbstofffrei
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolin pure verfügt über einen hautneutralen pH-Wert, der zusammen mit den hautmilden Tensiden für schonende Reinigung und den Erhalt des natürlichen Säureschutzmantels der Haut sorgt.

Baktolin pure ist als parfüm- und farbstofffreie Waschlotion auch für die Anwendung empfindlicher Haut geeignet. Baktolin pure eignet sich durch die parfümfreie Formel auch für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolin® pure	Flasche	981 328	08597598	500 ml	20
	Flasche	981 329	08597606	1000 ml	10
	Kanister	981 330	08598238	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® F

Farbloses Hautantiseptikum auf Propanolbasis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung



Charakteristik

- farblos
- wirkt schnell und umfassend
- 24 Stunden Langzeitwirkung
- ausgezeichnete Hautverträglichkeit
- praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem

Anwendung

Cutasept F empfiehlt sich in folgenden Einsatzgebieten:

- vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen in Krankenhaus, Arztpraxis, stationärer und ambulanter Altenpflege und zur Heimdialyse
- für Diabetiker im Rahmen der Blutzuckermessung und Insulingabe
- HIV Postexpositionsprophylaxe

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cutasept® F, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 248	03917265	50 ml	20
Cutasept® F	Flasche	975 041	—	50 ml	50
	Überkopfsprühflasche	975 042	03917271	250 ml	20
	Überkopfsprühflasche	981 044	05541404	500 ml	20
	Flasche	975 040	03917294	1000 ml	10
	Kanister	976 808	03917302	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® G



Gefärbtes Hautantiseptikum auf Propanolbasis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung

Charakteristik

- gefärbt zur Markierung des Desinfektionsfeldes
- wirkt schnell und umfassend
- 24 Stunden Langzeitwirkung
- ausgezeichnete Hautverträglichkeit
- praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem

Anwendung

Cutasept G empfiehlt sich in folgenden Einsatzgebieten:

- präoperative Hautdesinfektion mit gleichzeitiger Markierung des Desinfektionsfeldes
- vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen in Krankenhaus, Arztpraxis, stationärer und ambulanter Altenpflege und zur Hemodialyse



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cutasept® G	Überkopfsprühflasche	975 052	03577243	250 ml	20
	Flasche	975 050	03577266	1000 ml	10
	Kanister	976 818	03577272	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med

Antimikrobielle Waschlotion für Körper, Haare und Hände.
In 30 Sekunden umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE



Charakteristik

- milde antimikrobielle Waschlotion zum Abspülen
- wirkt innerhalb von 30 Sekunden umfassend gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- angenehmer Duft
- ohne Alkohol und Farbstoffe

Anwendung

Stellisept med eignet sich sowohl zur antimikrobiellen Körperwaschung und Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts sowie zur hygienischen Händewaschung als schnell wirksame und hautfreundliche Alternative gegenüber herkömmlichen Dekontaminationspräparaten.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Stellisept® med	Flasche	975 661	01234295	100 ml	45
	Flasche	975 665	01234303	500 ml	20
	Flasche	975 660	01234326	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med foam



Antimikrobieller Reinigungsschaum für Körper und Haare. Umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE

Charakteristik

- praktischer Reinigungsschaum zur antimikrobiellen Körperwaschung immobiler Patienten
- kein Nachspülen nach der Anwendung erforderlich („Leave-on“-Produkt)
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- ohne Farbstoffe und Parfüm

Anwendung

Stellisept med foam ist ein Reinigungsschaum zur antimikrobiellen Körperwaschung sowie zur Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Aufgrund seiner hautfreundlichen Formulierung kann Stellisept med foam nach dem Auftragen auf der Haut verbleiben und ist daher eine praktische Lösung für die Waschung immobiler, bettlägeriger Patienten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Stellisept® med foam	Pumpschäumer	981 018	05459482	200 ml	20
	Flasche	981 019	05459499	500 ml	20
	Flasche	981 020	05459507	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med gloves

Gebrauchsfertige
Waschhandschuhe zur
antimikrobiellen Körper-
waschung. Umfassend
wirksam gegen Bakterien
inkl. MRSA/ORSA und
VRE



Charakteristik

- gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur unkomplizierten antimikrobiellen Körperwaschung immobiler Patienten
- kein Nachspülen nach der Anwendung erforderlich („Leave-on“ Produkt)
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- ohne Farbstoffe und Parfüm
- Stellisept med gloves können für eine angenehmere Anwendung in der Mikrowelle erwärmt oder für eine erfrischende Behandlung gekühlt werden

Anwendung

Stellisept med gloves sind gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur antimikrobiellen Körperwaschung sowie zur Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Aufgrund der hautfreundlichen Formulierung der Stellisept med gloves Tränklösung ist ein Abspülen mit Wasser nach der Anwendung nicht erforderlich. Die Stellisept med gloves sind die ideale Lösung für eine unkomplizierte und gleichzeitig angenehme antiseptische Körperwaschung von immobilen, bettlägerigen Patienten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Stellisept® med gloves Flow-Pack	981 203	09219728	10 Handschuhe	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® feet



Erfrischendes Fußspray.
2-fach wirksam: Fußpflege
und Fußpilzprophylaxe

Charakteristik

- belebende Frische für beanspruchte Füße
- hilft Fußpilz zu vermeiden
- wirkt innerhalb von 30 Sekunden zuverlässig gegen Pilze, Pilzsporen und Bakterien
- hautverträglich, da parfüm- und farbstofffrei

Anwendung

Cutasept feet wirkt erfrischend und verleiht beanspruchten Füßen ein belebendes Gefühl. Gleichzeitig hilft das Fußspray Fußpilz zu vermeiden. Ein hohes Risiko, sich mit Fußpilz zu infizieren, besteht vor allem in Bereichen, in denen barfuß bzw. ohne Schuhe gelaufen wird, z. B. in

- Wasch- und Duschräumen
- Schwimmbädern
- Saunas
- Umkleidekabinen
- Fitnessstudios
- Solarien
- Hotelzimmern



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cutasept® feet	Überkopfsprühflasche	974 370	01373192	250 ml	20
	Kanister	974 379	01373252	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® vital

Belebendes Hydro-Gel zur Durchblutungs-förderung und die Bewahrung der Haut-elastizität



Charakteristik

- durchblutungsfördernd
- wohltuend kühlend und belebend
- kann ein angenehmes Wärmegefühl hervorrufen¹⁾
- bewahrt die Elastizität der Haut
- signifikante Hautstraffung über mind. 1 Std.
- enthält Rosmarin, Arnika, Eukalyptus und Menthol
- ohne Farb- und Konservierungsstoffe
- ohne Parabene

¹⁾ Ein Wärmegefühl kann nach der Anwendung wahrgenommen werden. Die Hauttemperatur wird jedoch nicht beeinflusst.

Anwendung

Baktolan vital ist ein Hydro-Gel zur Förderung der Durchblutung der Haut und kann durch den Zusatz ausgewählter ätherischer Öle wie Rosmarin und Menthol Verspannungen lösen. Pflegende Substanzen wie Arnica Montana Flower water bewahren die Elastizität der Haut und helfen damit, Wundliegen zu vermeiden. Baktolan vital zieht vollständig ein und hinterlässt keinen klebenden Film auf der Haut.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® vital Flasche	972 693	08413150	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® AF



Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel zur Desinfektion alkoholbeständiger Flächen mit umfassender Wirkung und rückstandsfreier Auftrocknung

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- rückstandsfreie Auftrocknung
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- gute Benetzung

Anwendung

Bacillol AF ist ein gebrauchsfertiges Schnell-Desinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit für alkoholbeständige Flächen und Medizinprodukte. In Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit und eine rückstandsfreie Auftrocknung gefragt ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillol® AF, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 247	00628566	50 ml	20
Bacillol® AF	Flasche	973 381	—————	50 ml	50
	Flasche	973 385	00182662	500 ml	20
	Flasche	973 380	00182679	1000 ml	10
	Kanister	973 389	00182685	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® 30 Foam

Materialschonendes
Schnelldesinfektions-
mittel zur Desinfektion
von empfindlichen
Oberflächen

Charakteristik

- Anwendung als Sprühschaum
- gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- schnell wirksam
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien, wie: Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- aldehyd-, farbstoff und parfümfrei
- hervorragende Benetzung

Anwendung

Bacillol 30 Foam ist mit seiner speziellen Formulierung optimal zur Schnelldesinfektion sensibler

alkoholempfindlicher Oberflächen, wie z. B. Patientenliegen aus Kunstleder, Monitore, Displays, Tastaturen und Bedienfelder von mobilen und stationären Geräten sowie für die schonende Desinfektion sensibler Medizinprodukte geeignet. Auch als Sprühschaum applizierbar.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Bacillol® 30 Foam	Flasche mit Sprühkopf	981 307	03542902	750 ml	8
	Kanister	981 127	03542925	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® Tissues



Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher in praktischer Spenderdose

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose
- nachfüllbar
- Tuchgröße 139x225 mm

Anwendung

Bei den Bacillol Tissues handelt es sich um gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen und bequemen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und Medizinprodukte. In Bereichen, in denen eine umfassende Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit erforderlich ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.




Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Bacillol® Tissues	Spenderdose	975 670	00916851	100 Tücher	12
	Nachfüllbeutel	975 673	00916868	100 Tücher	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® Wipes

Alkoholische Schnell-
Desinfektionstücher für
den Einsatz im Bacillol
Wipes-Spender



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher für das Bacillol Wipes Spendersystem
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- Tücher 4 Wochen nach dem Öffnen verwendbar
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Tuchgröße 200x380 mm

Anwendung

Die Bacillol Wipes sind im passenden Spender anwendbar zur schnellen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und Medizin-

produkte. Besonders vorteilhaft ist ihre Anwendung in einem Arbeitsumfeld, in dem aus Brandschutz- oder Arbeitsschutzgründen ein Umfüllen von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln nicht erlaubt ist. Der einmalige Gebrauch stellt sowohl eine besonders hygienische Arbeitsweise als auch einen ökonomischen Arbeitsaufwand sicher.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Bacillol® Wipes	Standbodenbeutel	976 350	05380177	90 Tücher	4
	Tuchspender	981 374	10339372	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® AF Tissues



Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit im handlichen Flowpack

Charakteristik

- mit Bacillol AF getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell und umfassend wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- gute Benetzung und schnelle Auftrocknung
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- hochwertiges reißfestes Vlies
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit im handlichen Flowpack.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.*




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Bacillol® AF Tissues Flow-Pack	981 311	02416199	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® 30 Tissues

Materialschonende
Schnell-Desinfektions-
tücher zur Desinfektion
sensibler Oberflächen
im handlichen Flowpack



Charakteristik

- mit Bacillol 30 Foam getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien wie: Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wieder-verschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- hochwertiges, reißfestes Vlies
- in zwei Tuchgrößen erhältlich: 180x200 mm und als XXL 250x380 mm

Anwendung

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Bacillol® 30 Tissues	Flow-Pack	981 312	02416621	80 Tücher	6
Bacillol® 30 Tissues XXL ¹⁾	Flow-Pack	981 560	13885968	40 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

1) Verfügbar ab 2.4.18

Mikrobac® Tissues



Alkoholfreie Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten im handlichen Flowpack

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung
- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- auch für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- problemlose Wechselanwendung mit Produkten anderer Wirkstoffbasis (z. B. Aldehyde oder Amine) möglich
- in zwei Tuchgrößen erhältlich: 180x200 mm und als XXL 250x380 mm

Anwendung

Mikrobac Tissues eignen sich zur unkomplizierten reinigenden Desinfektion von empfindlichen Oberflächen sowie von sensiblen Medizinprodukten.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Mikrobac® Tissues	Flow-Pack	981 387	06968725	80 Tücher	6
Mikrobac® Tissues XXL	Flow-Pack	981 339	10031390	40 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® Virucidal Tissues*

Mikrobac Virucidal Tissues sind der loyale Begleiter im Alltag, wenn eine umfassende Wirksamkeit entscheidend ist



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- auch für invasive Medizinprodukte, wie Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt
- umfassend wirksam: voll viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive MNV und *C.difficile* Sporen
- für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Mikrobac Virucidal Tissues reinigen und desinfizieren alkoholempfindliche Medizinprodukte und Oberflächen und können zur Aufbereitung invasiver medizinischer Geräte, wie z. B. (vaginale) Ultraschallsonden eingesetzt werden.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Verfügbar Ende Q1

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Mikrobac® Virucidal Tissues	981 531	13583115	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® FF Tissues



Aldehydhaltige Desinfektionstücher für die prophylaktische Flächen-desinfektion

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- wirksam gegen murine Noroviren (MNV)
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoff-abgabe bei der Desinfektion
- gute Materialverträglichkeit
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Kohrsolin FF Tissues eignen sich zur unkomplizierten desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® FF Tissues Flow-Pack	981 201	09422487	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® extra Tissues

Aldehydhaltige
Desinfektionstücher mit
viruzider Wirksamkeit
für die prophylaktische
Desinfektion



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- viruzide Wirksamkeit
- wirksam gegen Clostridium difficile-Sporen
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Kohrsolin extra Tissues eignen sich zur unkomplizierten desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen wie auch zur gezielten Desinfektion, wenn ein erweitertes Wirkspektrum erforderlich ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® extra Tissues	981 202	09422464	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Dismozon® plus



Sauerstoffaktiver Flächen-Desinfektionsreiniger. Das Granulat speziell für empfindliche Flächen und zur Schlussdesinfektion

Charakteristik

- umfassendes Wirkungsspektrum inklusive Viruzidie und Bakteriensporen
- rückstandsarm
- außergewöhnlich breite Materialverträglichkeit
- RKI-gelistet (Bereich A/B)
- praktische Anwendung im Dosierbeutel

Anwendung

Dismozon plus eignet sich für die desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen in medizinischen Bereichen und der Industrie. Auf Grund seiner mikrobiologischen Leistungsfähigkeit und des speziellen Wirkstoffs (MMPP – ein Sauerstoffabspalter), empfiehlt sich der routinemäßige Einsatz besonders in sensiblen und patientennahen Bereichen sowie zur schonenden und zuverlässigen Desinfektion von hochsensiblen Medizinprodukten.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Dismozon® plus	Dosierbeutel à 16 g	981 257	09613388	50 Beutel	1
	Dosierbeutel à 16 g	981 187	09423506	100 Beutel	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® forte

Aldehydfreier Flächen-
Desinfektionsreiniger
mit materialschonendem
Schutzfaktor

Charakteristik

- breites Wirkspektrum
- aldehydfrei
- gute Reinigungsleistung
- geruchsarme Formulierung
- auch im Großküchen- und Lebensmittelbereich anwendbar



Anwendung

Mikrobac forte eignet sich zur täglichen desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Mikrobac® forte	Dosierbeutel à 20 ml	975 392	07438030	250 Beutel	1
	Kanister	975 395	04764467	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® FF



Formaldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit guten Gebrauchseigenschaften und umfassender Wirksamkeit

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- wirksam gegen Clostridium difficile-Sporen
- gute Reinigungsleistung
- gute Materialverträglichkeit

Anwendung

Kohrsolin FF eignet sich zur prophylaktischen, reinigenden Wischdesinfektion aller Oberflächen in hygienerelevanten Bereichen. Ebenfalls einsetzbar für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum (z. B. Viruzidie) erfordern.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® FF	Dosierbeutel à 40 ml	975 382	07438099	125 Beutel	1
	Kanister	975 386	04764450	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® extra

Aldehydhaltiger Flächen-
Desinfektionsreiniger
mit breitem Wirkungs-
spektrum für die täg-
liche prophylaktische
Desinfektion und zur
Schlussdesinfektion



Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inklusive Viruzidie und Bakterien-sporen
- RKI-gelistet (Bereich A/B)
- gutes Reinigungsvermögen
- hohe Materialverträglichkeit

Anwendung

Kohrsolin extra wird zur täglichen reinigenden Wischdesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, wie auch zur gezielten Schlussdesinfektion eingesetzt. Für alle Bereiche im Gesundheitswesen und in der Industrie mit Anspruch auf eine hohe Hygienesicherheit und für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum (z. B. Viruzidie, Sporizidie) erfordern.

Flächen-Desinfektionsmittel vor-sichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinfor-mation lesen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® extra	Dosierbeutel à 20 ml	973 620	05126243	250 Beutel	1
	Kanister	973 623	05126266	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes



Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem besteht aus einem praktischen Vliestuchspender und speziell ausgewählten Vliestüchern, die mit allen flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln sowie ausgewählten Produkten aus dem Instrumentenbereich kombiniert werden können. Mit den BODE X-Wipes bieten sich dem Anwender universelle Einsatzmöglichkeiten und viele Vorteile: Der Einmalgebrauch der Tücher reduziert die Arbeitsvorbereitungszeit und stellt einen hohen hygienischen Standard sicher. Gleichzeitig sorgen die eingesetzten Materialqualitäten für einen geringen Vliestuch- und Desinfektionsmittelverbrauch. Das Entnahmesystem ist in verschiedenen Farben lieferbar und ermöglicht eine einfache und schnelle Unterscheidung der eingesetzten Anwendungslösung, z. B. nach Desinfektionsmitteltyp.

¹⁾ nicht mit Dismozon plus und Dismozon pur steril einsetzbar

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel¹⁾ und ausgewählte Produkte aus dem Instrumentenbereich

Charakteristik

- stabiler Spender mit Tragegriff
- farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung
- patentierte Systemlösung: Optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- kombinierbar mit allen flüssigen BODE-Flächen-Desinfektionsmitteln¹⁾
- im Instrumentenbereich kombinierbar mit Bodedex forte, Bomix plus und Korsolex extra
- hochwertiges reißfestes PET-Vlies
- unterschiedliche Rollengrößen für jeden Bedarf
- keine routinemäßige Aufbereitung bei Einsatz der Vliesrolle im Folienbeutel
- Standzeit der Gebrauchslösung im Spender beträgt 28 Tage



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
BODE X-Wipes Tuchspender, für alle Tuch-Varianten	blau	981 370	10273940	1 Stück	4
	grün	981 372	10273963	1 Stück	4
	rot	981 371	10273957	1 Stück	4
BODE X-Wipes Vliesrolle, im Folienbeutel, mit Entnahme-Rund und Deckel	Rolle à 90 Tücher	981 373	10273986	1 Rolle	6
BODE X-Wipes Vliesrolle	Rolle à 90 Tücher	976 690	03538510	1 Rolle	6
	Rolle à 40 Tücher	976 695	03538473	1 Rolle	12
BODE X-Wipes basic Vliesrolle	Rolle à 90 Tücher	975 790	03538527	1 Rolle	6

* Versand-Einheiten in Packungen

X-Wipes Safety Pack

Einmal-Vliestuchspender zur einfachen und sicheren Anwendung bei der Flächen-desinfektion in hygiene-relevanten Bereichen



Charakteristik

- X-Wipes Vliesrolle im Safety Pack mit integrierter Befüll-/Entnahmeöffnung
- gewohnte Flexibilität des X-Wipes Systems, in Kombination mit einem Höchstmaß an hygienischer Sicherheit, da die Aufbereitung entfällt
- gezielter Einsatz in Hochrisikobereichen
- gute Standfestigkeit
- hochwertiges PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
- Lösung 28 Tage verwendbar

Anwendung

X-Wipes Safety Pack empfehlen sich zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen hygiene-relevanten Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und in Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Anwendernutzen gewünscht wird.

Die X-Wipes Safety Packs sind für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN geeignet. Das System wird mit 2,5 Litern Gebrauchslösung des Desinfektionsmittels befüllt.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
X-Wipes Safety Pack	981 479	13331922	90 Tücher	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Dismofix® G



Glanzreiniger für alle wasserfesten Oberflächen

Charakteristik

- trocknet streifenfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft

Anwendung

Dismofix G ist ein Glanzreiniger zur Unterhaltsreinigung aller abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Böden und zur streifenfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Kunststoff und Keramik. Zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten und zur Reinigung ableitfähiger Böden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Dismofix® G	Flasche	973 300	00450660	1000 ml	12
	Kanister	973 309	00450677	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bodedex® forte

Tensid-Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente zur Vorreinigung von Endoskopen. Mit patentiertem Reinigungssystem zur selbsttätigen, schonenden Ablösung von Röntgenkontrastmittel und Biofilm



Anwendung

Bodedex forte eignet sich hervorragend für die leistungsstarke und gleichzeitig materialschonende Reinigung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten (inkl. flexible Endoskope) sowie Laborgeräten. Mit der innovativen selbsttätigen Formulierung können selbst hartnäckige Reste von Blut, Eiweiß, Sekreten, Fett, Biofilmen und Röntgenkontrastmitteln zuverlässig entfernt werden.

Charakteristik

- selbsttätige starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- löst Reste von Röntgenkontrastmitteln
- löst Biofilme
- im Ultraschallbad einsetzbar
- schaumarm
- parfüm- und farbstofffrei

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Bodedex® forte	Flasche	973 762	00946415	2 Liter	4
	Kanister	973 769	00946421	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bodedex® zyme



Enzymatischer Reiniger für thermo-labile und -stabile Instrumente zur selbsttätigen, schonenden Ablösung hartnäckiger Kontaminationen, insbesondere von Sekret

Charakteristik

- selbsttätige starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- hervorragendes Ablöseverhalten von Sekret, insbesondere Sekret der oberen Atemwege
- löst Fibrinrückstände komplett und selbsttätig
- rückstandsfrei aberspülen
- schaumreduziert
- parfüm- und farbstofffrei

Anwendung

Bodedex zyme ist hervorragend zur Reinigung von medizinischen thermolabilen und thermostabilen Instrumenten sowie Laborgeräten geeignet.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bodedex® zyme	Flasche	981 362	10100257	2 Liter	4
	Kanister	981 363	10100263	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bomix® plus

Aldehydfreies Instru-
men-Desinfektionsmittel
mit ausgezeichneten
Reinigungseigenschaften

Charakteristik

- hervorragende Reinigungs-
eigenschaft
- kompatibel mit Präparaten auf
anderer Wirkstoffbasis
- hohe Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch
- wirtschaftlich mittels niedriger
Einsatzkonzentrationen



Anwendung

Bomix plus eignet sich zur Auf-
bereitung von thermolabilem und
thermostabilem Instrumentarium
im manuellen Tauchbadverfahren
sowie für die Grob- und Bürsten-
reinigung von Endoskopen. Ein
Pluspunkt dieses Produktes ist
die hervorragende Reinigungs-
leistung bei gleichzeitiger Des-
infektionswirkung. Selbst stark
eiweiß-verschmutzte flexible
Endoskope können mit Bomix plus
aufbereitet werden.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Bomix® plus	Flasche	974 602	03540234	2 Liter	4
	Kanister	974 609	09154785	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® plus



Aldehydfreies Desinfektionsmittel
für thermostabile und thermolabile
Instrumente

Charakteristik

- stark schmutzlösend
- hohe Materialverträglichkeit
- im Ultraschallbad einsetzbar

Anwendung

Korsolex plus eignet sich zur aldehydfreien manuellen Aufbereitung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten. Ein Pluspunkt dieses Produktes ist die hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Desinfektionswirkung. Somit bedarf es – selbst bei hoher Verschmutzung – keinerlei Zusatz eines Reinigungsverstärkers. Korsolex plus ist einsetzbar im Tauchbadverfahren sowie in allen Ultraschallbädern.




Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Korsolex® plus	Flasche	973 892	01267691	2 Liter	4
	Kanister	973 899	01267716	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® med AF

Aldehydfreies
Desinfektionsmittel für
thermostabile und
thermolabile Instrumente
mit stark schmutz-
lösender Wirkung.
Wirtschaftliche Einsatz-
konzentrationen



Anwendung

Korsolex med AF eignet sich zur Desinfektion von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten sowie starren Endoskopen. Das auf Aminen basierende Instrumenten-Desinfektionsmittel verfügt über eine hohe Reinigungswirkung, eine hohe Eiweißbelastbarkeit und einen angenehmen Geruch. Der Zusatz eines Reinigungsverstärkers ist nicht erforderlich. Korsolex med AF ist einsetzbar im Tauchbadverfahren sowie in allen Ultraschallbädern.

Charakteristik

- stark schmutzlösend
- aldehyd-, QAV-, phenol- und chlorfrei
- breites Wirkspektrum
- im Ultraschallbad einsetzbar
- besonders angenehmer Geruch

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Korsolex® med AF	Flasche	975 493	06704966	2 Liter	4
	Kanister	975 495	06704972	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® extra



Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente mit viruzider Wirksamkeit. Wirtschaftliche Einsatzkonzentration, hervorragende Materialverträglichkeit

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- hervorragende Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch

Anwendung

Korsolex extra eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren (inkl. flexible Endoskope) sowie für Zirkulationsverfahren im Kaltverfahren.




Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Korsolex® extra	Flasche	973 802	00963678	2 Liter	4
	Kanister	973 809	00963684	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® basic

Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente mit viruzider Wirksamkeit



Charakteristik

- viruzid
- sporizid
- RKI-gelistet (A/B)
- hohe Materialverträglichkeit

Anwendung

Korsolex basic eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium (inkl. flexible Endoskope) im manuellen Tauchbadverfahren sowie für Zirkulationsverfahren im Kaltverfahren.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Korsolex® basic	Flasche	972 672	07699871	2 Liter	4
	Kanister	972 679	07699888	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® FF



Formaldehydfreies Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente. Hervorragende Materialverträglichkeit

Charakteristik

- formaldehydfrei
- hervorragende Materialverträglichkeit
- Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- angenehmer Geruch

Anwendung

Korsolex FF eignet sich zur manuellen Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium (inkl. flexible Endoskope).



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Korsolex® FF	Flasche	973 882	01267679	2 Liter	4
	Kanister	973 889	01267685	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® Endo-Cleaner

Reiniger für die
chemo-thermische
Endoskopaufbereitung

Charakteristik

- exzellente Reinigungswirksamkeit für Öl, Schmutz, Blut und Biofilm
- hohe Materialverträglichkeit für Maschinen und Endoskope
- schaumarm
- phosphatfrei
- kompatibel mit Korsorex Endo-Disinfectant



Anwendung

Korsolex Endo-Cleaner ist ein Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von flexiblen und starren Endoskopen. Das Produkt kann ebenfalls für die manuelle Reinigung von Endoskopen eingesetzt werden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Korsolex® Endo-Cleaner	Kanister	972 020	07233598	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® Endo-Disinfectant



Desinfektionsmittel für die chemo-thermische Endoskopaufbereitung

Charakteristik

- hohe Materialverträglichkeit für Maschinen und Endoskope
- kompatibel mit unterschiedlichen Wasserqualitäten
- viruzid
- formaldehydfrei
- kompatibel mit Korsorex Endo-Cleaner

Anwendung

Korsolex Endo-Disinfectant wird für die maschinelle chemothermische Desinfektion von flexiblen und starren Endoskopen eingesetzt.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Korsolex® Endo-Disinfectant	Kanister	972 030	07233606	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender 3000

Praktische Halterung
aus belastbarem Kunststoff mit spezieller
Dosierpumpe



Charakteristik

- aus stabilem, belastbarem Kunststoff
- einfache und schnelle Befüllung mit 350/500 ml BODE-Flaschen
- einfache Bedienung und Reinigung
- Dosiermenge ca. 1,5 bis 2,0 ml je Hub
- Lieferung inklusive spezieller Dosierpumpe, Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung
- ohne Flasche

Anwendung

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
BODE Eurospender 3000, für 350/500 ml-Flaschen	975 310	07346380	1 Stück	120

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender Vario



Armhebelspender aus hochwertigem Kunststoff

Charakteristik

- flexibel einsetzbarer, anwenderfreundlicher Dosierspender aus Kunststoff
- geeignet für 500 ml- oder 1 l-Flaschen
- einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- leichte Montage
- einfacher und schneller Flaschenwechsel
- einfache Bedienung und Reinigung, Dosiermengen einstellbar auf ca. 1 bis 3 ml je Hub

Anwendung

Zur hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
BODE Eurospender Vario, für 350/ 500 ml-Flaschen		981 287	03386916	1 Stück	1
BODE Eurospender Vario, für 1000 ml-Flaschen		981 288	03386922	1 Stück	1
Ersatzpumpe	350/500 ml	981 289	07068917	1 Stück	1
	1000 ml	981 290	07069006	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender 1 plus

Robuster Metallspender, der selbst stärkeren Belastungen standhält und hohen Hygieneanforderungen gerecht wird



Charakteristik

- einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- zuverlässiger, robuster Metallspender
- mit langem Armhebel
- viele abnehmbare Teile komplett autoklavierbar
- alle marktüblichen Flaschen einsetzbar
- einfache Bedienung und Reinigung
- Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung

Anwendung

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
BODE Eurospender 1 plus, für 350/500 ml-Flaschen		975 570	01669656	1 Stück	1
BODE Eurospender 1 plus, für 1000 ml-Flaschen		975 572	01670211	1 Stück	1
Ersatzpumpe	350/500 ml	975 575	01670228	1 Stück	2
	1000 ml	975 576	01796691	1 Stück	2
Einmalkunststoffpumpe	500 ml	981 385	10764135	1 Stück	2
	1000 ml	981 384	10763874	1 Stück	2

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes Wandhalter



Wandhalter für BODE X-Wipes und Bacillol Wipes Spender

Charakteristik

- aus stabilem, belastbarem Edelstahl
- einfache Anbringung und Reinigung
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung
- Lieferung ohne Flasche und Dosierpumpe
- an glatten Oberflächen auch für die Befestigung mit Powerstrips geeignet

Anwendung

Zur Befestigung des BODE X-Wipes und Bacillol Wipes Spender-Systems.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Wandhalter für BODE X-Wipes und für Bacillol Wipes Spender	977 110	03539219	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Dosier- und Applikationshilfen

Dosier- und Applikationshilfen für Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Hautpflegemittel

Charakteristik

- erleichtern die Entnahme von Produkten
- ermöglichen das Be- und Umfüllen aus größeren Gebinden
- erlauben eine hygienische Produktentnahme
- ermöglichen die Erstellung von Gebrauchslösungen
- Vermeidung von Unter- und Überdosierung
- erleichtern die Benetzung schwer zugänglicher Flächen

Anwendung

Eine exakte Entnahme und Dosierung von Desinfektions-, Reinigungs- und Hautpflegemitteln wird erst mit dem Einsatz von Applikationshilfen erzielt. Die Dosier- und Applikationshilfen leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Hygieneerfolg sowie zur Anwendungssicherheit und Wirtschaftlichkeit von Produkten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Messbecher 250 ml	672 700	03650951	1 Stück	1
Universalsprühkopf für 500 ml und für 1 l BODE Flasche	815 870	02423584	1 Stück	1
Dosierpumpe mit Rückschlagventil für 350/500 ml BODE Flasche	975 330	02071961	1 Stück	200
Dosierpumpe mit Rückschlagventil für 1 l BODE Flasche	975 340	02072073	1 Stück	180

* Versand-Einheiten in Packungen

Desinfektionswannen



Anwenderfreundliche Desinfektionswannen als Zubehör für die manuelle Instrumentenaufbereitung

Charakteristik

- in verschiedenen Größen erhältlich
- eingearbeitete Griffmulden für eine sichere Handhabung
- praktischer Siebeinsatz

Anwendung

Die anwenderfreundlichen und hochwertigen Desinfektionswannen eignen sich für das sichere Ansetzen von Desinfektions- und Reinigungslösungen in der manuellen Instrumentenaufbereitung.

Technische Daten

3 Liter-Wanne (Deckel mit Schlitz)	
(L x B x H)	300 x 200 x 110 mm
5 Liter-Wanne	
(L x B x H)	550 x 200 x 120 mm
10 Liter-Wanne	
(L x B x H)	390 x 290 x 170 mm
30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn)	
(L x B x H)	615 x 400 x 220 mm



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Desinfektions- wannen	3-Liter-Wanne	882 960	03083647	1 Stück	1
	5-Liter-Wanne	882 860	02423578	1 Stück	1
	10-Liter-Wanne	882 940	03655345	1 Stück	1
	30-Liter-Wanne	882 970	03655351	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Dip Slides Combi

Nährmedien zum einfachen Nachweis von aeroben Bakterien, Pilzen und Hefen

Charakteristik

- zur hausinternen Überprüfung des Hygienestatus
- 2-Kammer-System für den getrennten Nachweis von aeroben Bakterien sowie Pilzen und Hefen
- einfache Handhabung



Anwendung

Zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl in flüssigen Medien und auf Flächen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
BODE Dip Slides Combi	900 130	03930811	2x10 Röhren	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Pflichttexte für Arzneimittel gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Cutasept F: Wirkstoffe: Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteleermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Cutasept G: Wirkstoffe: Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteleermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.

Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidsplatt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behälter in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen.

Sterillium med: Wirkstoffe: Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 85,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen

Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium Tissue: Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 1 Feuchttuch aus Vlies enthält: Wirkstoffe: Propan-2-ol 1.341 mg, Propan-1-ol 894 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut. **Gegenanzeigen:** Sterillium Tissue darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat oder einen der sonstigen Bestandteile besteht, in der unmittelbaren Nähe der Augen oder offener Wunden, bei Früh- und Neugeborenen, zur Desinfektion von Schleimhäuten. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern erst nach ärztlicher Rücksprache. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidsplatt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23,5 °C, entzündlich. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO₂ löschen.

Sterillium Virugard: Wirkstoffe: Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Telefon 040/54006-0, Telefax 040/54006-200
www.bode-chemie.de, info@bode-chemie.de

A

Abdeckklagen	149
Abdecktücher	176, 177
Alginat-Kompressen	17
Abwurfbeutel	165
Aktivitätsarmband	112
Alkohol-Tupfer	58
Antimikrobielle Körperwaschung	209-211
Applikationshilfen für BODE-Gebinde	245
Atrauman®	23
Atrauman® Ag	23
Atrauman® Silicone	22
Augenkompressen	37

B

Bacillo® 30 Foam	215
Bacillo® 30 Tissues	219
Bacillo® AF	214
Bacillo® AF Tissues	218
Bacillo® Tissues	216
Bacillo® Wipes	217
Baktolan® balm	203
Baktolan® balm pure	204
Baktolan® lotion	201
Baktolan® lotion pure	202
Baktolan® protect	199
Baktolan® protect+ pure	200
Baktolan® vital	213
Baktolin® pure	206
Baktolin® sensitive	205
Bettschutzeinlagen	143-145
Binden	47-52, 65-77, 84-87
Blasenpflaster	88, 89
Blutdruckmessgeräte	107-110, 113-117
Bodedex® forte	231
Bodedex® zyme	232
BODE Dip Slides Combi	247
BODE Eurospender 1 plus	243
BODE Eurospender 3000	241
BODE Eurospender Vario	242
BODE X-Wipes	228
BODE X-Wipes Wandhalter	244
Bomix® plus	233
Brandwundenpflaster	84, 85, 88, 89
Brillen	181

C

Cold Pack	86, 87
Cosmopor® Advance	27
Cosmopor® I.V.	43
Cosmopor® Steril	28
Cosmopor® Strip	29
Cosmopor® Waterproof	31
Coverflex®	56
Cutasept® feet	212
Cutasept® F	207
Cutasept® G	208

D

Dauerelastische Binden	69-71, 73-75
DermaPlast® ACTIVE	86, 87
DermaPlast® EFFECT Hydrogelpflaster	88, 89
DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets	92
Dermaplast® MEDICAL	84, 85
DermaPlast® ProtectSpray®	91
DermaPlast® Wundpflaster	30, 90
Desinfektion Flächen	214-230
Desinfektion Haut	194-198
Desinfektion Instrumente	231-240
Desinfektionswannen	246
Digital-Blutdruckmessgeräte	107-110, 113-117
Digital-Fieberthermometer	118-121
Dismofix® G	230
Dismozon® plus	224
Dosier- und Applikationshilfen	245
Dosiergeräte und Zubehör BODE	241-247
Durchblutungsfördernde Mittel	168, 169, 213

E

Einmal-Besuchermantel	178
Einmal-Handschuhe	84, 85, 151-159, 182-188
Einmal-Krankenunterlagen	143, 144
Einmal-Lätzchen	147
Einmal-Mund- und Nasenmasken	180
Einmal-OP-Abdecktücher	176, 177
Einmal-OP-Bekleidung	178-181
Einmal-OP-Handschuhe	182-188
Einmal-OP-Hauben	179
Einmal-OP-Lochtücher	177
Einmal-OP-Masken	180
Einmal-Schürzen	148, 178
Einmal-Schutzlaken	149
Einmal-Servietten	147
Einmal-Untersuchungs-Handschuhe	151-157
Einmal-Waschhandschuhe	146, 211
Einziehdecken	148
Eisspray	86, 87
EKG- und Blutdruckmessgerät	107
Elastische Binden	47-49, 51, 52, 54, 55, 65-74, 84, 85
Electronic-Fieberthermometer	118-121
Erste-Hilfe-Artikel	84-92
Erste-Hilfe-Verbandtaschen	92
ES-Kompressen	34
Eycopad®	37

F

Fadenmesser	165
Fadenzieh-Sets	162
Feuchtpflegetücher	166, 167
Fieberblasen-Pflaster	88, 89
Fieberthermometer	118-121
Fil-Zellin®	38
Fingerpflaster	90
Fixierbinden und -verbände	40-57, 84, 85
Fixierfolien	33, 41, 84, 85
Fixierhöschen	133
Fixierpflaster	40-46, 84, 85
Fixiervlies	40, 84, 85
Flächendesinfektion und -reinigung	214-230
Folienhandschuhe	159
Foliodrape® Protect Abdecktücher	176
Foliodrape® Protect Lochtücher	177
Foliodress® Cap Comfort Universal	179
Foliodress® Eye Protect	181
Foliodress® Mask Comfort	180
Foliodress® S	178
Fußpflege	212

G

Geräte und Applikationshilfen BODE	241-247
Grassolind®	24

H

Haarshampoo	166, 167
Händedesinfektion	194-198
Handcreme	168, 169, 199-204
Handschuhe	84, 85, 151-159, 182-188
Handtuch-Wandbehälter	146
Handtücher	146
HARTMANN Holzmundspatel	163
HARTMANN Idealbinden	72
HARTMANN Tamponadebinden	61
HARTMANN Verbandmull ZZ	38
HARTMANN Verbandwatte	63
HARTMANN Watte	63
Hautantiseptik	207, 208
Hautcreme	168-171, 199-204
Hautdesinfektion	207, 208
Hautfluidgel	168, 169, 213
Hautöl	168-171
Hautpflegeprodukte	166-171, 194-206, 209-213
Hautprotektor	170, 171
Hautreinigungsprodukte	166, 167, 205-211
Hautreinigungstücher	166, 167, 198
Hautschutzprodukte	170, 171, 199-204
Heftpflaster	45
Hörschenwindeln	134-139
Holzmundspatel	163
Hot Pack	86, 87
Hühneraugenpflaster	88, 89
Hydroaktive Pflaster	84, 85, 88, 89
Hydroaktive Wundauflagen	14-19
Hydroaktives Gel	19
HydroClean®	14
Hydrocoll®	16
Hydrofilm®	33
Hydrofilm® I.V.	42
Hydrofilm® Plus	32
Hydrofilm® roll	41
Hydrogel-Pflaster	84, 85, 88, 89
Hydrogel-Wundverband	15, 18, 19
Hydrokolloid-Pflaster	84, 85, 88, 89
Hydrokolloid-Wundverband	16
Hydrosorb®	18
Hydrosorb® Gel	19
HydroTac®	15

I

Idealast®	73
Idealast®-haft	70
Idealast®-haft Color	71
Idealbinden	70-73
Idealflex®	74
Idealflex® universal	75
Infrarot-Thermometer	118, 119
Injektionspflaster	30
Inkontinenz Pull Ups	140-142
Inkontinenzunterlagen und -vorlagen	126-132
Inkontinenzslips	134-139
Inkontinenzunterlagen	143-145
Instrumentendesinfektion und -reinigung	231-240

K

Kanülenfixierverbände	42, 43
Katheter-Sets	161
Kinderpflaster	90
Kinesiology Tape	86, 87
Kochsalzlösung	84, 85
Körperpflege-Artikel	166-171, 194-206, 209-213
Kohäsive Binden	47, 48, 65, 68, 70, 71
Kohrsolin® extra	227
Kohrsolin® extra Tissues	223
Kohrsolin® FF	226
Kohrsolin® FF Tissues	222
Kompressionsbinden	65-69
Kopfkissen	148
Korsolex® basic	237
Korsolex® Endo-Cleaner	239
Korsolex® Endo-Disinfectant	240
Korsolex® extra	236
Korsolex® FF	238
Korsolex® med AF	235
Korsolex® plus	234
Krankenunterlagen	143-145
Kühlgel	86, 87
Kurzzugbinden	66-68, 70-74

L

Lätzchen	147
Langzugbinden	69
Lastodur®	69
Lastogrip®	55
Latex-Handschuhe	151, 182-185
Lochtücher	177

M

Medicomp®	35
Medicomp® drain	36
MediSet® PEG/SBK	160
Mikrobac® forte	225
Mikrobac® Tissues	220
Mikrobac® Virucidal Tissues	221
MoliCare® Fixpants	133
MoliCare® Form	131
MoliCare® Premium Elastic	134, 135
MoliCare® Premium Form	130
MoliCare® Premium Form extra plus MEN	132
MoliCare® Premium Mobile	142
MoliCare® Premium Slip	136, 137
MoliCare® Skin Pflege	168, 169
MoliCare® Skin Reinigung	166, 167
MoliCare® Skin Schutz	170, 171
MoliCare® Slip	138
MoliCare® Slip maxi	139
MoliMed® Comfort	127
MoliMed® for men	128
MoliMed® Premium	126
MoliMed® Premium pants active	140
MoliMed® Premium pants for men	141
MoliNea® Krankenunterlagen	143, 144
MoliNea® pads	129
MoliNea® plus D Saugkissen	129
Molinea® textile	145
Mull	38, 39
Mullbinden	50, 51
Mullkompressen	34, 36, 84, 85
Mullro®	39
Mulltupfer	59, 60
Mund- und Nasenmasken	180
Mundpflegestäbchen	163
Mundspatel	163

N

Nährbodenträger	247
Netzhörschen	133
Netz- und Schlauchverbände	53-56
Nitril-Handschuhe	84, 85, 152-156

O

Omni Spulenpflaster	45
Omnifix® elastic	40
Omnistrip®	44
Omnitape®	46
OP-Abdecktücher	176, 177
OP-Bekleidung	178-181
OP-Handschuhe	182-188
OP-Hauben	179
OP-Masken	180

P

Pagasling®	59
Pagavit®	163
Peha® Abwurfbeutel	165
Peha® crepp®	49
Peha® Fadenmesser	165
Peha® Fadenzieh-Set	162
Peha® fol®	159
Peha® fresh	150
Peha® haft®	47
Peha® haft® Color	48
Peha®-isoprene latexfree	186
Peha® Katheter-Sets	161
Peha® last®	51
Peha®-Lastotel®	52
Peha®-micron latex	182
Peha®-Mullbinden	50
Peha®-neon latexfree	187
Peha®-profile latex	183
Peha® Schlitzkompressen	36
Peha-soft® nitrile fino powderfree	154
Peha-soft® nitrile guard powderfree	152
Peha-soft® nitrile powderfree	156
Peha-soft® nitrile sterile powderfree	153
Peha-soft® nitrile white powderfree	155
Peha-soft® powderfree	151
Peha-soft® syntex powderfree	157
Peha-soft® vinyl powderfree	158
Peha-taft® latex	184
Peha®-underglove latex	185
Peha®-underglove latexfree	188
Pehazell®	64
PermaFoam®	20
Pflaster	27-33, 40-46, 84, 85, 88-91
Pflasterband	46
Pflasterspray	91
Pflege-Sets PEG/SBK	160
Polsterbinden	77
Post-OP-Stützverbände	57
Post-OP-Verbände	27-33
Präpariertupfer	60
Pur-Zellin®	58
PütterFlex	67
Pütter haft	68
PütterPro 2	65
Pütter-Verband®*	66

R

Raumspray	150
Rolta® soft	77
Röntgenkontrast-Tupfer	60

S

Salbenkompressen	23, 24
Salbentamponaden	61
Samu-med®	62
Saugeinlagen und -vorlagen	126-132
Schaumstoffkompressen	15, 20, 21
Schlauchverbände	53-56
Schlinggazetupfer	59
Schlitzkompressen	36
Schürfwundenpflaster	84, 85
Schürzen	148, 178
Schutzbrillen	181
Schutzhauben	179
Schutzkittel	148, 178
Schutzlätzchen	147
Schutzlaken	149
Schutzmasken	180
Schutzunterlagen	143-145, 149
Selbstmedikation	84-87
Selbsttest Alkohol	105
Selbsttest Allergie-Erkennung	94
Selbsttest Chlamydien	100
Selbsttest Cholesterin	102
Selbsttest Darm-Vorsorge	104
Selbsttest Drogen	106
Selbsttest Eisenmangel	96
Selbsttest Gluten-Intoleranz	93
Selbsttest Harnwegsentzündung	95
Selbsttest Helfen Antibiotika?	97
Selbsttest Magen-Vorsorge	103
Selbsttest Schwangerschaft	98
Selbsttest Vaginale Infektionsvorsorge	101
Selbsttest Zeugungsfähigkeit	99
Servietten	147
SicSac®	150
Silberkompressen	23
Silikon-Wundauflagen	22
Sofort-Kühlbeutel	86, 87
Soft-Zellin®	58
Sorbalgon®	17
Sporttape	86, 87
Sportverletzungen	86, 87
Sprühpflaster	91
Spuckbeutel	150
Stellisept® med	209
Stellisept® med foam	210
Stellisept® med gloves	211
Sterile Fixierfolien	33
Sterile Handschuhe	153, 182-188
Sterile Mullkompressen	34, 36, 84, 85
Sterile OP-Abdecktücher	176, 177
Sterile Tamponaden	17, 61, 62
Sterile Tampons	62
Sterile Tupfer	58, 59
Sterile Wattestäbchen	164
Sterile Wundnahtstreifen	44, 84, 85
Sterile Wundpflaster	27-29, 31-33
Sterillium®	194
Sterillium® classic pure	195
Sterillium® med	196
Sterillium® Tissue	198
Sterillium® Virugard	197
Stülpa®	53
Stülpa®-fix	54
Stülpverbände	53-56
Stützbinde	86, 87
Stützkissen	148
Synthetik-Wattebinden	77
Syspur-derm®	21

T

Tampograss®	61
Tamponadebinden	61
Tamponaden	17, 61, 62
Tapeverbände	46, 86, 87
Telaprep®	60
Tensoval® comfort classic	116
Tensoval® duo control	113
Tensoval® duo control Zubehör	114
Tensoval® mobil classic	117
Tensoval® Netzadapter	115
Therموال® baby	118
Therموال® duo scan	119
Therموال® kids	120
Therموال® kids flex	120
Therموال® rapid	121
Therموال® standard	121
Tupfer	58-60

U

Universalbinden	70-75
Untersuchungshandschuhe	151-159

V

Vala®Clean	146
Vala®Comfort	148
Vala®Fit	147
Vala®Protect	149
Varolast® Plus	76
Verba®	57
Verbandmull	38, 39
Verbandwatte	63
Verbandzellstoff	64
Veroval® Aktivitätsarmband	112
Veroval® Alkohol	105
Veroval® Allergie-Erkennung	94
Veroval® Chlamydien	100
Veroval® Cholesterin	102
Veroval® Darm-Vorsorge	104
Veroval® Drogen	106
Veroval® Eisenmangel	96
Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät	107
Veroval® Gluten-Intoleranz	93
Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät	110
Veroval® Harnwegsentzündung	95
Veroval® Helfen Antibiotika?	97
Veroval® Magen-Vorsorge	103
Veroval® Netzadapter	109
Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät	108
Veroval® Schwangerschaft	98
Veroval® Vaginale Infektionsvorsorge	101
Veroval® Waage	111
Veroval® Zeugungsfähigkeit	99
Vinylhandschuhe	157, 158
Vliesstoffkompressen	35, 36
Vliestuch-Spendersystem X-Wipes	228, 229

W

Waage	111
Wärmecreme	86, 87
Waschhandschuhe	146, 166, 167
Waschhandschuhe antimikrobiell	211
Waschlotion	166, 167, 205, 206
Watte	63
Wattestäbchen	163, 164
Wattetampons	62
Weichschaumkompressen	15, 20, 21
Wöchnerinnenvorlagen	126, 127
Wundkontaktschicht	22-24
Wundnahtstreifen	44, 84, 85
Wundpflaster	27-33, 84, 85, 88-91
Wundreinigungslösung	84, 85

X

X-Wipes Safety Pack	229
---------------------	-----

Z

Zellstoff	64
Zellstofftupfer	58
Zetuvit®	26
Zetuvit® Plus	25
Zinkleimbinden	76
Zungenspatel	163



HARTMANN

Gesundheit ist
unser Antrieb

FILIALEN:

BERLIN-DÜSSELDORF-FRANKFURT
HOHENELBE, HARTMANN & KLEINIG
PAVIA-MILANO, HARTMANN & GUMPERT
BARCELONA-MADRID, PAUL HARTMANN
PARIS-LONDON-NEW-YORK.

13 goldene Medaillen u.
13 Medaillen u. Diplome



FABRIK in BARCELONA



PAUL HARTMANN

Verbandstoff-Fabrik

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland
Tel. + 49 (0) 7321-36-0
Fax + 49 (0) 7321-36-3636
E-Mail: info@hartmann.info

Besuchen Sie uns im Internet unter www.hartmann.de

Auf der HARTMANN-Website finden Sie neben dem aktuellen Sortiment und nützlichen Informationen auch ein umfassendes Serviceangebot.

Für Fragen zu unseren Produkten und weitere Informationen steht Ihnen unser Customer Care Center gerne zur Verfügung:

Tel. + 49 (0) 800-2-843647*
E-Mail: info@hartmann.info

In unserem Online-Shop können Sie rund um die Uhr bequem bestellen unter www.hartmann.de/shop

* kostenlos aus dem gesamten deutschen
Fest- und Mobilfunknetz.
Mo-Fr. 8.00-16.30 Uhr