



HÄNDE-/ HAUT-
DESINFEKTIONSMITTEL



HÄNDE-/ HAUT-
SCHUTZ/PFLEGE



FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL



INSTRUMENTEN-
DESINFEKTIONSMITTEL



GERÄTE/ZUBEHÖR



SPEZIALPRÄPARATE

Lysoform-Programm

Präparate, Geräte und Service

Liste des Produits

Produits, appareils, services

*Desinfektion und Hygiene
seit 1900*
*Désinfection et Hygiène
depuis 1900*



LYSOFORM

ZERTIFIKAT

Die Germanischer Lloyd Certification GmbH, 20459 Hamburg,
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin

für den Geltungsbereich

Auslegung, Fertigung, Endkontrolle und Vertrieb von Arzneimitteln zur
Infektionsprophylaxe und Wundversorgung, Antiseptika, Desinfektionsmitteln,
Desinfektionsreinigern, Reinigungsmitteln, Pflegemitteln, Kosmetika, Biozide,
Schutztextilien für Patientenbetten, Dosiertechnik und Applikationszubehör

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Qualitätsaudit der Germanischer Lloyd Certification GmbH wurde der Nachweis erbracht,
dass das Qualitätsmanagementsystem die Forderungen der folgenden Norm erfüllt:

ISO 9001:2000

Dieses Zertifikat setzt voraus, dass das Unternehmen sein
Norm anwendet und aufrechterhält.

MEDCERT

EG-Konformitätsbescheinigung

Die Benannte Stelle

MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH
Pilatuspool 2 – 20355 Hamburg – Deutschland

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133 – 12247 Berlin
Deutschland

für die Produkte / Produktkategorien

Desinfektionsmittel

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht,
dass dieses Qualitätsmanagementsystem die Forderungen der

DR. A. ROMANUS
ENVIRONMENTAL EXPERT
DE-14-0175
24235 LABOE
GORCH-FOCK-RING 24

Zertifikat

Der unterzeichnende Umweltgutachter
bescheinigt, dass das Unternehmen

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
für den Standort
Kaiser-Wilhelm-Straße 133
12247 Berlin

ein Umweltmanagementsystem
nach den Anforderungen der
DIN EN ISO 14001
eingeführt hat und anwendet.

Zertifikat Nr.:
Das Zertifikat ist gültig bis: **31.10.2017**

Berlin, den 01.11.2014
Dr. Axel Romanus, Zertifizierungsstellenleiter
Umweltgutachter DE-V-0175

MEDCERT
Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle

MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH
Pilatuspool 2 – 20355 Hamburg – Deutschland

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133 – 12247 Berlin
Deutschland

in den Bereichen

Auslegung, Fertigung, Endkontrolle und Vertrieb von
Desinfektionsmitteln, Desinfektionsreinigern, Reinigungsmitteln,
Dosiertechnik und Applikationszubehör

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht,
dass dieses Qualitätsmanagementsystem die Forderungen der

EN ISO 13485:2003 + AC:2009

Diese Bescheinigung setzt voraus, dass das Unternehmen sein
oben angegebenen Norm anwendet und aufrechterhält.

Diese Bescheinigung
Hamburg

Certificate

The undersigning Environmental Expert
hereby certifies, that the company

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
at the location site

Kaiser-Wilhelm-Straße 133
12247 Berlin

has implemented and maintains an Environmental Management
System. An audit, documented in a report, has verified that this
environmental management system fulfills the requirements of
following standard:

DIN EN ISO 14001

Certificate No.: **UM/01/12/2014**
This certificate is valid until: **2017-10-31**

Berlin, 2014-11-01
Dr. Axel Romanus, Zertifizierungsstellenleiter
Umweltgutachter DE-V-0175

Inhaltsübersicht

Präparate nach Anwendungsbereichen
Produits par domaines d'utilisation

- Präparateübersicht
● Liste des produits
 - Präparate-Programm von A - Z
● Produits de A à Z
 - Sterisol-System
● Système de Stérisol
 - Geräteübersicht
● Liste des appareils
 - Service
● Services
- Angaben gem. AMG/HWG
Données conformément aux lois allemandes sur les médicaments (AMG) et sur la publicité des médicaments (HWG)
Dosiertabelle
Tableau de dosage

Präparate nach Anwendungsbereichen I Produits par domaines d'utilisation

Präparateübersicht I Liste des produits

Präparate-Programm von A-Z I Produits de A à Z

Sterisol-System I Système de Stérisol

Geräteübersicht I Liste des appareils

Service I Angaben gem. AMG/HWG I Dosiertabelle

Service Données conformément aux lois allemandes sur les médicaments (AMG) et sur la publicité des médicaments (HWG) I Tableau de dosage

Präparateübersicht nach Anwendungsbereichen

Liste des produits par domaines d'utilisation

HÄNDE

MAINS

Desinfektion | Désinfection

AHD 2000
Chloramin T-Lysoform
Hospisept
Neoseptin

Hygienische Händewaschung Nettoyage hygiénique des mains

Amosept

Reinigung | Nettoyage

Majola-Waschpflege
Sterisol-Flüssigseife
Wasa 2000
Wasa-Reinigungsschaum
Wasa-Soft

Pflege/Schutz Soins/Protection

Luphenil
Majola-H5-Creme
Sterisol-Hautcreme
Sterisol-Hautlotion

HAUT

PEAU

Desinfektion | Désinfection

AHD 2000
Hospisept
Hospisept (gefärbt)

Reinigung | Nettoyage

Majola-Waschpflege
Sterisol-Flüssigseife
Wasa 2000
Wasa-Reinigungsschaum
Wasa-Soft

Pflege/Schutz Soins/Protection

Luphenil
Majola-H5-Creme
Sterisol-Hautcreme

KOSMETISCHE SPEZIALPRÄPARATE

PRODUITS COSMÉTIQUES SPECIAUX

Fluomint-Lysoform
Lysoform Fuß-Spray
Lysoform ICE-Fit-Spray

FLÄCHE/INVENTAR/GERÄTE

SURFACES/ÉQUIPEMENT/ APPAREILS

Desinfektion mit Reinigung Désinfection avec nettoyage

Aldasan 2000 / Aldosan 2000 (CH)
Amocid
Hospisept-Tuch
Lysoform
Lysoformin
Lysoformin 3000
Lysoformin Plus
Lysoformin spezial
Trichlorol

Desinfektions- und Reinigungsschaum Mousse détergente et désinfectante

Lysoformin Plus-Schaum

Sprühdesinfektion Désinfectants à vaporiser

Aerodesin 2000 /
Lysoformin(e)-Spray (CH)
Fugaten-Spray

Reinigung | Détergents

Blanchipon
Blanisol-Alkoholreiniger
Blanisol-Duftreiniger
Blanisol-Pur
Blanisol-Spezialschaum

Schnelldesinfektion Désinfection rapide

Aerodesin
Aerodesin 2000
Clorina
Fugaten
Fugaten-Spray

INSTRUMENTE

INSTRUMENTATION

Desinfektion mit Reinigung Désinfection avec nettoyage

Aldasan 2000 / Aldosan 2000 (CH)
Almyrol
Lysoform-Desmat
Lysoformin 3000

Reinigung | Nettoyage

Blanchipon
Blanisol-mat
Blanisol-neutral
Blanisol-Pur

AUSSCHIEDUNGEN

DÉSINFECTION DES EXCRÉMENTS

Desinfektion | Désinfection

Amocid
Clorina
Trichlorol

WÄSCHE

TEXTILES

Desinfektion mit Reinigung Désinfection avec nettoyage

Amocid
Lysoformin
Trichlorol

LEBENSMITTEL-INDUSTRIE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Desinfektion mit Reinigung Désinfection avec nettoyage

Lintensan

ANWENDUNGSHILFEN

ACCESSOIRES

Dosierhilfe DH 91
Système de dosage
Desinfektionswannen
Bacs de désinfection
Dosierpumpen
Pompes doseuses
Wandhalter für Spenderflaschen
Support mural pour flacons
Wandspender
Distributeurs muraux
Lysoform Soft-Vlies
(Eimer + Rolle)
Lysoform Soft-Vlies
(seau et rouleau sec)

INKONTINENZSCHUTZ FÜR MATRATZEN

PROTECTION POUR MATELAS EXPOSÉS À L'INCONTINENCE

Ly-Lastic Schonbezüge

Präparateübersicht mit Hauptbestandteilen und Dosierungshinweisen

Liste des produits avec les principaux ingrédients et dosage

PRÄPARATE PRODUITS	HAUPTBESTANDTEILE INGRÉDIENTS PRINCIPAUX	*DOSIERUNGSHINWEISE *DOSAGE
Aerodesin (VAH, IHO)	Propan-1-ol / Ethanol	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
Aerodesin 2000 (VAH, IHO) (CH-BVET) / Lysoformin(e)-Spray (CH-BAG)	Propan-1-ol / Ethanol/Glutaral	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
AHD 2000 (VAH, RKI, IHO) (CH-BAG)	Ethanol	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
Aldasan 2000 (VAH, RKI, IHO, UBA) / Aldosan 2000 (CH-BAG)	Formaldehyd / Glutaral / anion. Tenside	Fläche Surfaces 0,25 % Instrumente Instruments einschl. Mycobact. terrae 1,0 % y compris le Mycobacterium terrea
Almyrol (VAH, IHO)	Guanidinderivate / Alkylamin- derivate / Quat	Instrumente Instruments 0,5 % - 1,0 %
Amocid (VAH, RKI) (CH-BAG, BVET)	Biphenyl-2-ol / anion. Tenside	1,5 %
Amosept (VAH, IHO) (CH-BAG)	Quat / ampho. Tenside	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
Blanchipon (UBA)	anion. Tenside	0,5 %
Blanisol-mat	Phosphate	5 ml/Liter
Blanisol-neutral	Zitronensäure	1,5 ml/Liter
Blanisol-Pur	nichtion. Tenside	0,5 %
Blanisol Spezialschaum	nichtion. Tenside / anion. Tenside	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
Chloramin T-Lysoform (RKI)	Tosylchloramide sodium	Hände Mains 1,0 % - 2 min. 2,0 % - 1 min.
Clorina (VAH, RKI, IHO) (CH-BAG)	Tosylchloramide sodium	0,5 %
Fluomint-Lysoform	Pfefferminzöl / Myrrhae	1 Spritzer auf 1 Glas Wasser
Fugaten	Ethanol	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
Fugaten-Spray (VAH, IHO) (CH-BAG)	Ethanol	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi
Hospisept (VAH, RKI, IHO) (CH-BAG)	Propan-1-ol / Ethanol	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emplo
Hospisept gefärbt (VAH)	Propan-1-ol / Ethanol	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi i
Lintensan (DVG)	Guanidinderivate / Quat / nichtion. Tenside	0,125 - 1,0 %
Luphenil	Wasser / Ölemulsion / Bienenwachs / Zinkstearat / Pflegesubstanzen Eau/émulsion à base d'huile/de cire d'abeilles/de stéarate de zinc/ de substances de soins de la peau	Gebrauchsfertig prêt-à-l'emploi

Präparateübersicht mit Hauptbestandteilen und Dosierungshinweisen

Liste des produits avec les principaux ingrédients et dosage

PRÄPARATE PRODUITS	HAUPTBESTANDTEILE INGRÉDIENTS PRINCIPAUX	*DOSIERUNGSHINWEISE *DOSAGE
Lysoform (RKI) (CH-BAG)	Formaldehyd / anion. Tenside	1,0 %
Lysoform-Desmat	Glutaral/Glyoxal	10 ml/Liter
Lysoform Fuß-Spray	Propan-1-ol / Menthol / Frisch- pflanzenextrakt / Lactol	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Lysoform ICE-Fit-Spray	Alkohol / Menthol / Pflanzenöl	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Lysoformin (VAH, RKI, IHO) (CH-BAG, BVET)	Formaldehyd / Glutaral / anion. Tenside	0,75 % Fläche I Surfaces
Lysoformin 3000 (VAH, IHO) (CH-BAG)	Glyoxal / Glutaral / Quat / nichtion. Tenside	Fläche I Surfaces 0,25 % Instrumente (incl. Tbc) 1,0 % einschl. Mycobact. terrae 1,5 % Instruments y compris Tbc et le Mycobacterium terrae
Lysoformin Plus (VAH, IHO)	Polyhexamethylene biguanide · HCl / Bis-(3-aminopropyl)dode- cylamine / Quat	0,5 %
Lysoformin Plus-Schaum (IHO)	Polyhexamethylene biguanide · HCl / Bis-(3-aminopropyl)dode- cylamine / Quat	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Lysoformin spezial (VAH, IHO) / (CH-BAG)	Polyhexamethylene biguanide · HCl / Quat / nichtion. Tenside	0,25 %
Majola-H5-Creme	Ölsäureoleylester / Fettalkohole	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Majola-Waschpflege	Tenside / Rückfetter	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Neoseptin (VAH, IHO)	Ethanol	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Trichlorol (VAH, RKI, IHO) (CH-BAG)	Tosylchloramide sodium / anion. Tenside	0,5 %
Wasa 2000	Tenside / Pflegesubstanzen	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Wasa-Reinigungsschaum	anion. Tenside / Rückfetter / Pflegesubstanzen*	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi
Wasa-Soft	Tenside / Rückfetter * Agent surgraissant	Gebrauchsfertig I prêt-à-l'emploi

- RKI = Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren
[Liste des procédés et désinfectants testés et agréés par le Robert-Koch-Institut](#)
- VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V. – Desinfektionsmittel-Liste
[Association pour l'Hygiène Appliquée e.V. – Liste des désinfectants](#)
- IHO = Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz
[Syndicat Industriel d'Hygiène et de Protection des Surfaces](#)
- DVG = Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V. – Liste f. Lebensmittelbereich, Liste f. Tierhaltung
[Société Allemande de Médecine Vétérinaire e.V. – Liste de désinfectants pour le domaine alimentaire
et liste pour la médecine vétérinaire](#)
- CH-BAG = Bundesamt für Gesundheit – Epidemiologie
[Office Fédéral de la Santé – Épidémiologie](#)
- CH-BVET = Bundesamt für Veterinärwesen
[Office Fédéral pour la Médecine Vétérinaire](#)

* Bitte Produktinformation beachten! I * [lire la documentation des produits s.v.p.](#)

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



AERODESIN

CE 0482

- Schnelldesinfizien/Wischdesinfektion von Medizinprodukten – (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection rapide/Désinfection des dispositifs médicaux par essuyage (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
9896 12 x 1 Liter-Flasche | 12 flacons de 1 litre

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2248) Schweiz



AERODESIN 2000

CE 0482

- Schnelldesinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par vaporisation (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
9736 12 x 1 Liter-Flasche mit Sprühkopf | 12 flacons de 1 litre
avec embout vaporisateur
9725 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2248) Schweiz, Lysofomin(e)®-Spray (BAG-Nr. CHZB2179) Schweiz



*AHD 2000

Zul.-Nr.: 6339804.00.00

- Hände-/Hautdesinfektion zum Einreiben gem. DGHM
- Désinfectant de la peau et des mains par friction conf. à la DGHM
flacon avec pompe

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
5576 20 x 125 ml-Flasche | 20 flacons de 125 ml
5602 15 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe | 15 flacons avec pompe de 250 ml
8505 12 x 500 ml-Flasche | 12 flacons de 500 ml
5584 6 x 1 Liter-Flasche | 6 flacons de 1 litre
9875 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres

Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2106) Schweiz



ALDASAN 2000 / ALDOSAN 2000 – CH

CE 0482

- Einlege- bzw. Tauch- und Wischdesinfektion von Medizinprodukten (Flächen- u. Instrumentendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par trempage, immersion et friction (désinfection des surfaces et de l'instrumentation conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
6241 6 x 1 Liter-Flasche | 6 flacons de 1 litre
6255 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Aldasan® 2000 (BAG-Nr. CHZB2174) Schweiz

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



ALMYROL

CE 0482

- Einlege- bzw. Tauchdesinfektion von Medizinprodukten – (Instrumenten-Desinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par trempage ou immersion (désinfection des instruments conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

7214	6 x 1 Liter-Flasche 6 flacons de 1 litre
7205	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB1463) Schweiz



AMOCID

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten – (Flächendesinfektion gem. DGHM) und Desinfektion von Ausscheidungen gem. RKI
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottement – (désinfection des surfaces conf. à la DGHM) et désinfection des excréments par mixtion conf. aux recommandations du RKI.

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

1476	12 x 1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre
1505	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2112) Schweiz



*AMOSEPT

Zul.-Nr.: 6339951.00.00

- Hygienische Hände-Waschung und – Reinigung gem. DGHM
- Lavage et nettoyage des mains hygiénique – conf. à la DGHM

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

4755	20 x 500 ml-Flasche 20 flacons de 500 ml
4778	12 x 1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre
4705	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litre

Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB1253) Schweiz



BLANCHIPON

CE

- Instrumenten- und Flächen-Reinigung von Medizinprodukten –
- Nettoyage des instruments et des surfaces de dispositifs médicaux

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

6076	12 x 1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre
5025	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

Medizinprodukt sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



BLANISOL® DUFTREINIGER | BLANISOL – DÉTERGENT PARFUMÉ

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung Unité d'envoi/Conditionnement	
0201	12 x	1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre
0209	2 x	5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

BLANISOL® ALKOHOLREINIGER | BLANISOL – DÉTERGENT À BASE D'ALCOOL

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung Unité d'envoi/Conditionnement	
0301	12 x	1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre
0309	2 x	5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

Reinigungsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



BLANISOL-MAT



- Reinigungsmittel für Instrumentenaufbereitung maschinell
- Produit de nettoyage pour le traitement mécanique de l'instrumentation

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung Unité d'envoi/Conditionnement	
2125	2 x	5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

Medizinprodukt sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



BLANISOL-NEUTRAL



- Flüssiger Neutralisator für Instrumentenaufbereitung maschinell
- Neutralisant liquide pour le traitement mécanique de l'instrumentation

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung Unité d'envoi/Conditionnement	
2135	2 x	5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres

Medizinprodukt sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



BLANISOL-PUR



- Instrumenten- und Flächenreinigung von Medizinprodukten
- Nettoyage des instruments et des surfaces de dispositifs médicaux

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung Unité d'envoi/Conditionnement	
2113	12 x	1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre

Medizinprodukt sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z




BLANISOL SPEZIALSCHAUM

- Küchen- und Badreiniger
- Détergent pour cuisines et salles de bains

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
0501	12 x 1 Liter-Flasche	12 flacons de 1 litre
0509	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Reinigungsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



*CHLORAMIN T-LYSOFORM

Zul.-Nr.: 6339773.00.00

- Händedesinfektion
- Désinfection des mains

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
1689	10 x 500 g Dose	10 boîtes de 500 g

Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



CLORINA

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten – (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottage (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
1670	10 x 500 g Dose	10 boîtes de 500 g
1696	1 x 5 kg Eimer	1 seau de 5 kg

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. (BAG-Nr. CHZB2188) Schweiz



FLUOMINT-LYSOFORM

- Mundwasser
- Bain de bouche

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
1783	20 x 125 ml-Flasche	

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



FUGATEN

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottement

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
9685 12 x 1 Liter-Flasche | 12 flacons de 1 litre

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2173) Schweiz



FUGATEN-SPRAY (LYSOFORM-SPRAY)

CE 0482

- Schnelldesinfektion von Medizinprodukten – (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par vaporisation – (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
2058 10 x 500 ml-Flasche inkl. Sprühkopf | 10 flacons de 500 ml¹⁾
2292 12 x 1 Liter-Flasche inkl. Sprühkopf | 12 flacons de 1 litre¹⁾
2272 12 x 1 Liter-Flasche inkl. Sprühkopf unparfümiert | 12 flacons de 1 litre¹⁾²⁾
9825 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres
9823 2 x 5 Liter-Kanister unparfümiert | 2 bidons de 5 litres non parfumé
¹⁾ y compris embout vaporisateur, ²⁾ non parfumé

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2173) Schweiz



*HOSPISEPT

Zul.-Nr.: 6339833.00.00

- Hände-/Hautdesinfektion zum Einreiben gem. DGHM
- Désinfection – par friction – de la peau et des mains conf. à la DGHM

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
9416 20 x 125 ml-Flasche | 20 flacons de 125 ml
9654 15 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe | 15 flacons de 250 ml avec vaporisateur (pompe)
2571 12 x 500 ml-Flasche | 12 flacons de 500 ml
2567 12 x 1 Liter-Flasche | 12 flacons de 1 litre
2605 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres

Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2191) Schweiz



*HOSPISEPT GEFÄRBT

Zul.-Nr. 68314.00.00

- Hautdesinfektion (gefärbt) zum Auftragen
- Désinfectant (coloré) pour application sur la peau

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
2445 15 x 250 ml-Flasche | 15 flacons de 250 ml
2440 6 x 1 Liter-Flasche | 6 flacons de 1 litre

Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



HOSPISEPT-TUCH

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten
- Désinfection par frottage des dispositifs médicaux

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
3595	1 Box à 15 Einzeltücher	1 boîte en carton de 15 lingettes individuelles
3585	6 Dosen à 100 Tücher	6 boîtes en plastique de 100 lingettes
3575	6 Nachfüllbeutel à 100 Tücher	6 poches de recharge de 100 lingettes

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZN1267) Schweiz



LINTENSAN

- Wischdesinfektion und Reinigung von Flächen in der Küchen- und Lebensmittelindustrie gem. DVG
- Désinfection et nettoyage par frottage des surfaces dans les cuisines et dans l'industrie alimentaire conf. à la DVG.

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
7101	12 x 1 Liter-Flasche	12 flacons de 1 litre
7105	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB1286) Schweiz



LUPHENIL

- Hautregeneration und Schutz
- Produit de régénération cutanée et de protection

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
3301	20 x 50 ml-Tube	20 tubes de 50 ml
3299	400 x 15 ml-Tube	400 tubes de 15 ml

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



LYSOFORM

CE 0482

- Wisch-/Tauchdesinfektion von Medizinprodukten
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottage et trempage

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
6545	20 x 500 ml-Flasche	20 flacons de 500 ml
6566	12 x 1 Liter-Flasche	12 flacons de 1 litre
6444	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2222) Schweiz

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



LYSOFORM-DESMAT

CE 0482

- Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten und Zubehör (Instrumenten-Desinfektion)
- Traitement mécanique des dispositifs médicaux et de leurs accessoires (désinfection de l'instrumentation)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
5395 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



LYSOFORM FUSS-SPRAY

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
1012 15 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe | 15 flacons de 250 ml avec pompe

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



LYSOFORM ICE-FIT-SPRAY

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
1072 15 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe | 15 flacons de 250 ml avec pompe

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



LYSOFORMIN

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion gem DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottement (désinfection conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement
3635 12 x 1 Liter-Flasche | 12 flacons de 1 litre
3695 2 x 5 Liter-Kanister | 2 bidons de 5 litres
5270 1 x 20 Liter-Kanister | 1 bidon de 20 litres

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2114) Schweiz

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



LYSOFORMIN 3000

CE 0482

- Wisch- oder Tauch-/Einlegedesinfektion von Medizinprodukten (Flächen- und Instrumenten-Desinfektion gem. DGHM)
- Désinfection par frottement ou immersion/trempe des dispositifs médicaux (désinfection des surfaces et de l'instrumentation conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

9508	200 x 20 ml-Dosis-Beutel = 4 Liter im Karton	200 sachets-doses de 20 ml = 4 litres dans le carton
9256	12 x 1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre	
9265	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres	
9330	1 x 20 Liter-Kanister 1 bidon de 20 litres	

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2197) Schweiz



LYSOFORMIN PLUS

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottement (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

1865	6 x 1 Liter-Flasche 6 flacons de 1 litre	
1869	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres	

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB1468) Schweiz



LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM

CE 0482

- Sprühdeseinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion)
- Désinfection des dispositifs médicaux par vaporisation (désinfection des surfaces)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

2505	12 x 1 Liter-Flasche mit Schaumkopf 12 flacons de 1 litre avec vaporisateur	
2509	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres	

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB1468) Schweiz



LYSOFORMIN SPEZIAL

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottement (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

9287	200 x 40 ml-Dosis-Beutel = 8 Liter im Karton	200 sachets-doses de 40 ml = 8 litres dans le carton
9291	12 x 1 Liter-Flasche 12 flacons de 1 litre	
9325	2 x 5 Liter-Kanister 2 bidons de 5 litres	
9320	1 x 20 Liter-Kanister 1 bidon de 20 litres	

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2198) Schweiz

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



MAJOLA

- Wasch- und Pflegelotion
- Lotion pour la toilette sans substances alcalines

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
6877	20 x 125 ml-Flasche	20 flacons de 125 ml
6881	20 x 500 ml-Flasche	20 flacons de 500 ml
6895	12 x 1 Liter-Flasche	12 flacons de 1 litre
6835	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



MAJOLA H5-CREME

- Hände- und Hautpflege
- Soins des mains et de la peau

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
2264	400 x 15 ml-Tube	400 tubes de 15 ml
2312	10 x 100 ml-Tube	10 tubes de 100 ml
9794	12 x 500 ml-Flasche	12 flacons de 500 ml
9841	6 x 1 Liter-Flasche	6 flacons de 1 litre

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



NEOSEPTIN

CE 0482

- Händedesinfektion gem. DGMH und Desinfektion von Medizinprodukten
- Désinfection des mains conf. à la DGHM et des dispositifs médicaux

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
2700	12 x 500 ml-Flasche	12 flacons de 500 ml
2705	6 x 1 Liter-Flasche	6 flacons de 1 litre
2710	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres
2708	SaniStick	15 ml

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



TRICHLOROL

CE 0482

- Wischdesinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion gem. DGHM)
- Désinfection des dispositifs médicaux par frottement (désinfection des surfaces conf. à la DGHM)

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
1701	10 x 500 g-Dose	10 boîtes de 500 g
1720	1 x 5 kg Eimer	1 seau de 5 kg

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
(BAG-Nr. CHZB2171) Schweiz

Präparate – Programm von A – Z

Produits de A à Z



WASA 2000

- Wasch- und Pflegelotion
- Savon liquide pour l'hygiène et les soins du corps

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
6104	20 x 125 ml-Flasche	20 flacons de 125 ml
8498	20 x 500 ml-Flasche	20 flacons de 500 ml
6118	12 x 1 Liter-Flasche	12 flacons de 1 litre
5545	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



WASA-REINIGUNGSSCHAUM, treibgasfrei

WASA-MOUSSE, sans aérosols

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
1835	18 x 200 ml-Flasche mit Schaumkopf	18 flacons de 200 ml avec embout pour produire la mousse
4825	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



WASA-SOFT

- Wasch- und Pflegelotion
- Savon liquide pour l'hygiène et les soins du corps

Art.-Nr.	Versandereinheit/Packung	Unité d'envoi/Conditionnement
4845	20 x 500 ml-Flasche	20 flacons de 500 ml
4875	12 x 1 Liter-Flasche	12 flacons de 1 litre
4895	2 x 5 Liter-Kanister	2 bidons de 5 litres

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Benetzungslücken bei der Händedesinfektion

Die markierten Handpartien gehören zu den häufig nicht erfassten Bereichen bei der Händedesinfektion.



Die 6 Schritte der Händedesinfektion

Das Standard-Einreibeverfahren: Die ausreichende Menge des Händedesinfektionsproduktes muss in die hohlen, trockenen Hände gegeben und mindestens 30 Sek. durch kräftiges Verreiben nach dem unten aufgeführten Standard-Einreibeverfahren bis zu den Handgelenken auf der Haut verteilt werden, um eine vollständige Benetzung der Hände sicherzustellen. Die Bewegungen jedes Schrittes werden 5mal durchgeführt, bevor zum nächsten Schritt übergegangen werden darf. **Achtung:** Die Hände müssen während der gesamten Einreibezeit feucht gehalten werden.



Lysoform-Sterisol-System

Système Sterisol



STERISOL-SYSTEM FLACHBEUTEL

SYSTÈME STERISOL – POUCHES PLATS

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

5606 12 x 700 ml Händedesinfektion *AHD 2000
AHD 2000 - Désinfection des mains

Arzneimittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr. Versandeinheit/Packung | Unité d'envoi/Conditionnement

8816 12 x 700 ml Duschcreme | Crème de douche
8865 12 x 700 ml Flüssigseife | Savon liquide
8805 12 x 700 ml Flüssigseife Ultramild | Savon liquide ultra-doux
8855 12 x 700 ml Handreiniger | Nettoyage des mains
8845 12 x 700 ml Hautcreme parfümfrei | Crème pour la peau sans parfum
8875 12 x 700 ml Hautlotion parfümfrei | Lotion pour la peau sans parfum

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Art.-Nr. Präparat

9050 700 ml Spender mit Dosierarm | Distributeur de 700 ml avec bras doseur
9021 Sterisol Montageplatte für 700 ml | Applique Sterisol pour le montage
Spender am Rohrrahmen | Distributeur à bras tubulaire
9030 Sterisol Spender | Distributeur Sterisol
9031 Sterisol Stahldraht-Bethalterung | Fixation Sterisol au montant du lit

Sterisol Clips für Rohrrahmen

9023 17 mm
9024 18 mm
9025 19 mm
9026 20 mm
9027 22 mm
9028 24 mm
9029 25 mm



STERISOL-SYSTEM INDUSTRIEBEUTEL

SYSTÈME STERISOL – SACHET INDUSTRIEL

Art.-Nr. Abpackung Präparat | Produit

8828 2 x 5l Duschcreme | Crème lavante pour la douche
8848 2 x 5l Handreiniger | Nettoyage des mains
8835 2 x 2,5l Sterisol Handreiniger Super Plus | Nettoyage des mains „super plus“
9010 2,5 - 5 Liter-Spender | Distributeur

Kosmetikum sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



STERISOL AUGENSPÜLUNG

RINÇAGE DES YEUX STERISOL

Art.-Nr. Abpackung Präparat | Produit

6710 10 x 1l Augenspülflasche | 10 flacons de rinçage des yeux de 1 litre
6715 2 Flaschen*/ 2 flacons* Augenflaschenset | Set pour rinçage des yeux

*(2 Flaschen mit Wand- und Tragevorrichtung)


*(2 flacons avec dispositifs de fixation au mur et support)

Zubehör und Geräteübersicht

Liste des accessoires et appareils

LY®-LASTIC – Nässeschutz für Matratzen LY-LASTIC – Protège-matelas


Auf Wunsch auch in jeder anderen Matratzengröße lieferbar
Autres tailles livrables sur demande.



STANDARDHAUBE
PROTÈGE-MATELAS STANDARD
über vier Ecken genähte Gummibezüge
à quatre coins élastiques
Maße: 195 x 90 x 12 cm
Gewicht ca. 500 g

Art.-Nr.

7000




STANDARDHAUBE PLUS
PROTÈGE-MATELAS STANDARD PLUS
zwei Einstecktaschen mit jeweils zwei
Gummibezügen und Klettverschlüssen

Art.-Nr.

8000

Maße: 195 x 90 x 12 cm, Gewicht ca. 630 g




GANZBEZUG
PROTÈGE-MATELAS COMPLET
mit Reißverschluss, schließt die Matratze
vollständig ein

Art.-Nr.

9000

Maße: 195 x 90 x 12 cm, Gewicht ca. 945 g




KISSENBEZUG
TAIE D'OREILLER
mit Reißverschluss

Art.-Nr.

6000

Maße: 80 x 80 cm
Gewicht ca. 270 g



INLETTBEZUG
ENVELOPPE POUR MATELAS

Art.-Nr.

9895

Maße: 200 x 135 cm

Instrumenten-Wannen Bac à instruments



INSTRUMENTEN-WANNE
BAC À INSTRUMENTS
1 Liter mit Deckel und Sieb
1 litre avec couvercle et tamis

Art.-Nr.

9091

Maße: 223 x 149 x 91 mm




INSTRUMENTEN-WANNE
BAC À INSTRUMENTS
5 Liter mit Deckel und Sieb
5 litres avec couvercle et tamis
Maße: 394 x 260 x 156 mm

9092

Geräteübersicht

Liste des accessoires et appareils

Zubehör



INSTRUMENTEN-WANNE BAC À INSTRUMENTS

Art.-Nr.

mit Deckel und Sieb 8 – 16 l-Gebrauchslösung

9142

Maße: 535 x 326 x 183 mm



LYSOFORM®-SOFT-VLIES



Art.-Nr.

- Universeller Vliestuchspender zum Anwenden wässriger Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel
- Distributeur de lingettes non-tissées pour l'application de désinfectants et/ou de détergents liquides

Versandereinheit/Packung

6 Spender-Eimer | 6 seaux distributeurs

3400

6 Trockenrollen à 100 Tücher | 6 rouleaux de lingettes non tissées à sec

3402

LEERFLASCHE (1 Liter) | FLACON VIDE (1 litre)

Art.-Nr.

30110

SPRÜHLEERFLASCHE (1 Liter) | FLACON VIDE VAPORISATEUR

30598

SPRÜHKOPF FÜR 1-L-SPRÜHFLASCHE | EMBOUT VAPORISATEUR

30132

DRUCKPUMPZERSTÄUBER | VAPORISATEUR, POMPE À PRESSION


Art.-Nr.
6323

DOSIERKOPF für 1000 ml Flasche | EMBOUT DOSAGE

Art.-Nr.
9774

ADAPTER | ADAPTEUR

9776



DOSIERHILFE DH 91 | SYSTÈME DE DOSAGE DH 91

Art.-Nr.
9174


Wichtige Auftragshinweise

1. Die Bestellung „Dosierhilfe DH 91“ beinhaltet automatisch alle Zubehörteile.
1. La commande du système de dosage DH 91 contient automatiquement tous les accessoires.
2. Das Präparat, für das die Dosierhilfe eingesetzt wird sowie die Konzentration, ist mit anzugeben.
2. Donner le nom du produit ainsi que la concentration pour laquelle le système de dosage sera utilisé à la commande.

Geräteübersicht

Liste des accessoires et appareils

Zubehör



DOSIERPUMPE für 5-Liter-Kanister
POMPE À DOSAGE pour bidons de 5 litres

Art.-Nr.

10 ml-Hub
 20 ml-Hub
 30 ml-Hub

3134
 3135
 3136




MESSBECHER 100 ml
GOBELET GRADUÉ (100 ml)

Art.-Nr.
 4600

2-HALS-DOSIERFLASCHE 1 Liter
2 FLACONS DOSEURS de 1 litre à double goulot

Art.-Nr.
 9773




PUMPSPENDER
DISTRIBUTEUR À POMPE

Art.-Nr.

für 500 ml-Flasche | pour flacon de 500 ml
 für 1 Liter-Flasche | pour flacon de 1 litre

9771
 9772



LYDOS F-WANDSPENDER
DISTRIBUTEUR LYDOS F

Art.-Nr.

für 500 ml-Flasche | pour flacon de 500 ml

5810

LYDOS 1000-WANDSPENDER
DISTRIBUTEUR LYDOS 1000

5763


für 1-Liter-Flaschen | pour flacons de 1 litre

LYDOS-VARIO-WANDSPENDER
DISTRIBUTEUR LYDOS VARIO

Art.-Nr.
 5820

für 500 ml-/1000 ml-Flaschen inkl. Wandbefestigung
 pour flacon de 500 ml et 1000 ml avec système de fixation au mur
 Auffangschale | Collecteur de liquide

5822




KANISTER-SCHLÜSSEL
CLÉ POUR BIDON

Art.-Nr.

für 5 Liter-Kanister | pour bidon de 5 litres

7073



UMFÜLLHAHN
ROBINET DE TRANSVASEMENT

Art.-Nr.

für 5 Liter-Kanister | bidons de 5 litres
 für 20 Liter-Kanister | bidons de 20 litres

3156
 3160

Angaben gemäß deutschem AMG/HWG zu den genannten Arzneimitteln der Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin in diesem Produkt-Programm.

AHD 2000

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:
 Arzneilich wirksamer Bestandteil: 79,9 g Ethanol 96 %,
 Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Macrogolglycerolcoco-
 ate, Geruchsstoffe, Milchsäure, Gereinigtes Wasser.
 Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-
 Desinfektion, Haut-Desinfektion.
 Besondere Hinweise: Äußerlich, unverdünnt anwenden!
 Leicht entzündlich! Arzneimittel nicht über 25°C, nicht in der
 Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbe-
 wahren!
 Zul.-Nr.: 6339804.00.00

AMOSEPT

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:
 Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2,0 g Didecyldimethyl-
 ammoniumchlorid-Lösung (50 % in 2-Propanol/Wasser 2:3),
 Sonstige Bestandteile: 1,3-Dimethylharnstoff, Propan-1-ol,
 Propylenglykol, Disodium Cocoamphodiacetate, Dibutyladi-
 pat, Geruchsstoffe, Citronensäure, Gereinigtes Wasser.
 Anwendungsgebiete: Hygienische Hände-Waschung und
 -Reinigung.
 Besondere Hinweise: Nur äußerlich, unverdünnt anwenden!
 Arzneimittel, unzugänglich für Kinder, nicht über 25°C auf-
 bewahren!
 Zul.-Nr.: 6339951.00.00

CHLORAMIN T-LYSOFORM

Zusammensetzung: 1 g Pulver enthält:
 Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1000 mg Tosylchloramid-
 Natrium • 3H₂O.
 Anwendungsgebiete: Hygienische Hände-Desinfektion, auch
 im Seuchenfall.
 Gegenanzeigen: Nicht bei Allergien gegen Tosylchloramid-
 Natrium anwenden! Sensibilisierung durch Einatmen möglich.
 Besondere Hinweise: Pulver nur in Wasser gelöst anwenden!
 Arzneimittel, unzugänglich für Kinder, kühl und trocken auf-
 bewahren, vor Licht schützen!
 Zul.-Nr.: 6339773.00.00

HOSPISEPT

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich
 wirksame Bestandteile: 55 g Propan-1-ol (Ph.Eur.), 15,84 g
 Ethanol 96 %, Sonstige Bestandteile: Dibutyladipat, Butan-
 2-on, Gereinigtes Wasser.
 Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-
 Desinfektion, Haut-Desinfektion.
 Besondere Hinweise: Äußerlich, unverdünnt anwenden!
 Entzündlich! Arzneimittel, nicht über 25°C, nicht in der Nähe
 von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren!
 Zul.-Nr.: 6339833.00.00

HOSPISEPT GEFÄRBT

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirk-
 same Bestandteile: 55,0 g Propan-1-ol, 15,84 g Ethanol 96 %,
 Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Farbstoffe Ponceau 4R
 und Gelborange S, Gereinigtes Wasser.
 Anwendungsgebiete: Haut-Desinfektion, auch vor
 Injektionen und Punktionen und vor operativen Eingriffen.
 Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Allergien gegen die
 Inhaltsstoffe.
 Besondere Hinweise: Äußerlich, unverdünnt anwenden!
 Entzündlich!
 Arzneimittel, nicht über 25°C, nicht in der Nähe von
 Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren!
 Zul.-Nr.: 68314.00.00

Informations obligatoires dans le cadre de la loi allemande sur les médicaments et les produits thérapeutiques (AMG/HWG) concernant les produits pharmaceutiques de la société Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin, Allemagne (www.lysoform.de) figurant dans ce catalogue.

AHD 2000

Composition: 100 g de produit contiennent:
Principe actif: 79,9 g d'éthanol 96%
Autres composants: butan-2-on, macrogolglycerolcocoate, parfums, acide lactique, eau purifiée.
Domaines d'application: Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, désinfection de la peau.
Indications particulières: Pour usage externe et non-dilué seulement! Facilement inflammable! Produit pharmaceutique.
Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, loin des sources d'ignition et hors de la portée des enfants!
Autorisation de mise sur le marché: No 6339804.00.00

AMOSEPT

Composition: 100 g de produit contiennent:
Principe actif: 2,0 g de solution de chlorure de didécyl diméthyl ammonium (50% dans 2-propanol/eau 2:3)
Autres composants: urée de diméthyl 1,3, propan-1-ol, propylène glycolique, disodium de cocoamphodiacétate, dibutyl adipate, parfums, acide citrique, eau purifiée.
Domaines d'application: Nettoyage et lavage hygiénique des mains.
Indications particulières: Pour usage externe et non-dilué seulement! Produit pharmaceutique. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, et hors de la portée des enfants!
Autorisation de mise sur le marché: No 6339951.00.00

CHLORAMIN-T-LYSOFORM

Composition: 1 g de poudre contient:
Principe actif: 1000 mg de sodium de tosylchloramide • 3H₂O
Domaines d'application: Désinfection hygiénique des mains, y compris lors d'une épidémie.
Contre-indications: Ne pas utiliser en cas d'allergie au sodium de tosylchloramide! Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
Indications particulières: N'utiliser la poudre qu'après l'avoir diluée dans l'eau! Conserver ce produit pharmaceutique hors de la portée des enfants, dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière!
Autorisation de mise sur le marché: No 6339773.00.00

HOSPISEPT

Composition: 100 g de produit contiennent:
Principes actifs: 55 g de propan-1-ol (Ph-Eur), 15,84 g d'éthanol à 96%
Autres composants: dibutyl adipate, butan-2-on, eau purifiée
Domaines d'application: Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, désinfection de la peau.
Indications particulières: Pour usage externe et non-dilué seulement! Inflammable! Produit pharmaceutique. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, loin des sources d'ignition et hors de la portée des enfants!
Autorisation de mise sur le marché: No 6339833.00.00

HOSPISEPT GEFÄRBT

Composition: 100 g de produit contiennent:
Principes actifs: 55 g de propan-1-ol (Ph-Eur), 15,84 g d'éthanol à 96%
Autres composants: orangés butan-2-on, colorants ponceau 4 R et jaune orangé S, eau purifiée
Domaines d'application: Désinfection de la peau avant les injections, les ponctions et les interventions chirurgicales.
Contre-indications: Ne pas utiliser en cas d'allergies aux composants.
Indications particulières: Pour usage externe et non-dilué seulement! Inflammable! Produit pharmaceutique. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, loin des sources d'ignition et hors de la portée des enfants!
Autorisation de mise sur le marché: No 68314.00.00

Lysoform-Programm

DESINFEKTION UND HYGIENE

Hände-/Haut-Desinfektion

Flächen-Desinfektion mit Reinigung

Flächen-Sprüh-Desinfektion

Instrumenten-Desinfektion

Wasch-Lotion

Hautpflege

SERVICE

Anwendungshilfen

Beratung in anwendungstechnischen
und wissenschaftlichen Fragen

Fortbildungsveranstaltungen

Erstellung von Desinfektionsplänen
und Hygiene-Richtlinien

Einstellung und Wartung von dezentralen
und zentralen Zumischgeräten

Präparate- und Geräte-Information

Dosiertabelle

Tableau de dosage

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133 · 12247 Berlin · Tel. 030 - 77 99 2-0 0



Menge der Verbrauchs- verdünnung	Gebrauchs- Konzen- tration	0,25%	0,5%	0,75%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%
1 Liter		2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
2 Liter		5,0 ml	10 ml	15,0 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
3 Liter		7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml
4 Liter		10,0 ml	20 ml	30,0 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
5 Liter		12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
6 Liter		15,0 ml	30 ml	45,0 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml
7 Liter		17,5 ml	35 ml	52,5 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml
8 Liter		20,0 ml	40 ml	60,0 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
9 Liter		22,5 ml	45 ml	67,5 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml
10 Liter		25,0 ml	50 ml	75,0 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
15 Liter		37,5 ml	75 ml	112,5 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml
20 Liter		50,0 ml	100 ml	150,5 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1,0 Liter
25 Liter		62,5 ml	125 ml	187,5 ml	250 ml	375 ml	500 ml	750 ml	1,0 Liter	1,25 Liter
30 Liter		75,0 ml	150 ml	225,0 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1,2 Liter	1,5 Liter
40 Liter		100,0 ml	200 ml	300,0 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1,2 Liter	1,6 Liter	2,0 Liter
50 Liter		125,0 ml	250 ml	375,0 ml	500 ml	750 ml	1,0 Liter	1,5 Liter	2,0 Liter	2,5 Liter

Wichtig: Immer erst Wasser (ca. Zimmertemperatur) einfüllen und dann das Desinfektionsmittel zugeben!

Die Menge des Wassers errechnet sich, wenn von der gewünschten Menge der Verbrauchsverdünnung die Menge des Desinfektionsmittels abgezogen wird.

Important: Toujours remplir le récipient d'eau (à la température ambiante) avant d'ajouter le désinfectant.

Diese Dosiertabelle erhalten Sie auf Anforderung auch DIN A4 laminiert.

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14