

Paradise Disinfect

Manueller Desinfektionsmittelspender



Kartuschenwechsel

Einfacher Austausch der Disinfect-Flasche dank Click-in-Bottle-System. Hier geht's zur Videoanleitung:



Für die hygienische Händewaschung und die hygienische Händedesinfektion mit antibakterieller und begrenzt viruzider Wirkung*


Füllstandanzeige

Ergonomische Einhandbedienung per Zughebel

Tropffreie Desinfektionsmittelausgabe

Details	Artikelnummer	4029000 AX-Nr.: 1700071
	Material	Schlagfester Kunststoff (ABS)
	Gewicht Spender (ohne Füllmaterial)	0,6 kg
	Funktion	mechanisch
	Bedienung	per Zughebel
	Füllmenge	500 ml \triangleq ca. 170 Portionen (1 Portion \triangleq 3 ml)**
	Reservetank	Ja (100 ml \triangleq ca. 30 Portionen)
	Schloss zur Diebstahlsicherung	Ja
	Montagevoraussetzung	Keine
Montageart/-höhe	Bohrmontage (optional bohrlose Befestigung) Ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante	

Verpackung	Lieferumfang	1 Spender 1 Montage- und Bedienungsanleitung 1 CWS Universalschlüssel Montagematerial (Schrauben und Dübel)
	Kleinste Verpackungseinheit	1 Stück 30,5 x 9,5 x 11,8 cm (H x B x T) 0,6 kg 4049657025529
	Palette	288 Stück 161,8 x 120,0 x 80,0 cm (H x B x T) 215 kg 4049657025543



* Unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung. Registriertes Biozid, Autorisation: AT: autorisiert | CH: CHZN3853 | DE: N-58490.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

** Zur hygienischen Händewaschung ist mindestens 1 Portion pro Anwendung nötig. Zur hygienischen Händedesinfektion sind mindestens 2 Portionen zur Anwendung nötig.

Paradise Disinfect

Manueller Desinfektionsmittelspender

Verbrauchsmaterial

	Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung
CWS Desinfektionsgel	CWS Disinfection Gel 500 ml (DE,AT,CH,BE,LU)	5487001	<ul style="list-style-type: none">• Dual-Produkt: Erfüllt alle Anforderungen an die hygienische Händewaschung (EN 1499) und die hygienische Händedesinfektion (EN 1500), VAH-zertifiziert• Anwendung EN 1499: eine Portion (1 x 3 ml), 30 Sek. Einwirkzeit• Anwendung EN 1500: zwei Portionen (2 x 3 ml), 30 Sek. Einwirkzeit• Anwendung ohne Wasser• Bakterizide und begrenzt viruzide Wirkung* gemäß DVV/RKI• Unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. ä. Systeme• Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt• Pflegekomplex aus Allantoin und rückfettenden Substanzen• Eingesetztes Parfüm erfüllt den IFRA-Standard

* Unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung. Registriertes Biozid, Autorisation: AT: autorisiert | CHZN3853 | DE: CWS BestAntibact, N-67773

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.