

ARCANDIS-Presoft

Schonender Vorreiniger

- ▶ Flüssiger Vorreiniger für Geschirr, Besteck, Töpfe und Behälter
- ▶ Schnelle und gründliche Entfernung von angetrockneten, hartnäckigen Speiserückständen
- ▶ Schaumarm eingestellt
- ▶ Gewährleistet ein optimales Spülergebnis bei der anschließenden maschinellen Geschirrrreinigung
- ▶ Geringe Schmutzbelastung der Spülflotte durch die Vorreinigung
- ▶ Neutralisiert negative Gerüche
- ▶ Materialschonend
- ▶ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



Anwendungsbereich

Zur Vorreinigung von alkalibeständigem Geschirr, Besteck, Töpfen und Behältern vor der maschinellen Geschirrrreinigung.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Maschinelle Geschirr-Reinigung:

50–100 ml zu 10 L Wasser.

Edelstahlbecken mit Wasser (30 °C bis 40 °C) füllen. Je nach Verschmutzungsgrad des Spülgutes Produkt unverdünnt in das Tauchbecken dosieren und 10 bis 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt in der Spülmaschine reinigen. Das Tauchbad ist je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs rechtzeitig zu erneuern.

Der Verbrauch ist abhängig vom Verschmutzungsgrad und der Wassermenge.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, Alkalien, Additive.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j560101	6 x 1 L PCR-Flaschen (Karton)		84
j560110	10 L Kanister	10,8	60