



DESOCARE WASCHHANDSCHUH

Trockener Waschhandschuh zur Körperreinigung

- + Weich, hautfreundlich und hygienisch
- + Einfach in der Anwendung
- + Reib- und rubbelfest



DESOCARE WASCHHANDSCHUHE sind trockene Einmalwaschhandschuhe zur schonenden Reinigung des ganzen Körpers oder einzelner Körperregionen bei immobilen Patienten. Der Einsatz von Einmalprodukten zur Körperreinigung stellt eine sinnvolle Alternative zu textilen Materialien dar. Es besteht hierdurch ein verringertes Kontaminationsrisiko, das insbesondere bei der Infektionsvorbeugung zum Tragen kommt. **DESOCARE WASCHHANDSCHUHE** sind durch den besonders weichen Vliesstoff schonend und hautfreundlich.

Anwendungsgebiete

Reinigung des ganzen Körpers oder einzelner Körperregionen bei immobilen Patienten in Verbindung mit Hautreinigungs- und -pflegeprodukten (Waschlotion, Reinigungsschaum).

Anwendung

Die zu reinigenden Körperregionen mit einem zuvor getränkten Waschhandschuh abreiben.

Anwendungsbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen Arbeitsmittel und Herrichten der Arbeitsfläche. Waschschüssel mit Wasser in individueller Wassertemperatur füllen und ggfs. Waschwasserzusätze hinzugeben. Sicherstellen einer angenehmen Lage der zu waschenden Person.

Die Folienverpackung über die Aufreißperforation auf der Rückseite öffnen. Einen trockenen **DESOCARE WASCHHANDSCHUH** entnehmen und mit Wasser/Waschlösung durchtränken und die zu reinigende Körperregion abreiben. Es wird empfohlen, die Körperreinigung entsprechend dem Schema zur Ganzkörperwaschung durchzuführen und je Körperregion einen **DESOCARE WASCHHANDSCHUH** zu nutzen und nach Verwendung zu werfen.

Nach erfolgter Reinigung Wasser / Waschlösung ausleeren und Waschschüssel reinigen und desinfizieren.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Größe	Art. Nr.
DESOCARE WASCHHANDSCHUH	Packung	50 Handschuhe	20	15 x 23 cm	DT-719-T050-01