



HÄNDE-/HAUT-  
REINIGUNG/PFLEGE

# Wasa® 2000

Waschlotion für alkalifreie hautfreundliche  
Waschungen und Bäder

Lotion lavante – pour une toilette et  
des bains sans alcalins et bien  
tolérés par la peau



# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Wasa® 2000

## INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Ethanol Denat., Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Dibutyl Adipate, Parfum, Citric Acid, Urea, Farnesol, Sorbic Acid, Glycol Distearate, Stearamide MEA, Cocamide DEA, CI 42090

## EIGENSCHAFTEN

- Wasa® 2000 Waschlotion reinigt schonend und gründlich, selbst bei starker Verschmutzung
- sehr gute Verträglichkeit auch bei Anwendung alkoholischer Händedesinfektionsmittel
- ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich, dank ausgewählter Rohstoffe
- erhält den natürlichen Schutzmantel der Haut
- fördert und regeneriert die biologische Abwehrfunktion der Haut
- bildet einen milden Schaum, hat einen angenehmen Geruch
- hinterlässt keinen Kalkseifenrand in der Badewanne
- ist für regelmäßigen Gebrauch zu empfehlen
- ist biologisch abbaubar

## ANWENDUNGSGEBIETE

- für Waschungen, Voll- und Teilbäder
- zur allgemeinen Körperreinigung
- zur Kinder- und Säuglingspflege
- zur Krankenpflege
- bei Empfindlichkeit gegen alkalische Seifen
- zur Kopf- und Haarwäsche, auch bei empfindlicher Haut

## ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Hände-Reinigung: Hände anfeuchten, mit Wasa® 2000 Waschlotion waschen, gut abspülen und abtrocknen.

Haut-Reinigung: Für Bäder, Schaumbäder und Körperwaschungen entsprechend mehr Wasa® 2000 Waschlotion nehmen.

Hinweis: Nach längerer Lagerung gegebenenfalls vor Gebrauch schütteln.

## VERSANDEINHEIT/PACKUNG

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 20 x 125 ml-Flasche  | Art.-Nr. 6104 |
| 20 x 500 ml-Flasche  | Art.-Nr. 8498 |
| 12 x 1 Liter-Flasche | Art.-Nr. 6118 |
| 2 x 5 Liter-Kanister | Art.-Nr. 5545 |

## Zubehör

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Dosier-Spender für 500 ml-Flasche      | Art.-Nr. 9771 |
| Dosier-Spender für 1 Liter-Flasche     | Art.-Nr. 9772 |
| Wandspender ELS 25 für 500 ml-Flasche  | Art.-Nr. 4749 |
| Wandspender TLS 25 für 1 Liter-Flasche | Art.-Nr. 5764 |

# Mode d'emploi

A lire attentivement!

Wasa® 2000

## INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Ethanol Denat., Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Dibutyl Adipate, Parfum, Citric Acid, Urea, Farnesol, Sorbic Acid, Glycol Distearate, Stearamide MEA, Cocamide DEA, CI 42090

## PROPRIÉTÉS

- Wasa® 2000 nettoie la peau en douceur et en profondeur, même en cas de salissure importante
- très bonne tolérance, même en cas d'utilisation régulière de désinfectants pour les mains à base d'alcool
- bien supporté, même par les peaux sensibles grâce à des matières premières d'excellente qualité
- renforce et régénère les défenses naturelles de la peau
- forme une mousse non-agressive; agréablement parfumé
- ne laisse pas de "traces" dans la baignoire
- utilisation régulière recommandée
- bio-dégradable

## DOMAINES D'APPLICATION

- pour la toilette, les bains complets et partiels
- pour l'hygiène corporelle en général
- pour les soins hygiéniques aux enfants et aux nourrissons
- pour la toilette des malades
- en cas d'intolérance aux savons alcalins
- pour le lavage de la tête et des cheveux, même en cas de peau sensible

## MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Lavage des mains: Humidifier les mains, les laver avec Wasa® 2000, bien les rincer et sécher.

Nettoyage de la peau: Pour les bains, les bains moussants et la toilette, utiliser une quantité plus importante de Wasa® 2000.

Remarque: En cas de stockage prolongé, agiter avant l'emploi.

## CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 20 x 125 ml flacon  | Art.-Nr. 6104 |
| 20 x 500 ml flacon  | Art.-Nr. 8498 |
| 12 x 1 litre flacon | Art.-Nr. 6118 |
| 2 x 5 litres bidon  | Art.-Nr. 5545 |

## Accessoires

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| distributeur doseur pour le flacon de 500 ml        | Art.-Nr. 9771 |
| distributeur doseur pour le flacon de 1 litre       | Art.-Nr. 9772 |
| distributeur mural ELS 25 pour le flacon de 500 ml  | Art.-Nr. 4749 |
| distributeur mural TLS 25 pour le flacon de 1 litre | Art.-Nr. 5764 |

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.  
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant – Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0  
CH: 056 - 441 69 81



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin  
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700/LYSOFORM  
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



**LYSOFORM**  
**Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG**  
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch  
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14