

Whirlpool-Desinfektion 2 in 1

Hochkonzentrierter Hygiene-Reiniger für Whirlpools aller Art

Whirlpools bilden, aufgrund der warmen Wassertemperaturen und der Rückstände von gebrauchtem Wasser, Fetten und Seifen, eine ideale Grundlage für die Vermehrung von krankheitserregenden Bakterien und Pilzen. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, stellt daher die permanente Desinfektion und hygienische Reinigung von Whirlpools inklusiv Düsen und Rohrleitungs-Systemen ein unbedingtes Erfordernis dar.

- Desinfiziert und entkalkt Düsen, Wanne und Rohrleitungssysteme
- Entfernt dauerhaft Bakterien, Pilze, Keime, Viren und unangenehme Gerüche
- Für Whirlpools mit oder ohne Dosiervorrichtung



Whirlpool-Desinfektion 2 in 1

Hochkonzentriertes Spezialprodukt zur schnellen und wirkungsvollen Hygienereinigung von Leitungs- und Pumpsystemen, Düsen und Wanne des Whirlpools. Entfernt zuverlässig unangenehme Gerüche, Bakterien, Keime, Pilze und andere Mikroorganismen, die sich in den schwer zugänglichen Bereichen des Whirlpools ansiedeln und vermehren können. Darüber hinaus werden zusätzlich Kalk sowie Seifen- und Fettablagerungen, die als Ernährungsgrundlage der Mikroorganismen dienen, restlos beseitigt.

Einsatzgebiete:

Desinfektion und hygienische Intensivreinigung von Düsen und Rohrleitungssystemen in Whirlpools – mit oder ohne Dosiervorrichtung bzw. integriertem Dosiersystem.

Anwendung:

In Whirlpools ohne Dosiereinrichtung

Nach jedem Baden ca. 50 ml Whirlpool-Desinfektion 2 in 1 dem gebrauchten Badewasser zugeben. Den Wasserstand so regulieren, dass die Düsen ausreichend mit Wasser bedeckt sind. Ca. 30 Minuten einwirken lassen, dabei Umwälzpumpe mehrmals für 1 - 2 Minuten einschalten. Anschließend Wasser ablassen und Pumpe zum Ausspülen der Rückstände kurz laufen lassen. Wanne mit reichlich klarem Wasser gut nachspülen.

Zur Keimbekämpfung nach längerer Nichtbenutzung

Vor dem Baden Whirlpool mit Wasser füllen, 100-200 ml Whirlpool-Desinfektion 2 in 1 zugeben und wie oben beschrieben verfahren.

In Whirlpools mit Dosiereinrichtung

Whirlpool-Desinfektion 2 in 1 pur in den dafür vorgesehenen Dosierbehälter geben. Immer die Herstellerhinweise beachten.

Ergiebigkeit:

500 ml Konzentrat reichen für ca. 10 Anwendungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 150 200	Whirlpool-Desinfektion	500 ml	24	4029559007892

2 in 1 Hygieneformel

- Sichere Desinfektion
- Saubere Entkalkung



Whirlpool-Desinfektion 2 in 1 sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.