



Plum Augenspülstation 4708 mit 2 Flaschen mit 1000 ml Augenspüllösung



Plum Augenspülstation 4708 mit zwei Augenspülflaschen mit je 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit zwei Wandhalterungen und beiliegendem Piktogramm. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wenn eine sehr lange Spülzeit erforderlich wird.

PZN-Nr.: 3128893

- Maße Piktogramm (H x B x T): 290 x 228 x 3 mm
- Maße Wandstation (H x B x T): 350 x 265 x 55 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 20 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Natriumchloridlösung (0,9%)

Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z. B. Staub, Schmutz, Splitter o. ä.

Produkt-Eigenschaften

- Spüldauer ca. 20 Minuten
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- inklusive Wandhalterung & Piktogramm
- gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **4708**