



Plum 200 ml pH Neutral für Augen, Haut und Wunden



Plum 200 ml pH Neutral für Augen, Haut und Wunden

Plum Spülflasche pH Neutral mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) kann zur Spülung von Augen, Haut und Wunden verwendet werden. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Spülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet.

Produkt-Eigenschaften:

- Spülung von Augen, Haut und Wunden
- Spüldauer ca. 2 Minuten
- Haltbarkeit: 3,5 Jahre
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet
- PZN-Nr.: 4397394
- gemäß DIN EN 15154-4

pH Neutral:

Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.

Artikel-Nr.: **4752**